

**LETTINI VISITA BASIC
ECONOMIC EXAMINATION BEDS
LITS D'EXAMEN BASIC
UNTERSUCHUNGSBETT BASIC
CAMILLAS DE EXAMEN BASIC
MARQUESAS DE VISITA BASIC**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

REF

44452 – 44453 - 44457 - 44458

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

CH REP

Medicare AG, Hauptstr.51
5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP

Maclin Power Ltd
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

MD



ACHTUNG! Vor Gebrauch des Produktes müssen die Bediener die Betriebsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.

EINLEITUNG

Laut der Verordnung (EU) 2017/745, zählt das Produkt zu MEDIZINPRODUKTEN DER KLASSE I.
Vor dem Gebrauch muss das vorliegende Handbuch sorgfältig gelesen werden.

BESCHREIBUNG

Das Untersuchungsbett Basic ist für den Einsatz in Krankenhäusern, Gemeindezentren, Pflegeheimen, insbesondere für Ärztezentren / Praxen vorgesehen.

Das Bett hat kleine Abmessungen; Die abwaschbare und feuerhemmende Matratze besteht aus zwei Teilen, einem fixen Teil und einem, in verschiedenen Stellungen, feststellbaren Teil. Je nach Modell kann die Struktur lackiert oder verchromt sein.

- Verchromte oder lackierte Struktur, bestehend aus Füßen, Rahmen und Rückenlehne
- Matratze mit waschbarem und feuerfestem Stoff bezogen
- Auf Anfrage: Lakenhalter

KOMPONENTEN

- Nr. 2 Füße
- Nr. 1 Strebe mit Mechanismus zum Aufrichten der Rückenlehne ▲
- Nr. 3 kurze Streben ohne Bohrungen ☆
- Nr. 2 kurze Streben mit Bohrungen ●
- Nr. 1 lange Strebe ◆
- Polsterung Rückenlehne
- Polsterung Sitzfläche

Tüte mit Montagematerial


- Nr. 16 Knopfkopfschrauben mit Innensechskant 8 x 50
- Nr.18 Scheibe M8
- Nr. 6 Knopfkopfschrauben Panelvit 4,5 x 45 (um die Matte am Rahmen zu befestigen)
- Inbusschlüssel 5 mm

MONTAGEANWEISUNGEN:

Das Bett wird vollständig demontiert geliefert.

Achtung: Die Streben müssen korrekt eingesetzt werden; hierzu müssen die Symbole beachtet werden

- 1. Die Füße des Bettes in die Hand nehmen und mithilfe der Schrauben und der entsprechenden Unterlegscheiben mit den 5 Streben zusammenbauen.*
- 2. Die lange Strebe auf den beiden gelochten Streben, die zuvor an den Füßen befestigt wurden, montieren.*
- 3. An der Struktur auch die Strebe mit dem Mechanismus zum Heben der Kopfstütze, der bereits auf der Polsterung der Rückenlehne mit der Sechskantschraube und der Mutter montiert wurde, befestigen.*
- 4. Zum Schluss die Polsterungen mittels der Schrauben am Rahmen befestigen.*



TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen	191 x 62 x 73 cm
Gewicht	27,50 kg
Max. Tragfähigkeit	120 kg

WARNHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

- Sicherstellen, dass die Spannmuttern ordnungsgemäß angezogen sind.
- Die max. Tragfähigkeit laut technischem Datenblatt muss eingehalten werden.
- Direkten Kontakt mit offenen Wunden vermeiden.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Beim Einstellen der Höhe des Bettes und der Rückenlehne muss sichergestellt werden, dass niemand die Hände, Beine oder andere Körperteile in den Aktionsbereich einführt: QUETSCHGEFAHR!
- Das Bett verschieben, ohne es vom Boden anzuheben.
- Wenn das Bett mit Rädern ausgestattet ist, vor dem Verschieben sicherstellen, dass die Bremsen nicht festgezogen sind.

WARTUNG UND REINIGUNG


- Nur originale Ersatzteile verwenden.
- Alle Befestigungspunkte müssen regelmäßig kontrolliert werden.
- Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollte länger Sonneneinstrahlung, der Kontakt mit salzhaltigen Umgebungen und der Lagerung in sehr feuchten Umgebungen vermieden werden.
- Die Edelstahloberflächen mit Seifenwasser und speziellen Desinfektionsmitteln reinigen.
- Mit einem feuchten Tuch nachwischen und sorgfältig trocknen.
- Keine Reinigungsmittel auf Chlor- oder Ammoniakbasis sowie keine fettigen und öligen Substanzen auf die Oberfläche gießen.
- Zur Reinigung keine Werkzeuge aus Eisen verwenden. Zur Desinfektion nur geeignete, nicht korrosive Mittel verwenden.

HINWEISE ZUR REINIGUNG DES STOFFES:

Mit Seife und einem befeuchteten Tuch reinigen und mit sauberem Wasser abwischen.

Keine Lösungsmittel, Bleichmittel und chemischen Reinigungsmittel bzw. Poliersprays verwenden.

Achtung: Im Allgemeinen dürfen die hellen Farben des Kunstleders nicht mit Kleidungsstücken mit nicht fixierten Farbstoffen (z. B. Jeans und Derivaten) in Kontakt gebracht werden, um Flecken oder Ränder zu vermeiden, die nicht gereinigt werden können.

	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Erzeugniscode		Gebrauchsanweisung beachten		Hersteller
	Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen		Chargennummer		Medizinprodukt
	Eindeutige Gerätekennung		Herstellungsdatum		Bevollmächtigter Vertreter in der Schweizer Gemeinschaft
	Bevollmächtigter Vertreter in Großbritannien				

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.