



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI

DIGITAL NURSE WATCH

MONTRE D'INFIRMIÈRE DIGITALE

RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA

Manuale d'uso - User manual
Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

GIMA 20480



Nox Industry Co., Limited
603-5 NO.17-2 Wanghai Road, Siming District
Xiamen, China, P.C. 361008
info@noxtime.com
Made in China



NS888



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





Funzioni

Display a 6 cifre: mese, data,
giorno della settimana, ore, minuti, secondi
Modalità cronografo
Impostazione 12/24 ore
Allarme
Retroilluminazione elettroluminescente.



Istruzioni

Impostazione dell'ora, della data e del giorno della settimana

Premere B 3 volte finché non lampeggiano i secondi, impostare l'ora premendo D, C, premere C per confermare e tornare al display in modalità normale. Impostare l'ora con la procedura seguente:

Premere B 3 volte (Esempio: **13:02:23**).

I secondi (23) lampeggiano; premere D per aumentarli, C per tornare a 00 e una seconda volta per confermare.

I minuti (02) lampeggiano; premere D per aumentarli e C per confermare.

Le ore (13) lampeggiano; premere D per aumentarle e C per confermare.

A questo punto la data lampeggia; premere D per aumentare le cifre e C per confermare.

Il mese lampeggia; premere D per aumentare le cifre e C per confermare.

Le settimane lampeggiano; premere D finché non lampeggia il giorno esatto, poi premere B per confermare tutte le impostazioni e tornare alla modalità normale del display.



Modalità cronografo

Con il display in modalità normale, premere B una volta per entrare in modalità cronografo, premere D una volta per avviare o arrestare il conteggio del tempo. Premere C una volta per azzerare i dati. Premere B una volta per tornare alla modalità normale del display.



Impostazione formato 12/24 ore

Con il display in modalità normale, premere B 3 volte per entrare nella modalità di impostazione dell'ora, premere C 2 volte per entrare nella modalità di impostazione del formato 12/24 ore, premere D finché non compare 12/24. Premere B una volta per tornare alla modalità normale del display.

Retroilluminazione elettroluminescente

Premere A una volta; la retroilluminazione si accende per 3 secondi.

Impostazione dell'allarme

Con il display in modalità normale, premere B 2 volte per entrare nella modalità allarme: le ore lampeggiano; premere D per regolare le ore, poi premere C: i minuti lampeggiano; premere D per regolare i minuti, poi premere B per tornare alla modalità display normale.

Attivazione /disattivazione allarme

Tenere premuti C e D contemporaneamente per attivare o disattivare l'allarme. L'allarme dura un minuto.

Segnale acustico orario

Tenendo premuto C, premere B per attivare/disattivare il segnale acustico orario. Quando è attivo, sono visualizzati tutti i giorni della settimana. In caso contrario, il segnale acustico orario non è in funzione.

Sostituzione della batteria

Sul retro dell'orologio si trova un intaglio per aprire la cassa e accedere alla batteria. Sollevare la parte posteriore con uno strumento appuntito e sottile. Rimuovere il coperchio metallico e togliere la batteria facendola scivolare sul lato. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità, con il "+" verso l'alto. Rimettere il coperchio metallico e richiudere la cassa.

Peso: 45g

Batteria: Batteria al litio 3V CR2025



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.



Functions

- 6 digits display: Month, Date, Week day, Hour, Minute, Second
- Stop watch
- 12/24 hours
- Alarm
- EL background light



Instructions

Set Time & Date, week day

3 x Press B, second flashes, set time by pressing D,C, by pressing C to confirm & return normal display. Please set time by following steps.

3xPress B (Example: **13:02:23**)

Second (23) flashes, press D to increase the seconds, press C back to 00, press C to confirm.

Minute (02) flashes, press D to increase the numbers , press C to confirm.

Hour (13) flashes, press D to increase the numbers, press C to confirm.

Date flashes, press D to increase the numbers, press C to confirm

Month flashes, press D to increase the numbers, press C to confirm

Week flashes, press D move the flash to the correct week day, then press B to confirm all setups, and back to normal display.



Stop watch

Under normal display, 1 x press B
 enter stopwatch mode,
 1 x press D Start/stop to counting time
 1 x press C clear data.
 1 x press B, back to normal display.

12/24 Hours

Under normal display , 3 x press B,
 enter time setup mode,
 2 x press C enter 12/24 switch mode,
 press D until 12/24 displays.
 1 x press B back to normal display.

EL background light

1 x press A, EL light on 3 seconds.

Set Alarm

Under normal display.
 2 x press B, enter alarm mode, hour flashes, press D to adjust the hour, then press C,
 minute flashes, press D to adjust minute, press B back to normal display.

Alarm On/Off

Press C(don't remove), press D at the same time to set ON/OFF of alarm. Alarm
 keeps on 1 minute.

Hourly bell

Press C(don't remove),press B to set hourly bell on/off. When hourly bell is on, all
 week day display in on.
 Otherwise means hourly bell is off.

Battery replacement

On the back of the watch, there is a notch to open the housing and get to the battery.
 Lift the rear with a sharp and thin instrument. Remove the metal cover and the battery
 by sliding it on the side.

Insert the new battery complying with the correct polarity with the “+” facing up.
 Replace the metal cover and close the case.

Weight: 45g

Battery: 3V Lithium Battery CR2025



Disposal: *The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.*

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies





Fonctions

Affichage à 6 chiffres : Mois, Date,
Jour semaine, Heure, Minute, Seconde
Arrêt montre
12/24 heures
Alarme
Lumière de fond EL



Mode d'emploi

Réglage Date & Heure, jour semaine

Presser B 3 fois, les secondes clignotent, régler l'heure en appuyant sur D,C, en appuyant sur C pour confirmer & revenir sur l'affichage normal. Régler l'heure en suivant les étapes suivantes.

Appuyer 3 fois sur B (Exemple: **13:02:23**)

Seconde (23) clignote, appuyer sur D pour augmenter les secondes, appuyer sur C pour revenir sur 00, appuyer sur C pour confirmer.

Minute (02) clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Heure (13) clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Date clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Mois clignote, appuyer sur D pour augmenter le nombre, appuyer sur C pour confirmer.

Semaine clignote, appuyer sur D, déplacer le clignotement sur le jour de la semaine correct, puis appuyer sur B pour confirmer tous les réglages et revenir sur l'affichage normal.



Arrêter montre

Dans l'affichage normal, appuyer 1 fois sur B pour entrer dans le mode arrêt montre. Appuyer 1 fois sur Arrêt/Marche D pour compter le temps. Appuyer 1 fois sur C pour annuler les données. Appuyer 1 fois sur B pour revenir sur l'affichage normal.



12/24 Heures

Dans l'affichage normal, appuyer 3 fois sur B, entrer dans le mode de réglage de l'heure, Appuyer 2 fois sur C, entrer le mode de commutation 12/24, appuyer sur D jusqu'à ce que 12/24 s'affiche. Appuyer 1 fois sur B pour revenir sur l'affichage normal.

Lumière de fond EL

appuyer 1 fois sur A, EL s'allumera pendant 3 secondes.

Régler l'Alarme

Dans l'affichage normal. Appuyer 2 fois sur B, entrer dans le mode alarme, heure clignote, appuyer sur D pour régler l'heure puis appuyer sur C, minute clignote, appuyer sur D pour régler les minutes, appuyer sur B pour revenir sur l'affichage normal.

Alarme On/Off

Appuyer sur C (ne pas enlever), appuyer sur D simultanément pour régler ON/OFF de l'alarme. L'alarme dure 1 minute.

Sonnerie horaire

Appuyer sur C (ne pas enlever), appuyer sur B pour régler la sonnerie horaire on/off. Quand la sonnerie horaire est activée, tous les jours de la semaine sont affichés. Dans le cas contraire, la sonnerie horaire est désactivée.

Changement de la pile

A l'arrière de la montre, il y a une encoche permettant d'ouvrir le boîtier et d'accéder à la pile. Soulevez la partie arrière grâce à un outil pointu et fin. Enlevez le couvercle métallique et retirez la pile en la faisant glisser sur le côté. Insérez la nouvelle en respectant la polarité, le "+" vers le haut. Remettez le couvercle métallique et refermez le boîtier.

Poids: 45g

Pile: Batterie au lithium 3V CR2025



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



Funciones

Pantalla de 6 dígitos: Mes, fecha,
 día de la semana, horas, minutos, segundos
 Cronómetro
 12/24 horas
 Alarma
 Luz de fondo EL



Instrucciones

Configurar Hora y Fecha, día de la semana

Pulsar B 3 veces, los dígitos de los segundos parpadean, configurar la hora presionando D, C, presionar C para confirmar y regresar a la pantalla normal.

Por favor, configure la hora siguiendo los pasos.

Pulsar B 3 veces (Ejemplo: **13:02:23**)

Segundos (23) parpadean, presionar D para aumentar los segundos, presionar C para regresar a 00, presionar C para confirmar.

Minutos (02) parpadean, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

Hora (13) parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

La fecha parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar.

El mes parpadea, presionar D para aumentar los números, presionar C para confirmar

La semana parpadea, presionar D, mover el destello al día de la semana correcto, luego presionar B para confirmar todas las configuraciones y regresar a la pantalla normal.



Cronómetro

En la pantalla normal, pulsar B una vez para entrar en el modo de cronómetro, Pulsar D una vez: Iniciar/Detener el conteo del tiempo.

Pulsar C una vez: Borrar la fecha. Pulsar B una vez: Regresar a la pantalla normal.



12/24 horas

En la pantalla normal, pulsar B 3 veces:

Entrar en el modo de configuración de la hora, pulsar C dos veces para entrar

en el modo de conmutación 12/24: presionar D hasta que aparezca 12/24.

Pulsar B una vez: Regresar a la pantalla normal.

Luz de fondo EL

Pulsar A una vez: La luz EL se enciende durante 3 segundos.

Configurar Alarma

En la pantalla normal.

Pulsar B dos veces para entrar en el modo alarma, la hora parpadea,

presionar D para ajustar la hora, luego presionar C, los minutos parpadean, presionar D para ajustar los minutos, presionar B para regresar a la pantalla normal.

Encender/Apagar alarma

Presionar C (no soltar), presionar D al mismo tiempo para configurar Encender/Apagar alarma. La alarma permanece encendida durante 1 minuto.

Timbre de cada hora

Presionar C (no soltar), presionar B para configurar el encendido/apagado del timbre de cada hora. Cuando el timbre de cada hora está encendido, se visualizan todos los días de la semana.

De lo contrario, significa que el timbre de cada hora está apagado.

Sustitución de la batería

En la parte posterior del reloj hay una pequeña fisura para abrir la caja y poder acceder a la batería. Levantar la parte posterior con un instrumento de punta fina. Quitar la tapa de metal y sacar la batería deslizándola lateralmente. Introducir la nueva batería teniendo en cuenta la polaridad, con el "+" hacia arriba. Colocar de nuevo la tapa de metal y cerrar la caja.

Peso: 45g

Batería: Pila al litio 3V CR2025



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.