

ISTRUZIONI PER L'USO

INJ-SAFE SIRINGHE CON AGO IPODERMICO DI SICUREZZA MONTATO

DESTINAZIONE D'USO:

Siringa con ago ipodermico di sicurezza montato, monouso, sterile, atossica, apirogena, per iniezioni e somministrazione di sostanze.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Prima dell'uso verificare la data di scadenza. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso. Aprire la confezione ed usare immediatamente. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

Preparare con cura e asetticamente la zona. Estrarre la siringa dal blister.

Abbassare il dispositivo di protezione dell'ago, spingendo lateralmente lo stesso, fino ad avvertire il "click" di blocco in apertura. Sfilare il cappuccio copri-ago.

Procedere con la somministrazione. Al termine del processo, sollevare il dispositivo di protezione fino a coprire interamente l'ago avvertendo un "click" d'aggancio del dispositivo, oppure terminare l'operazione aiutandosi con un piano di appoggio per ultimare l'operazione di aggancio dello stesso senza neanche avvicinare la mano all'ago. Smaltire come rifiuto ospedaliero.

LATEX FREE:

Il dispositivo è privo di lattice per evitare il rischio di reazioni allergiche.

METODO DI STERILIZZAZIONE:

Sterilizzazione ad Ossido di Etilene (EtO), quantità residua di gas secondo le normative vigenti

SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate. Il prodotto che non è venuto a contatto con agenti infettivi o altri materiali rischiosi, non può essere considerato rifiuto pericoloso.

CONSERVAZIONE:

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

Le suddette Istruzioni per l'Uso devono essere conservate dall'utilizzatore per tutta la durata del DM.

Ed. 3 – Maggio 2023



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it

INSTRUCTIONS FOR USE

INJ-SAFE SYRINGES WITH MOUNTED SAFETY HYPODERMIC NEEDLE

PURPOSE OF USE

Sterile, non-toxic, non-pyrogenic, for single use, syringe with mounted safety hypodermic needle for injections and administration of solutions.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Before using check the expire date. Do not use if packaging is damaged. In case of re-use, infections can occur: consult a doctor.

Prepare the area carefully and aseptically. Remove the syringe from the blister.

Pull down the protection device, pushing it on the side, until a "click" is heard, assuring the opening lock. Go on with the administration. After finishing, put up the protection device until the needle has been completely covered and a "click" is heard. It means that the device has been completely covered in an irreversible way.

It is also possible to finish the connection process on a table, in order to avoid any contact with the needle. Dispose of it properly after use.

LATEX FREE:

The device is latex free in order to prevent any risk of allergic reaction.

STERILIZATION METHOD:

Sterilized by Ethylene Oxide (EtO), residual amount of gas in accordance with the regulations.

DISPOSAL:

Disposal must be made in accordance with the applicable government regulations. Incineration or landfill disposal must be carried out under controlled conditions. The product that didn't come in to contact with infectious agents or other hazardous materials, can not be considered dangerous waste.

CONSERVATION:

Store in a cool dry place and far away from the any source of heat at a temperature.

These Instructions for Use note must be preserved by the user for the duration of the DM.

Ed. 3 – May 2023



Health&Safety

RAYS SPA

via Francesco Crispi - 60027 Osimo (AN)

Tel. 071 2868935 - Fax 071 2868911 - www.rays.it - info@rays.it