





ITALIANO

## PINZETTE PER SCHEGGE

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### Dispositivi

Pinzette per schegge di vetro con lente di ingrandimento (non sterili, in acciaio inossidabile) per prevenire infezioni

### Descrizione

Il prodotto è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere usato solo per lo scopo previsto specificato nella scheda tecnica.

### Avvertenze

- Non:**
- Usare impropriamente gli strumenti o sforzare troppo i giunti o le molle.
  - Usare sostanze abrasive sullo strumento per evitare di rovinare la finitura della superficie. Inoltre, ciò può in seguito causare lo scolorimento, la formazione di ruggine o la corrosione dello strumento.
  - Maneggiare lo strumento afferrando le punte. Lo strumento deve essere pulito solo da personale adeguatamente formato, che dovrà garantire che le delicate estremità siano adeguatamente protette durante lo stoccaggio o la sterilizzazione.
  - Riporre lo strumento nello stesso imballaggio con altri strumenti più pesanti. Ricordare sempre di riporre gli strumenti più pesanti sotto e gli strumenti più leggeri sopra.
  - Usare oli per uso generico specifici per strumenti; usare solo lubrificanti solubili in acqua.
  - Lasciare gli strumenti in ammollo più a lungo del necessario nelle soluzioni chimiche di sterilizzazione. Una volta che sono stati sterilizzati, gli strumenti devono essere lavati accuratamente in acqua calda per rimuovere tutte le tracce di sostanze chimiche e prevenire lo scolorimento o la corrosione.
  - Riporre gli strumenti se sono ancora umidi. Asciugarli accuratamente.

### Istruzioni

#### Ricordarsi sempre di:

- Controllare le istruzioni per l'uso e la sterilizzazione dei nuovi strumenti. Se non diversamente indicato, devono essere ispezionati, puliti, risciacquati e lubrificati prima di essere utilizzati.
- Lubrificare dopo la pulizia con un lubrificante solubile in acqua specifico per strumenti.
- Seguire la procedura di pulizia approvata dall'ospedale.
- Non usare detergenti corrosivi. Raccomandiamo soluzioni di pulizia e risciacquo con un pH di 7.0.
- Non usare detergenti abrasivi e spazzole con setole dure.
- Usare acqua distillata solo per il risciacquo. L'acqua contenente cloruro può danneggiare o addirittura distruggere gli strumenti.
- Non lasciare gli strumenti nelle soluzioni di pulizia o disinfezione per lunghi periodi (durante la notte o il fine settimana), poiché ciò può distruggere gli strumenti.
- Assicurarsi che tutti gli strumenti vengano usati solo per lo scopo per cui sono stati progettati.
- Maneggiare gli strumenti con delicatezza. Non sforzarli eccessivamente, non farli cadere e non usarli in modo improprio.
- Controllare che gli strumenti non siano danneggiati dopo l'uso.
- Assicurarsi di asciugare accuratamente gli strumenti prima di riporli.
- Imballare gli strumenti con cura, adagiando quelli più pesanti su un pezzo di stoffa o su un asciugamano posto sul fondo.
- Controllare la durezza dell'acqua utilizzata nell'autoclave. Un acqua troppo dura lascerà un deposito sugli strumenti.
- Se si usa un addolcitore dell'acqua, assicurarsi che sia del livello raccomandato dal produttore. Un livello non conforme può causare lo scolorimento o la corrosione degli strumenti.

### Pulizia e disinfezione

Prima della pulizia preliminare, rimuovere lo sporco (materiale biologico residuo, come ossa, tessuti o polvere, ecc.) utilizzando salviette igieniche usa e getta, tovaglioli di carta o spazzole con fibre in plastica non naturali (ad es. nichel).

### Sterilizzazione

Gli strumenti devono essere sterilizzati con il metodo di sterilizzazione mediante calore umido, applicando una temperatura di 134°C per 3 minuti 50 cicli.

### Smaltimento

Non è richiesta alcuna procedura speciale di scomposizione o smaltimento per gli strumenti chirurgici, poiché non contengono alcun materiale tossico o pericoloso; l'acciaio inossidabile è riciclabile nelle unità di produzione di acciaio ordinario.

### CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH

## SPLINTER TWEEZERS

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

### Devices

Magnifying Glass Splinter Tweezers (Non Sterile, Stainless steel) to prevent infections.

### Description

The product is made in stainless steel and should be used only for its intended purpose mentioned in Technical file.

### Warnings

#### Never:

- Misuse instruments or overstrain joints or racks.
- Use of abrasives on instruments, will spoil the surface finish. This may later cause discoloration, rusting or pitting.
- Handle instruments by their tips. These should be cleaned by trained personnel only who will ensure the delicate working ends are adequately protected during storage or sterilization.
- Pack instruments with other, heavier instruments. Remember always - heavy instruments on the bottom and light instruments on the top.
- Use general-purpose oils for instruments; only water-soluble lubricants should be used.
- Leave instruments soaking longer than necessary in chemical sterilizing solutions. After they have been sterilized they should be washed thoroughly in warm water to remove all traces of the chemicals to prevent discoloration or pitting.
- Store damp instruments. They must be thoroughly dried first.

### Instructions

#### Always:

- Check all instructions for use and sterilization of new instruments. Unless otherwise directed they should be inspected, cleaned, rinsed and lubricated before being put into service.
- Lubricate after cleaning with a proprietary water-soluble instrument lubricant.
- Follow approved cleaning procedure of hospital.
- Do not use corrosive cleaning agents. We recommend cleaning solutions and rinses with pH 7.0.
- Do not use abrasive cleaners & brushes with hard bristles.
- Use distilled water for rinsing only. Water with chloride contents may damage or even destroy the instruments.
- Do not leave instruments in cleaning or disinfecting solutions for long terms (over night or weekend), the instruments can be destroyed.
- Ensure all instruments are only used for the purpose for which they were designed.
- Handle all instruments gently. Never overstrain, drop or misuse them.
- Check all instruments for damage after use.
- Ensure all instruments are thoroughly dried before being stored.
- Pack instruments carefully with the heavier ones lying on a piece of cloth or towel at the bottom.
- Check the hardness of the water used in the autoclave. Too hard water will leave a deposit on the instruments.
- If a water softener is used ensure it is at the manufacturers recommended level. Too much may cause discoloration or pitting.

### Cleaning and disinfection

Before preliminary cleaning, remove any dirt (remaining biological material like bone, tissue or dust, etc.) Using disposable hygienic wipes, paper towels or brushes with unnatural plastic fibers (e.g. nickel).

### Sterilization

Instruments must be sterilized by the moist heat sterilization method, applying a temperature of 134°C for 3 minutes 50 cycles.

### Disposal

No special decomposition or disposal required for Surgical Instruments as they don't contain any toxic or hazardous material; the material stainless steel is recyclable in ordinary steel manufacturing units.

### GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

PINCE À ÉCHARDES

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Dispositifs

Loupe Pince à épiler pour échardes (non stérile, acier inoxydable) pour prévenir les infections.

Description

Le produit est fabriqué en acier inoxydable et ne doit être utilisé uniquement pour l'usage prévu mentionné dans la fiche technique.

Avertissements

- Ne jamais:
- Mal utiliser les instruments ou trop solliciter les joints ou les supports.
  - Utiliser de produits abrasifs sur les instruments car cela altère la finition de la surface. Cela peut provoquer ultérieurement une décoloration, de la rouille ou des piqûres.
  - Manipuler les instruments par leur extrémité. Ceux-ci ne doivent être nettoyés que par un personnel qualifié qui s'assurera que les extrémités délicates sont correctement protégées pendant le stockage ou la stérilisation.
  - Emballer les instruments avec d'autres instruments plus lourds. Ne jamais oublier : les instruments lourds en bas et les instruments légers en haut.
  - Utiliser des huiles d'usage général pour les instruments ; seuls les lubrifiants solubles dans l'eau doivent être utilisés.
  - Laisser les instruments tremper plus longtemps que nécessaire dans les solutions de stérilisation chimique. Après avoir été stérilisés, ils doivent être lavés soigneusement à l'eau chaude pour retirer toute trace de produits chimiques et éviter toute décoloration ou piqûre.
  - Ranger les instruments encore humides. Ils doivent d'abord être soigneusement séchés.

Instructions

- Toujours:
- Vérifier toutes les instructions d'utilisation et de stérilisation des nouveaux instruments. Sauf indication contraire, ils doivent être inspectés, nettoyés, rincés et lubrifiés avant d'être utilisés.
  - Après le nettoyage, lubrifier les instruments avec un lubrifiant hydrosoluble breveté.
  - Suivre la procédure de nettoyage approuvée par l'hôpital.
  - Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs. Nous recommandons des solutions de nettoyage et de rinçage avec un ph de 7,0.
  - Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni de brosses à poils durs.
  - N'utiliser que de l'eau distillée pour le rinçage. L'eau contenant du chlorure peut endommager voire détruire les instruments.
  - Ne pas laisser les instruments dans les solutions de nettoyage ou de désinfection pendant de longues périodes (pendant la nuit ou le week-end), les instruments peuvent être détruits.
  - Veiller à ce que tous les instruments ne soient utilisés que pour l'usage pour lequel ils ont été conçus.
  - Manipuler tous les instruments avec précaution. Ne jamais les soumettre à une tension excessive, ne pas les laisser tomber et ne pas les utiliser à mauvais escient.
  - Vérifier qu'aucun instrument n'est endommagé après utilisation.
  - S'assurer que tous les instruments sont bien séchés avant d'être rangés.
  - Emballer soigneusement les instruments, les plus lourds reposant sur un morceau de tissu ou une serviette au fond.
  - Vérifier la dureté de l'eau utilisée dans l'autoclave. Une eau trop dure laissera un dépôt sur les instruments.
  - Si un adoucisseur d'eau est utilisé, s'assurer qu'il est au niveau recommandé par le fabricant. Si la quantité d'adoucissant est trop importante, cela peut causer un décoloration ou des piqûres.

Nettoyage et désinfection

Avant le nettoyage préliminaire, éliminer toute saleté (restes de matériel biologique comme des os, des tissus ou de la poussière, etc.) en utilisant des lingettes hygiéniques jetables, des serviettes en papier ou des brosses avec des fibres plastiques non naturelles (par exemple, du nickel).

Stérilisation

Les instruments doivent être stérilisés par la méthode de stérilisation par chaleur humide, en appliquant une température de 134°C pendant 3 minutes 50 cycles..

Élimination

Aucun démontage ni aucune élimination spéciale n'est requise pour les instruments chirurgicaux, car ils ne contiennent aucun matériau toxique ou dangereux. L'acier inoxydable est recyclable dans les unités de fabrication d'acier ordinaires.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

PINZAS DE ASTILLA

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos

Pinzas para astillas de lupa (no estériles, de acero inoxidable) para prevenir infecciones.

Descripción

El producto está fabricado con acero inoxidable y debe utilizarse únicamente para el fin previsto mencionado en la ficha Técnica.

Advertencias

- Nunca:
- Utilizar mal los instrumentos ni forzar en exceso las juntas o bastidores.
  - El uso de abrasivos en los instrumentos, estropeará el acabado de la superficie. Esto puede causar posteriormente decoloración, oxidación o picaduras.
  - Manipular los instrumentos por sus puntas. Estas deben ser limpiadas solo por personal capacitado que se asegurará de que las delicadas puntas de trabajo estén adecuadamente protegidas durante el almacenamiento o la esterilización.
  - Empaquetar los instrumentos con otros más pesados. Recuerde siempre: los instrumentos pesados en el fondo y los ligeros en la parte superior.
  - Utilizar aceites de uso general para los instrumentos; solo deben utilizarse lubricantes solubles en agua.
  - Dejar los instrumentos en remojo más tiempo del necesario en las soluciones químicas de esterilización. Una vez esterilizados, deben lavarse a fondo en agua tibia para eliminar todos los restos de los productos químicos y evitar que se decoloren o se marquen.
  - Almacenar los instrumentos húmedos. Primero hay que secarlos completamente.

Instrucciones

- Siempre:
- Comprobar todas las instrucciones de uso y esterilización de los instrumentos nuevos. A menos que se indique lo contrario, deben ser inspeccionados, limpiados, enjuagados y lubricados antes de ser puestos en servicio.
  - Lubricar después de la limpieza con un lubricante para instrumentos soluble en agua de marca registrada.
  - Seguir el procedimiento de limpieza aprobado por el hospital.
  - No utilizar productos de limpieza corrosivos. Recomendamos soluciones de limpieza y enjuagues con ph 7,0.
  - No utilizar limpiadores abrasivos ni cepillos con cerdas duras.
  - Utilizar solo agua destilada para el enjuague. El agua con contenido de cloruro puede dañar o incluso destruir los instrumentos.
  - No dejar los instrumentos en las soluciones de limpieza o desinfección durante mucho tiempo (durante la noche o el fin de semana), los instrumentos pueden destruirse.
  - Asegurarse de que todos los instrumentos se utilicen únicamente para el fin para el que fueron diseñados.
  - Manipular todos los instrumentos con cuidado. No forzarlos en exceso, ni los deje caer, ni utilizarlos de forma incorrecta.
  - Comprobar si todos los instrumentos están dañados después de su uso.
  - Asegurarse de que todos los instrumentos estén completamente secos antes de guardarlos.
  - Empacar los instrumentos cuidadosamente, colocando los más pesados sobre un trozo de tela o toalla en el fondo.
  - Compruebe la dureza del agua utilizada en el autoclave. El agua demasiado dura dejará un depósito en los instrumentos.
  - Si se utiliza un ablandador de agua, asegúrese de que está en el nivel recomendado por el fabricante. Un exceso del mismo puede causar decoloración o picaduras.

Limpieza y desinfección

Antes de la limpieza preliminar, elimine toda la suciedad (restos de material biológico como huesos, tejidos o polvo, etc.) Utilizando toallitas higiénicas desechables, toallas de papel o cepillos con fibras plásticas no naturales (por ejemplo, níquel).

Esterilización

Los instrumentos deben ser esterilizados por el método de esterilización por calor húmedo, aplicando una temperatura de 134°C durante 3 minutos 50 ciclos.

Eliminación

No se requiere ninguna descomposición o eliminación especial para los Instrumentos Quirúrgicos, ya que no contienen ningún material tóxico o peligroso; el material de acero inoxidable es reciclable en las unidades de fabricación de acero ordinarias.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IT Codice prodotto<br>GB Product code<br>PT Código produto<br>FR Code produit<br>DE Erzeugniscode<br>ES Código producto                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IT Conservare al riparo dalla luce solare<br>GB Keep away from sunlight<br>PT Guardar ao abrigo da luz solar<br>FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil<br>DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern<br>ES Conservar al amparo de la luz solar                                                                                                                                                 |  | IT Non sterile<br>GB Non-sterile<br>FR Pas stérile<br>ES No estéril<br>PT Não estéril<br>DE Nicht steril                                                                                                                                                                         |  | IT Dispositivo medico<br>GB Medical Device<br>FR Dispositif médical<br>ES Producto sanitario<br>PT Dispositivo médico<br>DE Medizinprodukt            |  | IT Fabbricante<br>GB Manufacturer<br>PT Fabricante<br>FR Fabricant<br>DE Hersteller<br>ES Fabricante                  |
|  | IT Leggere le istruzioni per l'uso<br>GB Consult instructions for use<br>PT Consulte as instruções de uso<br>FR Consulter les instructions d'utilisation<br>DE Gebrauchsanweisung beachten<br>ES Consultar las instrucciones de uso                                                                                                                                                         |  | IT Conservare in luogo fresco ed asciutto<br>GB Keep in a cool, dry place<br>PT Armazenar em local fresco e seco<br>FR À conserver dans un endroit frais et sec<br>DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern<br>ES Conservar en un lugar fresco y seco                                                                                                                                                |  | IT Rappresentante autorizzato in Svizzera<br>GB Authorized Representative in Swiss<br>FR Représentant autorisé au Suisse<br>ES Representante autorizado en Suizo<br>PT Representante autorizado no Suíço<br>DE Autorisierter Vertreter im Schweizer                              |  | IT Data di fabbricazione<br>GB Date of manufacture<br>PT Data de fabrico<br>FR Date de fabrication<br>DE Herstellungsdatum<br>ES Fecha de fabricación |  | IT Numero di lotto<br>GB Lot number<br>FR Numéro de lot<br>ES Número de lote<br>PT Número de lote<br>DE Chargennummer |
|  | IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745<br>GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745<br>PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745<br>FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745<br>DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745<br>ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 |  | IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso<br>GB Caution: read instructions (warnings) carefully<br>PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente<br>FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)<br>DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen<br>ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente |  | IT - Identificatore univoco del dispositivo<br>GB - Unique device identifier<br>PT - Identificador exclusivo do dispositivo<br>FR - Identifiant unique de l'appareil<br>DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts)<br>ES - Identificador de dispositivo único |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |

REF 24391

CH REP Medicare AG, Hauptstr. 51  
5024 Küttigen, Schweiz  
CHRN-AR-20002506

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**  
Made in Pakistan

