



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TEMP SITTER - Thermomètre électronique

Avertissement d'utilisation

- Toute modification à ce dispositif est interdite.
 - Ne pas utiliser le dispositif avec des machines SCANNER ou RM.
 - Risque d'explosion: ne pas utiliser le dispositif sur des gaz anesthésiques inflammables.
 - Ne pas comprimer le dispositif. Si l'étui est endommagé, interrompre l'utilisation du dispositif.
 - Nous vous prions de contrôler le dispositif régulièrement pour vous assurer qu'il soit en contact étroit avec la peau ; autrement, la mesure pourrait être imprécise.
 - Le dispositif doit être utilisé uniquement à l'intérieur.
 - Il faut faire attention à la température et à l'humidité durant les opérations. L'usage du dispositif dans des conditions qui ne répondent pas aux prescriptions peut comporter des erreurs de mesure.
 - La transmission sans fil effective est de 15 m dans un environnement dépourvu de barrières. En cas de distances majeures, le produit pourrait ne pas fonctionner. Nous vous prions d'utiliser ce produit dans les limites de distance de transmission sans fil indiquée dans ce mode d'emploi.
 - Les muscles et la graisse influencent la transmission sans fil ; par conséquent, le rayon de transmission sera inférieur en cas d'utilisation du dispositif de la part des adultes ou des enfants en surpoids.
 - Les champs magnétiques et électriques peuvent interférer avec les prestations correctes de l'appareil. Il est donc nécessaire de vérifier que tous les dispositifs externes fonctionnant près du dispositif soient conformes aux conditions valables en matière de compatibilité électromagnétique (EMC). Les téléphones portables, les appareils radiographiques ou de résonance magnétique constituent des sources potentielles d'interférences car ils peuvent émettre des niveaux supérieurs de radiations électromagnétiques.
 - Le dispositif n'est pas stérile.
 - Le médecin devrait faire un diagnostic concernant les manifestations cliniques et les symptômes en utilisant le dispositif exclusivement comme accessoire.
 - Ce produit a été calibré. Aucun type de maintenance ni de calibrage n'est nécessaire, en dehors du remplacement de la pile.
 - Si le système effectue la mise à niveau, vous devez remettre à jour le programme.
 - Il est impossible que l'application ne soit pas compatible avec d'autres applications de votre récepteur. Nous vous prions de nous contacter si vous vérifiez ce type de problème.
 - Si vous avez des questions concernant le montage, l'utilisation, l'entretien du dispositif ou concernant un événement inattendu, nous vous prions de contacter le producteur ou ses agents.
 - Il est important d'utiliser et d'entretenir le dispositif selon les indications de ce mode d'emploi
 - Nous recommandons d'utiliser toujours les vignettes adhésives originales. Nous conseillons d'utiliser le dispositif dans des lieux frais pour une meilleure sensation d'adaptation à la personne. En cas de malaise (physique ou allergique) durant l'utilisation des vignettes adhésives, nous vous prions de remplacer les vignettes avec d'autres conseillées par votre médecin.
 - En cas de mesure pendant un temps prolongé, il faut contrôler l'absence d'allergie cutanée sur la zone d'application de la vignette adhésive. En cas d'allergie, interrompre immédiatement l'utilisation.
 - Ne jamais réutiliser les vignettes adhésives qui ont été pliées; utiliser une nouvelle vignette adhésive.
 - Préparer la peau en cas d'utilisation sur un adulte (ex. épilation).
 - Nettoyer la surface du dispositif avec de l'alcool médical concentré à 75% avant et après l'emploi. Après avoir enlevé le dispositif, il est nécessaire de nettoyer la peau avec le même alcool médical. Le matériau en contact avec l'épiderme est atoxique, anallergique et ne provoque pas de réactions allergiques ou d'autres effets collatéraux.
 - Pour éviter les interruptions dues à des appels téléphoniques ou à des messages reçus pendant la mesure, nous conseillons de régler le mode avion et Bluetooth sur votre dispositif IOS/Android (en cas de carte SIM 3G).
 - Le contact du dispositif avec des animaux domestiques ou des parasites pourrait provoquer des réactions allergiques ou des effets collatéraux à l'utilisateur. Nettoyer la surface du dispositif avec de l'alcool médical concentré à 75% avant l'emploi.
 - L'utilisation impropre de la part des enfants peut entraîner des dommages à la sonde pour la mesure de la température et compromettre la précision de la mesure.
 - Le capteur de la température est en mesure de se mettre en marche et de s'éteindre automatiquement. Quand vous extrayez le capteur de la température de son emballage, le capteur se met en marche automatiquement. Au contraire, quand vous le rangez dans son emballage, il s'éteint automatiquement.
- Quand le capteur de la température ne se connecte pas à l'application logiciel du terminal mobile, l'indicateur lumineux clignote deux fois périodiquement et on reçoit 2 signaux par minute (application ouverte ou en

background) de connexion absente. Lorsqu'il se connecte, il clignote une fois périodiquement.

- Le produit a une fonction de contrôle de la température; les utilisateurs peuvent programmer eux mêmes la valeur d'alarme.
- Il est possible de connecter un seul dispositif pour la réception des données. Le dispositif est conforme à la Partie 15 des normes FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:
 - 1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférences nuisibles ;
 - 2) Ce dispositif doit accepter les éventuelles interférences en réception, y compris celles qui pourraient causer un fonctionnement non voulu. Nous avertissons l'utilisateur que les changements ou les modifications non expressément approuvées par le responsable de la conformité peuvent annuler la faculté de l'utilisateur à utiliser le dispositif.

DÉCLARATION FCC:

- Ce dispositif a été testé et a résulté conforme aux limites prévues pour les dispositifs numériques de Classe B, aux termes de la partie 15 des normes FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives en cas d'installation dans une zone résidentielle. Ce dispositif engendre, utilise et peut irradier de l'énergie à radio-féquences et, si installé et utilisé de façon non conforme aux présentes instructions, eut provoquer des interférences nocives pour les communications radio. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir qu'il ne se vérifie pas d'interférences à l'intérieur d'une installation particulière.
- Dans le cas où ce dispositif provoquerait une interférence concernant la réception radiophonique ou de la télévision, qui peut être déterminée par la mise en marche ou l'arrêt du dispositif, nous encourageons l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
 - Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
 - Augmenter la distance entre le dispositif et le récepteur.
 - Brancher le dispositif à une prise qui ait un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
 - Consulter le revendeur ou un technicien expert de radio/télévision pour l'assistance.


Usage prévu

Le dispositif est conçu pour la mesure et le monitoring continu de la température corporelle humaine. Il peut conserver et gérer les données de la température. Il peut être utilisé pour mesurer la température axillaire des adultes, des enfants et des nouveaux-nés.

Aspect

Vue frontale

Vue de dos



1. Capteur de mesure de la température au creux de l'aisselle

Télécharger et installer le logiciel

- 1 Méthodes pour télécharger le logiciel:
 - Les utilisateurs qui utilisent des dispositifs avec un système IOS peuvent effectuer le login sur l'App Store iPhone et chercher le logiciel "Temp Sitter". En alternative, ils peuvent scanner le code QR de IOS sur l'emballage pour effectuer le téléchargement.
 - Les utilisateurs qui utilisent des dispositifs avec un système Android peuvent s'enregistrer sur le site officiel wearcare: <http://www.wearcare.cn> pour effectuer le téléchargement. OU scanner le code QR de Android sur l'emballage qui renvoie au site précité. Pour certaines versions d'Android, il pourrait être demandé l'autorisation à l'installation de logiciels qui ne proviennent pas de Google Play.
- 2 Effectuer le téléchargement du logiciel "Temp Sitter"  , cliquer sur le bouton installation pour effectuer l'installation gratuite.

Mode d'emploi

- 1 Valider la fonction Bluetooth sur smartphone ou tablette (terminal mobile) ;
- 2 Extraire le capteur de température de l'emballage. Le capteur s'allume automatiquement et l'indicateur lumineux se met à clignoter rapidement ;
- 3 Lancer le logiciel précédemment installé ; Le dispositif se connecte automatiquement ; Lorsqu'il s'est connecté avec succès, l'afficheur montre le message "Connexion réussie" ;
- 4 Positionner le capteur de température. Les passages sont les suivants:

Étape 1



Ouvrez le paquet et extrayez le capteur de la température.

Étape 2



Quand le capteur de température se connecte avec succès à l'application logiciel du terminal mobile, l'indicateur lumineux Bluetooth s'allume.

Étape 3



Coller la vignette adhésive

Étape 4



Positionner le dispositif dans le creux de l'aisselle

Étape 5



Les résultats de la mesure sont immédiatement envoyés à l'application logiciel du terminal mobile à travers le signal de transmission sans fil.

- Les adultes devraient aider les enfants à positionner et à faire fonctionner le dispositif.
- Il faut garder le bras serré pendant au moins 5-8 minutes pour obtenir la température exacte.
- Une fois la température mesurée, ranger le capteur dans son emballage pour éviter de consommer la pile car le dispositif est toujours allumé.
Note: Des formats différents et des méthodes différentes de mesure peuvent donner des valeurs différentes de température.

Entretien et nettoyage

1. Nettoyer la surface du dispositif avant et après son utilisation avec de l'alcool médical concentré à 75%.
 2. Il faut arrêter d'utiliser l'appareil lorsque l'indicateur de pile déchargée apparaît, autrement le dispositif ne fonctionnera pas correctement.
 3. La durée du produit est de 3 ans. À la fin de leur durée de vie utile, l'élimination de l'appareil et de la pile doit être effectuée selon les lois nationales en vigueur.
 4. La sonde doit être propre et désinfectée, mais jamais stérilisée. Ne pas stériliser ou stériliser en autoclave le dispositif.
- Si on vérifie des signes de détérioration ou d'endommagement sur les sondes, arrêter immédiatement d'utiliser le dispositif.
 - L'usage de détergents et de désinfectants différents de l'alcool peut endommager le dispositif et réduire sa durée de vie ou provoquer des dangers pour la sécurité.
 - Le schéma électrique et la liste des composants sont fournis seulement pour les centres d'assistance ou pour le personnel qualifié et certifié par le producteur.
 - Nous vous prions de vous référer à l'étiquette du produit pour sa date de fabrication.

Caractéristiques du Produit

Modèle de production	WT1
Dimensions	51mm×31,8mm×8,5mm
Poids	9,6g
Spécifications de la mesure	
Capacité de mesure	25,00°C-45,00°C (77,00°C-113,00°F)
Précision de la mesure	±0,05°C (35,00°C-38,50°C) \ ±0,09°F (95,00°F-101,30°F) \ ±0,1°C (25,00°C-34,99°C et 38,51°C-45,00°C) \ ±0,18°F (77,00°F-94,99°F) et (101,31°F-113,00°F)
Unité de mesure de la température	“°C” ou “°F”
Temps de mise à jour	Toutes les 3s
Indicateur lumineux Bluetooth	Non connecté: clignote deux fois de façon continue Connecté: clignote une fois
Plateforme logiciel App	
Système IOS	iPhone 4s+, iPad3+, iPad mini
Système Android (4.3+)	Téléphone portable, Tablet
Pile	
Type	CR2032, 3V/225mAh pile bouton
Temps de fonctionnement	≥365 jours (8 heures par jour)
Caractéristiques environnementales	
Température	En marche: 5°C-+40°C Transport et conservation: -20°C-+55°C
Humidité	En marche: 25% 95% (sans condensation) Transport et conservation: 25% 95% (sans condensation)
Pression atmosphérique	En marche: 700hPa 1060hPa Transport et conservation: 500hPa 1060hPa

Problèmes et Solutions

Problème	Cause possible	Solution
Absence de signal sonore	Le système sonore est éteint	Configurer correctement le système sonore
Impossible d'établir une connexion entre le dispositif et le récepteur	1. Le Bluetooth sur le récepteur est éteint 2. La version Android sur le récepteur n'est pas 4.3 ou 4.3+ 3. La version Bluetooth n'est pas 4.0 4. Hors de portée 5. Positionnement erroné	1. Allumer le Bluetooth 2. Mettre à jour le système Android à la version 4.3 ou 4.3+ 3. Utiliser le dispositif recevant avec Bluetooth 4.0 4. Éteindre le récepteur 5. Régler la position du récepteur
Impossible d'allumer le dispositif	1. Recharge trop faible ou manque de courant électrique 2. Le dispositif lui-même peut être endommagé	1. Rallumer le dispositif 2. Contacter l'assistance clients

Problème	Cause possible	Solution
Impossible d'afficher correctement les données de température	1. Pile du dispositif déchargée	1. Rallumer le dispositif 2. Contacter l'assistance clients

Caractéristiques du Produit

Numéro	Composants	WT1
1	Vignette adhésive	Un
2	Mode d'emploi	Un

Définition Symboles

Symbole	Note
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	À conserver dans un endroit frais et sec
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Disposition DEEE
	Appareil de type CF
IP27	Degré de protection de l'enveloppe
	Suivez les instructions d'utilisation
SN	Numéro de série
CE	Ce produit est conforme à la directive européenne n. 98/79 /CE
	Fabricant
EC REP	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
REF	Code produit
LOT	Numéro de lot

Guide et déclaration du producteur EMC

Guide et déclaration du producteur - émissions électromagnétiques		
Le dispositif est destiné à l'emploi dans un environnement électromagnétique répondant aux spécifications indiquées ci-dessous. Le client ou l'utilisateur doit s'assurer que le produit soit employé dans cet environnement.		
Test émissions	Conformité	Guide - environnement électromagnétique
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le dispositif utilise de l'énergie RF seulement pour sa fonction interne. Par conséquent, ses émissions RF sont extrêmement réduites et il est improbable qu'elles provoquent des interférences avec les appareils électroniques voisines.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Le dispositif est indiqué pour être utilisé sur toutes les installations, y compris celles domestiques et celles directement reliées au réseau d'alimentation publique à basse tension qui ravitaillent les édifices employés pour l'usage domestique.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non applicable (Dispositif fonctionnant à pile)	
Fluctuations de tension / émissions flicker IEC 61000-3-3	Non applicable (Dispositif fonctionnant à pile)	



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

NOTE: il n'est pas possible de partager le même enregistrement avec mot de passe sur des dispositifs différents; il est conseillé d'effectuer un enregistrement pour chaque dispositif mobile.

REF 25548 / WT1

Guandong Biolight Meditech Co., Ltd.
No. 2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast
Hi-Tech Zone, Zhuhai, China
Made in China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany



IP27



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TEMP SITTER - Electronic thermometer

Warnings for use

- No modifications to the device are permitted.
- Do not use the device together with other TAC or RM apparatus.
- Risk of Explosion: do not use the device on inflammable anaesthetic gases
- Do not crush the device. If the case is broken, stop using the device.
- Check the device regularly to ensure that it is in full contact with the skin; otherwise measurements may be inaccurate.
- The device is for indoor use only.
- Pay attention to the temperature and humidity when operating. Use of the device in conditions which do not comply with requirements could lead to measurements being inaccurate.
- Wireless transmission is effective over 15m in an unobstructed area. Over greater distances, the product may not function. Please use this product within the wireless transmission distances indicated here.
- Muscle and fat influence wireless transmission; therefore the transmission range will be lower if used by adults or overweight children.
- Magnetic and electrical fields may interfere with the correct operation of the device. Therefore, ensure that all other devices operating near the product comply with all Electromagnetic Compatibility (EMC) requirements. Mobile telephones, X-ray or magnetic resonance equipment are possible sources of interference, as they are capable of emitting higher levels of electromagnetic radiation.
- The device is not sterile.
- Doctors should make diagnoses on clinical evidence and symptoms, and use the device only as an accessory.
- This product has been calibrated. No further maintenance or calibration is required, other than replacing the batteries.
- If the system needs upgrading, please update the program.
- The application will always be compatible with other applications in your receiver. Please contact us if you come across this kind of problem.
- If you have any questions regarding the fitting, use or maintenance of this device, or encounter any unexpected event, please contact the manufacturer or its representatives.
- Please use and maintain the device according to this manual.
- We recommend that the user uses the original adhesives. We recommend using the device in a cool environment for an improved sense of adaptation to the person. If you feel unwell (discomfort or allergic reaction) during use of the adhesives, please replace the adhesives with another type as advised by a doctor.
- In the event of measurements over long periods of time, please check for any skin allergies in the area. In the event of an allergic reaction, stop use immediately.
- Please do not use adhesives that are supplied folded; use a new adhesive.
- Prepare the skin if used by an adult (e.g. hair removal).
- Please clean the surface of the device with 75% Concentration medical alcohol before and after use. After removing the device, clean the skin that was in contact with the device with medical alcohol. The material in contact with the skin is non-toxic, hypo-allergenic, and will not cause allergic reactions or any other side effects.
- To avoid interruptions caused by telephone calls or SMS during measurement, we recommend activating Airplane Mode and Bluetooth on your iOS/Android device (if a 3G SIM is installed).
- Contact with the device by animals or parasites could cause allergic reactions or other collateral effects in the user. Please clean the surface of the device with 75% concentration medical alcohol before use.
- Improper use by children could damage the temperature measurement sensor and influence measurement accuracy.
- The temperature sensor activates and deactivates automatically. When you remove the temperature sensor from the packaging, it activates automatically. In the same way, it will switch off automatically when replaced in the packaging.
- When the temperature sensor does not automatically connect to the application connects to the mobile terminal software, the illuminated indicator will flash twice periodically and will receive 2 notifications per minute (with the application open or running in the background) of a dropped connection. Once connected, it will flash once periodically. The product has a temperature check suggestion function; users can set the alarm value themselves.
- Only one device may be connected for data reception
The device is compliant with Part 15 of FCC regulations. Operation is subject to the following two conditions:
 - 1 This device cannot cause harmful interference;
 - 2 This device must accept any external interference, including any such interference which may cause undesired operation.

The user should be aware that changes or modifications not explicitly approved by the compliance manager may void the user's permission to use the device.

FCC DECLARATION:

- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Nevertheless, there is no guarantee that interference may occur in certain installations.
- Should the device interfere with radio or television reception, which may be detected by switching the device on and off, we encourage users to try correcting the interference by carrying out one or more of the following measures:
 - Move or reposition the receiver aerial
 - Increase the distance between the device and the receiver.
 - Connect the device to a socket on a different electrical circuit to that of the receiver.
 - Contact a Radio/TV re-seller or expert technician for assistance.

Designated use

The device is designed for continuous measuring and monitoring of human body temperature. It can store and manage temperature data. It can be used for measuring under-arm temperatures in adults, children and newborns.

Appearance

Front view



Rear View



1. Under-arm temperature measurement sensor

Download and Install the Software

- 1 Methods for downloading the software:
 - Users that use devices with the iOS operating system can log into the Apple App Store and search for the "Temp Sitter" app. Alternatively, scan the iOS QR code on the packaging to download.
 - Users of the Android system can register on the official wearcare site: <http://www.wearcare.cn> to download. Or, scan the Android QR code on the packaging which takes you to the aforementioned website. With some Android versions, it may be necessary to enable the installation of software from non-Google Play sources.
- 2 Download the "Temp Sitter" software, click on the Install button for free installation.

Instructions for Use

- 1 Enable Bluetooth on your smartphone or tablet (mobile terminal);
- 2 Remove the temperature sensor from the packaging. It will switch on automatically and the illuminated indicator will flash rapidly;
- 3 Start the previously installed software. The device will connect automatically. When connection is complete, the screen will display "Connection Successful".
- 4 Putting the temperature sensor on. The steps are as follows:

Step 1



Open the packing box and take out the temperature sensor

Step 2



When the temperature sensor connects to mobile terminal application software successfully, the Bluetooth indicator light will shine.

Step 3



Paste the sticker

Step 4



Paste the device onto armpit

Step 5



The measuring result will be transmitted to mobile terminal application software immediately via wireless signal transmission.

- Adults should help children wear and operate the device.
- Please keep the arm straight for at least 5-8 minutes to obtain exact temperature.
- After measurement, replace the sensor in the packaging to avoid battery consumption, as the device is always on.

Note: Different measurement formats and methods can lead to different temperature values.

Maintenance and cleaning

- 1 Clean the surface of the device before and after use with 75% concentrate medical alcohol;
 - 2 Stop using the device when the battery indicates low battery, otherwise the device will not operate correctly;
 - 3 The product has a useful life of 3 years. Disposal of the device and its battery must be carried out at the end of its useful life in accordance with national laws;
 - 4 The probe must be cleaned and disinfected, but never sterilised. Do not sterilise the device in an autoclave or otherwise
- If the probe shows signs of damage or deterioration, stop using the device immediately.
 - The use of detergents or disinfectants other than alcohol may damage the device and reduce its usable life, or cause a safety risk.
 - The electrical screen and the list of components is only supplied to assistance centres or qualified personnel certified by the manufacturer.
 - Please refer to the product label for the manufacturing date.

Product specifications

Production Model	WT1
Size	51mmx31.8mmx8.5mm
Weight	9.6g
Measurement specifications	
Measurement range	25.00°C~45.00°C (77.00°F~113.00°F)
Measurement accuracy	±0.05°C (35.00°C~38.50°C) \ ±0.09°F (95.00°F~101.30°F) \ ±0.1°C (25.00°C~34.99°C and 38.51°C~45.00°C) \ ±0.18°F (77.00°F~94.99°F) and (101.31°F~113.00°F)
Measurement units for temperature	“°C” or “°F”
Update frequency	Every 3s
Illuminated Bluetooth indicator	Not connected: flashes twice continuously. Connected: flashes once.
App software platform	
iOS System	iPhone 4s+, iPad3+, iPad mini
Android System (4.3+)	Mobile telephone, Tablet
Battery	
Type	CR2032, 3V/225MAH button battery
Operating time	≥365 days (8 hours per day)
Environmental specifications	
Temperature	In use: 5°C~+40°C; Transportation and storage: -20°C~+55°C
Humidity	In use: 25%~95% (without condensation); Transportation and storage: 25%~95% (without condensation)
Atmospheric pressure	In use: 700hPa~1060hPa; Transportation and storage: 500hPa~1060hPa

Possible Problems And Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
No sound warning	The sound system is off	Cannot set the sound system correctly
Unable to establish a connection between the device and the receiver	1. Bluetooth on the receiver is off 2. The Android receiver version is not 4.3 or greater 3. The Bluetooth version is not 4.0 4. Out of range 5. Incorrectly positioned	1. Switch Bluetooth on 2. Update the Android system to version 4.3 or greater 3. Use a receiver device with Bluetooth 4.0 4. Switch off the receiver 5. Change the receiver position
Cannot switch the device on	1. The battery may be low or power missing 2. The device itself may be damaged	1. Restart the device 2. Contact customer services
Cannot see data correctly regarding temperature	1. Device battery is flat	1. Restart the device 2. Contact customer services

Product specifications

Number	Components	WT1
1	Adhesive tape	One
2	User manual	One

Definition of symbols

Symbol	Note
	Keep away from sunlight
	Keep in a cool, dry place
	Caution: read instructions (warnings) carefully
	WEEE disposal
	Type CF applied part
IP27	Covering Protection rate
	Follow instructions for use
SN	Serial number
CE	Product complies with European Directive no. 98/79/EC
	Manufacturer
EC REP	Authorized representative in the European community
REF	Product code
LOT	Lot number

Manufacturer EMS Guide and Declaration

Manufacturer Guide and Declaration - Electromagnetic Emissions		
The device is designed for use in electromagnetic areas as specified below. The customer or user must ensure that the product is used in such areas.		
Emissions test	Compliance	Guide - electromagnetic environment
RF Emissions CISPR 11	Group 1	The device uses RF energy only for its internal functions. Its RF emissions are therefore very low, and it is improbable that they may cause interference with other electronic devices nearby.
RF Emissions CISPR 11	Class B	The device is suitable for use in all installations, including domestic installations and those connected directly to a low-voltage public power supplier that supplies buildings for domestic use.
Harmonised emissions IEC 61000-3-2	Not applicable (Device operates on batteries)	
Current fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable (Device operates on batteries)	

Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

NOTE: the same registration and password cannot be shared between multiple devices; we recommend creating a new account for each mobile device.

REF 25548 / WT1

Guandong Biolight Meditech Co., Ltd.
No. 2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast
Hi-Tech Zone, Zhuhai, China
Made in China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany





GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TEMP SITTER - Termómetro electrónico

Advertencias de uso

- Se prohíbe cualquier cambio a este dispositivo.
- No utilice el dispositivo en conjunto con equipos TC o RM.
- Riesgo de explosión: No utilice el dispositivo con gases anestésicos inflamables.
- No comprima el dispositivo. Si el estuche está roto, por favor, no use el dispositivo.
- Por favor, controle el dispositivo periódicamente para asegurarse de que esté en estrecho contacto con la piel, de lo contrario la medición puede ser inexacta.
- El dispositivo es para ser utilizado en interiores solamente.
- Por favor, preste atención a la temperatura y la humedad durante la operación. El uso del dispositivo en condiciones que no cumplen con los requisitos podría conducir a errores de medición.
- La transmisión inalámbrica efectiva es de 15 m en entorno libre de obstáculos. En caso de distancias más largas, el producto podría no funcionar. Por favor use este producto dentro de la distancia de transmisión inalámbrica que se muestra aquí.
- Músculo y grasa afectan a la transmisión inalámbrica, por lo tanto, el alcance de transmisión será más bajo en el caso del uso del dispositivo por adultos o niños con sobrepeso.
- Los campos eléctricos y magnéticos pueden interferir con el funcionamiento correcto del dispositivo. Por tanto, es necesario asegurarse de que todos los dispositivos externos operados en las proximidades del dispositivo cumplan con los requisitos vigentes en materia de compatibilidad electromagnética (EMC). Los teléfonos móviles, equipo radiográfico o de resonancia magnética constituyen posibles fuentes de interferencia, ya que pueden emitir niveles más altos de radiación electromagnética.
- El dispositivo no es estéril.
- El médico debe hacer el diagnóstico basándose en las manifestaciones clínicas y síntomas, utilizando el dispositivo solo como accesorio.
- Este producto ha sido calibrado. No es necesario ningún tipo de mantenimiento ni calibración, además de la sustitución de la batería.
- Si el sistema realiza una actualización, por favor, actualice el programa.
- Es imposible que la aplicación no sea compatible con otras aplicaciones en su receptor. Por favor, póngase en contacto con nosotros si encuentra este tipo de problema.
- Si tiene preguntas acerca del montaje, uso, mantenimiento del dispositivo o cualquier evento inesperado, por favor, póngase en contacto con el fabricante o sus representantes.
- Por favor, utilice y mantenga el dispositivo de acuerdo con este manual.
- Recomendamos al usuario que utilice los adhesivos originales. Le recomendamos que utilice el dispositivo en un lugar fresco para una mejor sensación de adaptación a la persona. Si no se siente bien (no se siente cómodo o es alérgico) durante el uso de estos adhesivos, por favor, sustituya los adhesivos con otros recomendados por su médico.
- En el caso de mediciones prolongadas, por favor, controle si se verifican casos de alergia cutánea en el lugar. En caso de alergia, por favor, deje de usarlo inmediatamente.
- Por favor, no vuelva a utilizar los adhesivos que estén doblados, utilice un adhesivo nuevo.
- Prepare la piel al ser usado por un adulto (por ejemplo, depilación).
- Por favor, limpie la superficie del dispositivo con alcohol medicinal concentrado al 75 % antes y después de utilizarlo. Después de quitar el dispositivo, es necesario limpiar la piel que estuvo en contacto con este con alcohol medicinal. El material en contacto con la piel no es tóxico, no es alergénico y no causará reacciones alérgicas ni otros efectos secundarios.
- Para evitar interrupciones causadas por llamadas o SMS entrantes durante la medición, le recomendamos que active el modo de vuelo y Bluetooth en su dispositivo IOS/Android (si tiene SIM 3G).
- El contacto del dispositivo por parte de animales domésticos o parásitos puede causar reacciones alérgicas u otros efectos secundarios al usuario. Por favor, limpie la superficie del dispositivo con alcohol medicinal concentrado al 75 % antes de utilizarlo.
- El uso indebido por parte de niños puede causar daños a la sonda para medir la temperatura y afectar la exactitud de la medición.
- El sensor de temperatura es capaz de activarse y desactivarse automáticamente. Al retirar el sensor de temperatura de la caja, este se activará automáticamente. Por el contrario, cuando lo vuelva a guardar en la caja, se apagará automáticamente.
- Cuando el sensor de temperatura no se conecta a la aplicación software del terminal móvil, la luz indicadora parpadeará dos veces periódicamente y se recibirán 2 notificaciones por minuto (aplicación abierta o en segundo plano) de falta de conexión. Cuando se conecta, parpadeará periódicamente una vez.

- El producto tiene la función de sugerencia del control de la temperatura. Los usuarios pueden establecer el valor de la alarma.
- Es posible conectar un solo dispositivo para la recepción de datos.

DECLARACIÓN FCC:

- Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites previstos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en el caso de instalación en una zona residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si se instala y se utiliza de una manera no conforme con estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular.
- Si este dispositivo causa interferencia en la recepción radiofónica o televisiva, que puede ser determinada por el encendido y apagado del dispositivo mismo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:
 - Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
 - Aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
 - Conectar el dispositivo a una toma de corriente que tenga un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
 - Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Uso indicado

El dispositivo está destinado a la medición y control continuo de la temperatura humana. Puede memorizar y gestionar los datos de temperatura. Puede ser utilizado para la medición de la temperatura axilar de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Aspecto

Vista anterior:



Vista posterior:



1. Sensor de medición de la temperatura axilar

Descargar e instalar el software

- 1 Métodos para descargar el software:
 - Los usuarios que utilizan dispositivos con sistema IOS pueden iniciar sesión en la App Store iPhone y buscar el software "Temp Sitter". Como alternativa, se puede escanear el código QR de IOS en el paquete para descargar.
 - Los usuarios que utilizan el sistema con dispositivos Android pueden inscribirse en la página web oficial [wearcare.cn](http://www.wearcare.cn) para descargar. O escanear el código QR de Android en el paquete que dirige a la página web antes mencionada. Para algunas versiones de Android puede ser necesaria la autorización para la instalación de software no proveniente de Google Play.
- 2 Por favor, descargue el software "Temp Sitter", haga clic en el botón Instalación para instalar el programa gratuito

Instrucciones de uso

- 1 Active la función Bluetooth en los teléfonos inteligentes o tabletas (terminal móvil);
- 2 Retire el sensor de temperatura del paquete. Se encenderá automáticamente y la luz indicadora parpadeará rápidamente.
- 3 Inicie el software instalado previamente. El dispositivo se conectará automáticamente. Cuando se conecta correctamente, la pantalla mostrará el mensaje "Conexión exitosa".
- 4 Colóquese el sensor de temperatura. Los pasos son como sigue:

Paso 1



Abrir el paquete y extraer el sensor de temperatura.

Paso 2



Cuando el sensor de temperatura se conecta correctamente a la aplicación software del terminal móvil, la luz indicadora de Bluetooth se iluminará.

Paso 3



Pegue el adhesivo

Paso 4



Pegue el dispositivo a la axila



Los resultados de la medición se enviarán inmediatamente a la aplicación informática del terminal móvil por medio de una transmisión inalámbrica.

- Los adultos deben ayudar a los niños a ponerse y a operar el dispositivo.
- Por favor, tenga el brazo apretado durante al menos 5 - 8 minutos para obtener la temperatura exacta.
- Después de la medición, por favor, coloque el sensor en el paquete con el fin de evitar el consumo de las baterías, ya que el dispositivo está siempre encendido.

Nota: Diferentes tamaños y diferentes métodos de medición pueden dar lugar a diferentes valores de temperatura.

Mantenimiento y limpieza

1. Limpie la superficie del dispositivo antes y después de su uso con alcohol medicinal concentrado al 75%.
 2. Por favor, deje de usar el dispositivo cuando aparezca el indicador de batería baja, de lo contrario, la máquina no funcionará correctamente.
 3. La vida útil del producto es de 3 años. La eliminación del dispositivo y de la batería al final de su vida útil debe ser realizada de acuerdo con la legislación nacional.
 4. La sonda debe limpiarse y desinfectarse, pero nunca esterilizarse. No esterilice ni esterilice en autoclave el dispositivo.
- Si se observa cualquier deterioro o daño a las sondas, deje de usar el dispositivo.
 - El uso de detergentes y desinfectantes que no sean alcohol, puede dañar el dispositivo y reducir la duración del producto o causar riesgos de seguridad.
 - El esquema eléctrico y la lista de componentes solo se proporcionan a los centros de asistencia o al personal cualificado y certificado por el fabricante.
 - Por favor, refiérase a la etiqueta del producto para la fecha de fabricación.

Especificaciones del Producto

Modelo de producción	WT1
Medidas	51mm×31,8mm×8,5mm
Peso	9,6g
Especificaciones de la medición	
Rango de la medición	25,00°C~45,00°C (77,00°C~113,00°F)
Precisión de la medición	±0,05°C (35,00°C~38,50°C) \ ±0,09°F (95,00°F~101,30°F) ±0,1°C (25,00°C~34,99°C y 38,51°C~45,00°C) \ ±0,18°F (77,00°F~94,99°F) y (101,31°F~113,00°F)
Unidad de medida de la temperatura	“°C” o “°F”
Tiempo de actualización	Cada 3 seg.
Indicador luminoso Bluetooth	No conectado: parpadea dos veces de forma continua. Conectado: parpadea una vez.
Plataforma software Aplicación	
Sistema IOS	iPhone 4s+, iPad3+, iPad mini
Sistema Android (4.3+)	Teléfono móvil, Tablet
Batería	
Tipo	CR2032, 3V/225mAh batería de botón
Tiempo de funcionamiento	≥365 días (8 horas al día)
Especificaciones ambientales	
Temperatura	En función: 5°C~+40°C; Transporte y conservación: -20°C~+55°C.
Humedad	En función: 25% 95% (sin condensación). Transporte y conservación: 25% 95% (sin condensación).
Presión atmosférica	En función: 700hPa~1060hPa; Transporte y conservación: 500hPa~1060hPa;

Posibles Problemas y Soluciones

Problema	Posibles causa	Solución
Ausencia de aviso acústico	El sistema acústico está apagado	Ajuste correctamente el sistema acústico
No se puede establecer una conexión entre el dispositivo y el receptor	1. El Bluetooth en el receptor está apagado 2. La versión de Android en el receptor no es 4.3 o 4.3+ 3. La versión de Bluetooth no es 4,0 4. Fuera de rango 5. Posición incorrecta	1. Encienda el Bluetooth. 2. Actualice el sistema Android a la versión 4.3 o 4.3+ 3. Utilizar el dispositivo receptor con Bluetooth 4.0 4. Apague el receptor 5. Ajustar la posición del receptor
Imposible encender el dispositivo	1. La carga puede estar baja o no hay electricidad 2. El dispositivo mismo puede estar dañado	1. Reinicie el dispositivo 2. Póngase en contacto con atención al cliente
Imposible visualizar correctamente los datos de temperatura.	1. Batería del dispositivo descargada	1. Reinicie el dispositivo 2. Póngase en contacto con atención al cliente

Especificaciones del Producto

Número	Componentes	WT1
1	Cinta adhesiva	Uno
2	Manual de uso	Uno

Definición Símbolos

Símbolo	Note
	Conservar al amparo de la luz solar
	Conservar en un lugar fresco y seco
	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
	No eliminar con los residuos domésticos
	Aparato de tipo CF
IP27	Tasa de protección de cobertura
	Siga las instrucciones de uso
SN	Número de serie
CE	Producto conforme a la Directiva Europea nº 98/79/CE
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea
REF	Código producto
LOT	Número de lote

Guía y declaración del fabricante EMC

Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas		
El dispositivo está diseñado para su uso en entorno electromagnético como se especifica a continuación. El cliente o el usuario debe asegurarse de que el producto se utilice en un entorno de este tipo.		
Prueba de emisiones	Conformidad	Guía - ambiente electromagnético
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	El dispositivo utiliza energía de RF solo para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de RF CISPR 11	Clase B	El dispositivo es adecuado para su uso en cualquier instalación, incluyendo instalaciones domésticas y las conectadas directamente a la red de corriente pública de baja tensión que suministran electricidad a edificios utilizados para uso doméstico.
Emisiones armónicas IEC 61000-3-2	No aplicable (Dispositivo alimentado por batería)	
Fluctuaciones de tensión/emisiones flicker IEC 61000-3-3	No aplicable (Dispositivo alimentado por batería)	



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

NOTA: No se puede compartir la misma inscripción con contraseña en diferentes dispositivos. Se recomienda hacer una inscripción para cada dispositivo móvil.

REF 25548 / WT1

Guandong Biolight Meditech Co., Ltd.
No. 2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast
Hi-Tech Zone, Zhuhai, China
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany



TEMP SITTER - Termometro elettronico

Precauzioni d'uso

- Qualunque modifica al presente dispositivo è vietata.
- Non utilizzare il dispositivo insieme ad attrezzature TAC o RM.
- Pericolo di esplosione: non utilizzare il dispositivo su gas anestetici infiammabili.
- Non comprimere il dispositivo. Se la custodia è rotta, si prega di interrompere l'utilizzo del dispositivo.
- Si prega di controllare il dispositivo regolarmente per assicurarsi che sia a stretto contatto con la pelle; altrimenti la misurazione potrebbe risultare imprecisa.
- Il dispositivo è da usare all'interno soltanto.
- Si prega di prestare attenzione alla temperatura e umidità durante l'operazione. L'utilizzo del dispositivo in condizioni che non soddisfano i requisiti potrebbe portare ad errori di misurazione.
- La trasmissione wireless effettiva è di 15m in ambiente privo di barriere. In caso di distanze superiori, il prodotto potrebbe non funzionare. Si prega di utilizzare il presente prodotto entro la distanza di trasmissione wireless.
- Muscoli e grasso influiscono sulla trasmissione wireless; perciò il raggio di trasmissione sarà inferiore in caso di utilizzo del dispositivo da parte di adulti o bambini.
- I campi magnetici ed elettrici possono interferire con le corrette prestazioni dell'apparecchio. È pertanto necessario assicurarsi che tutti i dispositivi esterni funzionanti in prossimità del dispositivo siano conformi ai requisiti validi in materia di compatibilità elettromagnetica (EMC). Telefoni mobili, apparecchiature radiografiche o di risonanza magnetica costituiscono delle possibili fonti di interferenze poiché possono emettere livelli superiori di radiazioni elettromagnetiche.
- Il dispositivo non è sterile.
- Il medico dovrebbe fare diagnosi sulle manifestazioni cliniche e sintomi utilizzando il dispositivo esclusivamente come accessorio.
- Il presente prodotto è stato calibrato. Non è necessario alcun tipo di manutenzione e calibrazione oltre alla sostituzione della batteria.
- Se il sistema esegue l'upgrade, si prega di aggiornare il programma.
- È impossibile che l'applicazione non sia compatibile con altre applicazioni nel vostro ricevitore. Vi preghiamo di contattarci in caso riscontrate questo tipo di problema.
- In caso abbiate domande riguardanti il montaggio, l'utilizzo, la manutenzione del dispositivo o qualunque evento inaspettato, vi preghiamo di contattare il produttore o i suoi rappresentanti.
Si prega di utilizzare e mantenere il dispositivo secondo il presente manuale.
- Raccomandiamo all'utente di utilizzare gli adesivi originali. Vi consigliamo di utilizzare il dispositivo in ambienti freschi per una migliore sensazione di adattamento alla persona. Se non vi sentite bene (non a vostro agio o allergici) durante l'utilizzo degli adesivi, si prega di sostituire gli adesivi con altri consigliati dal medico.
- In caso di misurazioni per lungo tempo, si prega di controllare se si verificano casi di allergia cutanea in loco. In caso di allergia, interrompere immediatamente l'utilizzo.
- Si prega di non riutilizzare gli adesivi che si presentano piegati; utilizzare un nuovo adesivo.
- Preparare la cute in caso venga indossato da un adulto (es. depilazione).
- Si prega di pulire la superficie del dispositivo con alcol medico concentrato al 75% prima e dopo l'utilizzo. Dopo la rimozione del dispositivo, è necessario pulire la cute a contatto con lo stesso con alcol medico. Il materiale a contatto con l'epidermide è atossico, anallergico e non causerà né reazioni allergiche né altri effetti collaterali.
- Per evitare interruzioni causate da chiamate o SMS in arrivo durante la misurazione, vi raccomandiamo di attivare la modalità volo e Bluetooth sul vostro dispositivo IOS /Android (se con sim 3G).
- Il contatto del dispositivo da parte di animali domestici o parassiti potrebbe causare reazioni allergiche o altri effetti collaterali all'utente. Si prega di pulire la superficie del dispositivo con alcol medico concentrato al 75% prima dell'utilizzo.
- L'utilizzo improprio da parte di bambini potrebbe causare danni alla sonda per la misurazione della temperatura e influire sulla precisione della misurazione.
- Il sensore della temperatura è in grado di attivarsi e spegnersi automaticamente. Quando estraete il sensore della temperatura dalla confezione, questo si attiverà automaticamente. Al contrario, quando lo riporrete nella confezione, si spegnerà automaticamente.
Quando il sensore della temperatura non si connette all'applicazione software del terminale mobile, l'indicatore luminoso lampeggerà due volte periodicamente e si riceveranno 2 notifiche al minuto (applicazione aperta o in background) di connessione mancante. Quando si connette, lampeggerà una volta periodicamente.
- Il prodotto ha la funzione di suggerimento del controllo temperatura; gli utenti possono loro stessi impostare il valore di allarme.

- È possibile connettere un solo dispositivo per la ricezione dei dati. Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
 - 1 Il presente dispositivo non può causare interferenze nocive;
 - 2 Il presente dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Si avverte l'utente che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo.

DICHIARAZIONE FCC:

- Il presente dispositivo è stato collaudato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle normative FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole dalle interferenze nocive in caso di installazione in zona residenziale. Il presente dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se installato e utilizzato in modo non conforme alle presenti istruzioni, può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.
- Qualora il presente dispositivo provochi un'interferenza riguardante la ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata dall'accensione e dallo spegnimento del dispositivo stesso, si incoraggia l'utente a tentare di correggere l'interferenza attuando una o più delle seguenti misure:
 - Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
 - Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
 - Collegare il dispositivo a una presa che abbia un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
 - Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per l'assistenza.

Utilizzo designato

Il dispositivo è finalizzato alla misurazione e monitoraggio continui della temperatura umana. Può conservare e gestire dati della temperatura. Può essere utilizzato per la misurazione della temperatura ascellare di pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

Aspetto



Scaricare e Installare il Software

- 1 Metodi per effettuare il download del software:
 - Utenti che utilizzano dispositivi con sistema IOS possono effettuare il login sull'App Store iPhone e cercare il software "Temp Sitter". In alternativa scansionare il codice QR di IOS sulla confezione per effettuare il download.
 - Utenti che utilizzano dispositivi con sistema Android possono registrarsi sul sito ufficiale wearcare: <http://www.wearcare.cn> per effettuare il download. O scansionare il codice QR di Android sulla confezione che indirizza al sito scucitato. Per alcune versioni di Android potrebbe essere richiesta l'abilitazione all'installazione di sw non provenienti da Google Play.
- 2 Effettuare il download del software "Temp Sitter" , cliccare sul pulsante installazione gratuita

Istruzioni d'Uso

- 1 Abilitare la funzione Bluetooth su smartphone o tablet (terminale mobile);
- 2 Estrarre il sensore di temperatura dalla confezione. Si accenderà automaticamente e l'indicatore luminoso lampeggerà velocemente;
- 3 Avviare il software precedentemente installato. Il dispositivo si connetterà automaticamente. Quando si connette con successo, lo schermo mostrerà il messaggio "Connessione riuscita".
- 4 Indossare il sensore di temperatura. I passaggi sono come segue:



Passo 5


I risultati della misurazione verranno immediatamente inviati all'applicazione software del terminale mobile via segnale di trasmissione wireless.

- Gli adulti dovrebbero aiutare i bambini ad indossare e a far funzionare il dispositivo.
- Si prega di tenere il braccio stretto per almeno 5-8 minuti per ottenere l'esatta temperatura.
- A seguito della misurazione, si prega di riporre il sensore nella confezione per evitare il consumo delle batterie in quanto il dispositivo è sempre acceso.
Nota: Differenti formati e differenti metodi di misurazione possono portare a differenti valori di temperatura.

Manutenzione e pulizia

- 1 Pulire la superficie del dispositivo prima e dopo l'uso con alcool medico concentrato al 75%;
 - 2 Si prega di smettere di usare il dispositivo quando appare l'indicatore di batteria scarica, altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente;
 - 3 La durata del prodotto è di 3 anni. Lo smaltimento del dispositivo e della batteria alla fine della loro vita deve essere effettuato in base alle leggi nazionali;
 - 4 La sonda deve essere pulita e disinfettata, ma mai sterilizzata. Non sterilizzare o sterilizzare in autoclave il dispositivo
- Se si nota qualsiasi deterioramento o danneggiamento alle sonde, smettere immediatamente di usare il dispositivo;
 - L'uso di detersivi e disinfettanti differenti da alcol può danneggiare il dispositivo e ridurre la durata del prodotto o causare pericoli per la sicurezza.
 - Lo schema elettrico e l'elenco dei componenti sono forniti solo per i centri di assistenza o personale qualificato e certificato dal produttore.
 - Si prega di fare riferimento all'etichetta del prodotto per la data di produzione.

Specifiche del Prodotto

Modello di produzione	WT1
Misure	51mm×31,8mm×8,5mm
Peso	9,6g
Specifiche della misurazione	
Portata della misurazione	25,00°C~45,00°C (77,00°F~113,00°F)
Accuratezza della misurazione	±0,05°C (35,00°C~38,50°C) \ ±0,09°F (95,00°F~101,30°F) ±0,1°C (25,00°C~34,99°C e 38,51°C~45,00°C) \ ±0,18°F (77,00°F~94,99°F) e (101,31°F~113,00°F)
Unità di misura della temperatura	“°C” o “°F”
Tempo di aggiornamento	Ogni 3s
Indicatore luminoso Bluetooth	Non connesso: lampeggia due volte continuamente. Connesso: lampeggia una volta.
Piattaforma software App	
Sistema IOS	iPhone 4s+, iPad3+, iPad mini
Sistema Android (4.3+)	Telefono mobile, Tablet
Batteria	
Tipo	CR2032, 3V/225mAh batteria a bottone
Tempo di funzionamento	≥365 giorni (8 ore al giorno)
Specifiche ambientali	
Temperatura	In funzione: 5°C~+40°C; Trasporto e conservazione: -20°C~+55°C.
Umidità	In funzione: 25%~95% (senza condensa); Trasporto e conservazione: 25%~95% (senza condensa);
Pressione atmosferica	In funzione: 700hPa~1060hPa; Trasporto e conservazione: 500hPa~1060hPa;

Possibili Problemi e Soluzioni

Problematica	Possibile Causa	Soluzione
Assenza di avviso acustico	Il sistema acustico è spento	Impostare correttamente il sistema acustico
Impossibile stabilire una connessione tra il dispositivo e il ricevitore	1. Il Bluetooth sul ricevitore è spento 2. La versione Android sul ricevitore non è 4.3 o 4.3+ 3. La versione Bluetooth non è 4.0 4. Fuori portata 5. Scorretto posizionamento	1. Accendere il Bluetooth 2. Aggiornare il sistema Android alla versione 4.3 o 4.3+ 3. Utilizzare il dispositivo ricevente con Bluetooth 4.0 4. Spegner il ricevitore 5. Aggiustare la posizione del ricevitore
Impossibile accendere il dispositivo	1. La carica potrebbe essere bassa o l'elettricità assente 2. Il dispositivo stesso potrebbe essere danneggiato	1. Riavviare il dispositivo 2. Contattare l'assistenza clienti
Impossibile visualizzare correttamente i dati di temperatura	1. Batteria del dispositivo scarica	1. Riavviare il dispositivo 2. Contattare l'assistenza clienti

Specifiche del Prodotto

Numero	Componenti	WT1
1	Nastro adesivo	Uno
2	Manuale d'uso	Uno

Definizione Simboli

Simbolo	Nota
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Smaltimento RAEE
	Parte applicata di tipo CF
IP27	Grado di protezione dell'involucro
	Seguire le istruzioni per l'uso
SN	Numero di serie
	Prodotto conforme alla Direttiva Europea n. 98/79/CE
	Fabbricante
EC REP	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
REF	Codice prodotto
LOT	Numero di lotto

Guida e dichiarazione del produttore EMC

Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
Il dispositivo è destinato all'impiego in ambiente elettromagnetico come specificato sotto. Il cliente o l'utente deve assicurarsi che il prodotto sia impiegato in tale ambiente.		
Test emissioni	Conformità	Guida - ambiente elettromagnetico
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il dispositivo utilizza energia RF solo per la propria funzione interna. Pertanto le sue emissioni RF sono molto ridotte ed è improbabile che provochino interferenze con le apparecchiature elettroniche vicine.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Il dispositivo è idoneo per l'uso in tutti gli impianti, compresi impianti domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione pubblica a bassa tensione che riforniscono edifici utilizzati per uso domestico.
Emissioni armoniche IEC 61000-3-2	Non applicabile (Dispositivo funzionante a batteria)	
Fluttuazioni di tensione / emissioni flicker IEC 61000-3-3	Non applicabile (Dispositivo funzionante a batteria)	

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

NOTA: Non è possibile condividere la stessa registrazione con password su device diversi; si consiglia di effettuare una registrazione per ogni dispositivo mobile.

REF 25548 / WT1

Guandong Biolight Meditech Co., Ltd.
No. 2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast
Hi-Tech Zone, Zhuhai, China
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537, Hamburg, Germany

