



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SOSTEGNO PER SACCHE URINA CON COPERTURA RIUTILIZZABILE

HANGER HOLDER WITH REUSABLE COVER FOR URINE BAG

CROCHET AVEC ENVELOPPE RÉUTILISABLE POUR POCHE À URINE

GANCHO CON COBERTURA REUTILIZABLE PARA BOLSA ORINA

SUPORE DE CABIDE COM CAPA REUTILIZÁVEL PARA SACO DE URINA

BÜGELHALTER MIT WIEDERVERWENDBARER HÜLLE FÜR URINBEUTEL

WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ Z POKRYCIEM WIELOKROTNEGO UŻYTKU

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ



ITALIANO

Supporto a gancio con copertura riutilizzabile per sacca di raccolta urine
Istruzioni per l'uso:

- Posizionare la sacca di raccolta urine all'interno della copertura.
- Assicurarsi che le tacche stampate sulla sacca di raccolta urine siano visibili attraverso il visore.
- Quando viene utilizzata la sacca di raccolta urine con valvola inferiore, inserire la valvola di uscita nel foro inferiore.
- Posizionare il gancio negli appositi fori per appendere la sacca di raccolta urine.

ENGLISH

Hanger holder with reusable cover for urine bag

Instruction for use:

- Place the urine bag inside the cover.
- Make sure that the scale printed on the urine bag appears through the window.
- When using urine bag with bottom valve, insert the outlet valve through the bottom hole.
- Place the hanger in the relative holes to hang the urine bag.

FRANÇAIS

Support avec couvercle réutilisable pour sac à urine

Mode d'emploi :

- Placez la poche d'urine à l'intérieur du couvercle.
- Assurez-vous que l'échelle imprimée sur le sac d'urine est visible à travers la fenêtre.
- Lorsque vous utilisez un sac à urine avec valve inférieure, insérez la valve de sortie par trou inférieur.
- Placez le support dans les trous correspondants pour accrocher le sac d'urine.

ESPAÑOL

Soporte para colgar con funda reutilizable para la bolsa de orina

Instrucciones de uso:

- Coloque la bolsa de orina dentro de la funda.
- Asegúrese de que la escala impresa en la bolsa de orina aparece a través de la ventana.
- Si utiliza la bolsa de orina con válvula inferior, introduzca la válvula de salida a través del orificio inferior.
- Coloque el colgador en los agujeros correspondientes para colgar la bolsa de orina.

PORTUGUÊS

Suporte de cabide com capa reutilizável para saco de urina

Instruções de utilização:

- Coloque o saco de urina dentro da capa
- Certifique-se de que a escala impressa no saco de urina aparece através da janela
- Quando utilizar o saco de urina com válvula inferior, insira a válvula de saída através do orifício inferior
- Coloque o suporte nos respetivos orifícios para pendurar o saco de urina

DEUTSCH

Bügelhalter mit wiederverwendbarer Hülle für Urinbeutel

Gebrauchsanweisung:

- Legen Sie den Urinbeutel in die Hülle.
- Kontrollieren Sie, dass die auf den Urinbeutel gedruckte Skala durch das Sichtfenster zu sehen ist.
- Wenn Sie einen Urinbeutel mit Ventil am Boden verwenden, stecken Sie das Auslassventil durch die Öffnung im Boden.
- Setzen Sie den Bügel in die Öffnungen, um den Urinbeutel aufzuhängen.

POLSKI

Wieszak do worków na mocz z pokryciem wielokrotnego użytku

Sposób stosowania:

- Włożyć worek na mocz do pokrycia.
- Upewnić się, że podziałka znajdująca się na worku na mocz pozostaje widoczna.
- W przypadku używania worka na mocz z zaworem dolnym, wprowadzić zawór wylotowy przez otwór dolny.
- Wprowadzić wieszak do odpowiednich otworów, aby zawiesić worek na mocz.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Κρεμάστρα με επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα για ουροσυλλέκτη

Οδηγίες χρήσης:

- Τοποθετήστε τον ουροσυλλέκτη μέσα στο κάλυμμα.
- Βεβαιωθείτε ότι η κλίμακα που είναι τυπωμένη επάνω στον ουροσυλλέκτη φαίνεται από το παραθυράκι.
- Όταν χρησιμοποιείτε τον ουροσυλλέκτη με κάτω βαλβίδα, περάστε τη βαλβίδα εξόδου μέσα από την οπή στο κάτω μέρος.
- Τοποθετήστε την κρεμάστρα στις αντίστοιχες οπές για να κρεμάσετε τον ουροσυλλέκτη.

REF 28698

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por /
Eingeführt von / Importowane przez / Εισαγωγή από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Israel

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant n/ Fabricante / Hersteller/ Fabricante /
Producent/ Κατασκευαστής:

Mizra Medical Ltd.

21 Hasadna Street, Industrial Park, Holon, 5881411, Israel
dror@mizramedical.com