

	Presa auricolari		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Regolazione del volume		Numero di serie
	Fabbricante		Riciclare
	Data di fabbricazione		Data di scadenza
	Dispositivo medico		Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto		Limite di pressione atmosferica
	Limite di temperatura		Limite di umidità
	Fragile; maneggiare con cautela		Codice prodotto
	Numero di lotto		Importato da
	Alto		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso

Capitolo 6 Specifiche del prodotto
Nome Prodotto: Doppler fetale portatile
N. Modello: Baby Sound C1
Classificazione:
Tipo di protezione dalle scosse elettriche: Apparecchiatura alimentata internamente.

Grado di protezione dalle scosse elettriche: Parti applicate di tipo CF 
Grado di protezione contro l'ingresso di liquidi pericolosi:
Unità principale: Grado di protezione dell'involucro: IPX4.
Sonda: Grado di protezione contro gli spruzzi d'acqua: IPX4.
Grado di sicurezza in presenza di gas infiammabili: Apparecchiatura non adatta all'uso in presenza di gas infiammabili.
Sistema di funzionamento: Apparecchiatura a funzionamento continuo.
EMC: Gruppo I Classe B.
Fascia di utilizzo: Adatto all'utilizzo dopo la 12° settimana di gravidanza.
Caratteristiche fisiche
Misure: 135 mm (Lunghezza) ×92 mm (Larghezza) ×29 mm (Altezza)
Peso: Circa 245 g (comprese le batterie)
Ambiente
Operativo:
Temperatura: +5 °C~+40 °C
Umidità: ≤80%
Pressione atmosferica: 70 kPa~106 kPa
Trasporto e conservazione:
Temperatura: -10 °C~+55 °C
Umidità: ≤93%
Pressione atmosferica: 50 kPa~106 kPa
Display: Display TFT da 1,77" 262K
Specifiche FHR
Intervallo di misurazione FHR: 50 BPM ~ 240 BPM (BPM: battiti al minuto)
Risoluzione: 1 BPM
Accuratezza: ±2 BPM
Consumo Energetico:< 1 W
Spegnimento automatico: Dopo 1 minute di assenza di segnale, si spegne automaticamente.
Tipo di batteria consigliato: Due batterie da 1,5 V CC (DIMENSIONI AA LR6).
Sonda a ultrasuoni:
Frequenza nominale (Sonda da 2M/3M): 2,0MHz/3,0MHz
Frequenza di funzionamento (Sonda da 2M/3M): (2,0±10%)MHz/(3,0±10%)MHz
Pressione sonora di picco negativa: P-: <1 MPa
Intensità del raggio di uscita: Iob: <20 mW/cm²
L'intensità media temporale nel punto di picco spaziale: Ispta: <100 mW/cm²
Potenza di uscita degli ultrasuoni: P < 20 mW
Modalità di funzionamento: Doppler a onda continua
Area di irradiazione effettiva del trasduttore: < 157mm²
Nota:In tutte le modalità di applicazione operative, indice meccanico: MI<1, indice termico: TI<1.

Capitolo 7 Manutenzione
7.1 Manutenzione
La superficie acustica della sonda è fragile e va maneggiata con cura.
Rimuovere il gel dalla sonda dopo l'uso. Queste precauzioni contribuiranno la prolungare la vita utile della sonda.
Prima dell'uso è necessario che l'utente si accerti che l'apparecchiatura non presenti segni visibili di danni che potrebbero compromettere la sicurezza del paziente o la funzionalità del Doppler fetale portatile. L'intervallo di ispezione consigliato è di almeno una volta al mese. In caso di danni evidenti, si raccomanda di procedere alla sostituzione prima dell'uso.
Il dispositivo deve essere sottoposto a controlli di sicurezza per garantire un adeguato isolamento del paziente da eventuali dispersioni di corrente. Tali controlli devono comprendere la misurazione delle correnti di dispersione. L'intervallo di verifica consigliato è di una volta ogni due anni; o, diversamente, quello specificato nel test istituzionale e nel protocollo d'ispezione.
L'accuratezza della FHR è controllata dall'apparecchiatura e non può essere regolata dall'utente. Se i risultati della FHR sono incerti, verificare immediatamente ricorrendo a un metodo alternativo come l'utilizzo di unno stetoscopio o contattare il distributore locale per ricevere assistenza.

7.2 Pulizia
Prima di procedere alla pulizia spegnere il dispositivo e rimuovere le batterie.
La superficie esterna del dispositivo deve essere pulita e priva di polvere e sporcizia; utilizzare un panno asciutto e morbido per pulire la superficie esterna della struttura (incluso lo schermo). Se necessario, pulire la superficie della struttura con un panno morbido imbevuto in acqua o in una soluzione contenente sapone, asciugando subito dopo con un panno pulito.
Utilizzare un panno morbido per rimuovere i residui di gel per ultrasuoni dalla sonda. Pulire soltanto con acqua e sapone.
ATTENZIONE: Non utilizzare solventi aggressivi, ad esempio l'acetone.
ATTENZIONE: Non utilizzare mai materiali abrasivi come pagliette d'acciaio o lucido per metalli.
ATTENZIONE: Fare attenzione che nessun liquido penetri nel prodotto e non immergere nessuna parte del dispositivo in alcun tipo liquido.
ATTENZIONE: Evitare di versare i liquidi sul dispositivo durante la pulizia.
ATTENZIONE: Non lasciare alcuna soluzione di pulizia sulla superficie del dispositivo.
Nota: Strofinare la superficie della sonda con una soluzione di etanolo al 70%; lascia asciugare all'aria o pulire con un panno asciutto e pulito.

7.3 Disinfezione e sterilizzazione
Pulire la l'involucro dell'apparecchiatura, la sonda ecc. come descritto sopra, quindi strofinare la sonda con una salvietta imbevuta di alcol (etanolo al 70%).
Asciugare la sonda con un panno morbido e asciutto per rimuovere i residui di umidità.
NOTA:
1.L'intervallo consigliato per pulizia, sterilizzazione e disinfezione è di una volta al mese.
2.A seguito della pulizia, sterilizzazione e disinfezione, l'utente è tenuto a verificare la presenza di eventuali danni che potrebbero compromettere la sicurezza del paziente e le prestazioni dello strumento.

AVVERTENZA: Non cercare mai di sterilizzare la sonda o l'apparecchiatura con vapore a bassa temperatura o altri metodi.

Capitolo 8 Soluzioni ai possibili problemi		
Se durante l'uso del dispositivo si manifestano i seguenti problemi, procedere alla loro risoluzione come indicato in seguito:		
Problemi	Possibile causa	Soluzioni
Suono debole	●Il volume è troppo basso ●Batteria scarica ●Non è stato spalmato il gel	●Regolare il volume ●Sostituire la batteria ●Spalmare il gel
Rumore	●La sonda è troppo vicina all'unità principale□ ●Disturbi provenienti da un segnale esterno ●Batteria scarica	●Aumentare leggermente la distanza tra la sonda e l'unità principale ●Tenere lontano da segnali esterni ●Sostituire la batteria
Bassa sensitività	●La sonda non è posizionata correttamente ●Non è stato spalmato il gel	●Correggere la posizione della sonda ●Spalmare il gel

Capitolo 9 Elenco dei componenti del dispositivo		
Elenco dei componenti del dispositivo:		
Nome	Modello	Numero
Doppler Fetale	Baby Sound C1	1
Sonda per Doppler	DCD2E10 / DCD3E10	1
Manuale d'uso	—	1

Appendice 1
L'importanza del monitoraggio fetale a casa
Si ritiene che:
La FHR è uno strumento utile per determinare la salute del feto. Registrando i cambiamenti nella FHR è possibile individuare nel feto eventuali stati di ipossia e stress, la presenza di cordone nucle e altri sintomi. Attraverso il monitoraggio domestico del feto è possibile verificare i cambiamenti delle frequenze FHR prevalentemente tramite l'ascolto del suono del battito cardiaco del feto. Il monitoraggio domestico del feto è un valido supporto per incrementare la sicurezza gestazionale.
I momenti della giornata in cui la frequenza cardiaca del feto subisce i cambiamenti più evidenti sono i tre riportati di seguito:
1. Nei 30 minuti dal momento in cui la gestante si alza
2. Nei 60 minuti successivi il pasto della gestante
3. Nei 30 minuti prima che la gestante vada a letto
A causa del cambiamento delle condizioni corporee della gestante e della maggiore richiesta di ossigeno da parte del suo corpo durante la digestione, in questi tre particolari momenti l'ossigeno a disposizione del feto diminuisce. Sintomi quali condizione di anossia nel feto possono essere suscitati facilmente. La verifica della FHR fetale in questi momenti può indicare al meglio lo stato di salute del feto.
Poiché le rilevazioni della FHR in questi momenti possono essere eseguite solo dalla gestante in prima persona, il monitoraggio domestico della FHR è molto importante. Si consiglia alla gestante di eseguire quotidianamente una misurazione a inizio giornata, una a metà giornata e una a fine giornata/sera; ad ogni misurazione ascoltare la frequenza cardiaca fetale per circa un minuto e annotare i risultati della misurazione affinché siano disponibili come riferimento medico nelle visite ospedaliere.
Generalmente, la frequenza cardiaca fetale è normale: tra 120 BPM~160 BPM; leggermente veloce: tra 161 BPM~180 BPM; troppo veloce: se superiore a 181 BPM; leggermente lenta: tra 119 BPM~100 BPM; decisamente troppo lenta: al di sotto di 99 BPM.
Il presente dispositivo è in grado di rilevare il suono del cuore del feto dalla 12° settimana di gestazione, rendendone disponibile il monitoraggio sullo schermo LCD. In caso di letture FHR eccessivamente veloci o lente, è necessario recarsi in ospedale per eseguire ulteriori controlli al fine di accertare lo stato di salute del feto.

Appendice 2

Modalità di prova: CW-mode

Tipo di trasduttore: CD2.0M

Tabella relativa all'uscita acustica

Etichetta indice			MI	TIS		TIB	TIC	
				Scan	No scan			
					A _{aprt} ≤1cm ²	A _{aprt} >1cm ²		No scan
Valore massimo dell'indice			0,026	—	—	0,059	0,28	—
Parametri acustici associati	P _{ra}	(MPa)	0,036	—	—	—	—	—
	P	(mW)	—	—	—	—	6,4	—
	Min.di [P _a (Z _a), I _{zpt(a)} αZ _a]		(mW)	—	—	6,24	—	—
	Z _a	(cm)	—	—	1,83	—	—	
	Z _{bp}	(cm)	—	—	1,83	—	—	
	Z _b	(cm)	—	—	—	0,2	—	
	Z in corrispondenza del max. I _{pt(a)}		(cm)	0,6	—	—	—	—

	d _{eq} (Z _b)		(cm)					0,48	
	f _{bwf}		(MHz)	1,99	—	—	1,99	1,99	—
	Dim di A _{aprt}	X	(cm)	—	—	—	1,52	1,52	—
		Y	(cm)	—	—	—	0,77	0,77	—
Altre informazio ni	t _d		(μsec)	CW					
	pr		(Hz)	CW					
	p _r in corrispondenza del max. I _{pi}		(MPa)	0,037					
	d _{eq} in corrispondenza del max. I _{pi}		(cm)					0,47	
	I _{pa(a)} in corrispondenza del max. MI		(W/cm ²)	0,31					
	Lunghezza focale	FL _x	(cm)			—	—		
FL _y		(cm)			—	—			
Condizioni di controllo operative	Impostazioni frequenza (MHz)			2,0	—	—	2,0	2,0	—

Indicazioni e dichiarazione del produttore- emissioni elettromagnetiche- per tutte le APPARECCHIATURE e i SISTEMI		
Guida e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche		
Il <i>Doppler fetale portatile</i> è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. È responsabilità del cliente o dell'utilizzatore del <i>Doppler fetale portatile</i> assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.		
Test sulle emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico - raccomandazioni
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Il <i>Doppler fetale portatile</i> impiega energia RF solamente per le sue funzioni interne. Di conseguenza, le emissioni RF decisamente basse rendono improbabile il verificarsi di interferenze con le apparecchiature elettroniche circostanti.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Il <i>Doppler fetale portatile</i> è idoneo per l'uso in tutti i contesti, inclusi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete a bassa tensione che alimenta gli edifici adibiti a finalità domestiche.

Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica per tutte le APPARECCHIATURE e i SISTEMI			
Guida e dichiarazione del produttore e linee guida – immunità elettromagnetica			
Il <i>Doppler fetale portatile</i> è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. È responsabilità del cliente o dell'utilizzatore del <i>Doppler fetale portatile</i> assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - linee guida
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	±8 kV a contatto ±15 kV in aria	Il pavimento deve essere di legno, cemento o piastrelle. Se il pavimento è ricoperto con materiale sintetico, l'umidità relativa dovrebbe essere almeno del 30%. Il produttore può raccomandare all'utente l'applicazione delle procedure precauzionali ESD.
Campo magnetico alla frequenza di rete (50Hz) IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	I campi magnetici a frequenza di rete dovrebbe essere al livello di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica per APPARECCHIATURE e SISTEMI che non siano DI SUPPORTO ALLA VITA			
Linee guida e dichiarazione del produttore – immunità elettromagnetica			
Il <i>Doppler fetale portatile</i> è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. È responsabilità del cliente o dell'utilizzatore del <i>Doppler fetale portatile</i> assicurarsi che venga utilizzato in tale ambiente.			
Test di immunità	Livello di prova IEC 60601	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - linee guida
RF condotte IEC 61000-4-6 RF irradiate IEC 61000-4-3	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(in bande ISM comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz) 10 V/m da 80 MHz a 2,7GHz	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(in bande ISM comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz) 10 V/m	Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili devono essere utilizzate rispettando la distanza di separazione consigliata dalle componenti del <i>Doppler fetale portatile</i> , compresi i cavi, calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore. Distanza di separazione consigliata $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ da 80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ da 800 MHz a 2,7 GHz Dove <i>P</i> è la potenza nominale in uscita massima del trasmettitore espressa in Watt (W), secondo il produttore del trasmettitore e <i>d</i> è la distanza di separazione consigliata espressa in metri (m). L'intensità dei campi emessi da trasmettitori in radiofrequenza fissi, determinata da un rilevamento elettromagnetico in loco ^a , deve risultare inferiore al livello di conformità corrispondente a ciascuna gamma di frequenza ^b Possono verificarsi interferenze in prossimità di dispositivi contrassegnati  dal seguente simbolo:
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta. NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.			
a Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio telefoni (cellulare/cordless) e radio mobili terrestri, radio amatoriali, trasmissione radio in AM e FM e trasmissione TV, non possono essere previste teoricamente con precisione. Per una valutazione dell'ambiente elettromagnetico generato dai trasmettitori RF fissi, si dovrebbe prendere in considerazione un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l'intensità di campo misurata nel luogo in cui viene utilizzato il <i>Doppler fetale portatile</i> supera il livello di conformità RF applicabile sopra indicato, il <i>Doppler fetale portatile</i> deve essere tenuto sotto controllo per verificare che funzioni normalmente. Se si riscontrano delle prestazioni anomale, possono essere necessarie delle misure aggiuntive, come riorientamento o riposizionamento del <i>Doppler fetale portatile</i> . b Oltre la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l'intensità di campo deve essere inferiore a 3 V/m.			

Distanze di separazione consigliate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e APPARECCHIATURE o SISTEMI – per APPARECCHIATURE e SISTEMI che non siano DI SUPPORTO ALLA VITA			
Distanza di separazione consigliate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il Doppler fetale portatile			
Il <i>Doppler fetale portatile</i> è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono controllati. Il cliente o l'utilizzatore del <i>Doppler fetale portatile</i> può contribuire a prevenire fenomeni di interferenza elettromagnetica mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il <i>Doppler fetale portatile</i> come consigliato di seguito, in base alla potenza massima in uscita dell'apparecchiatura di comunicazione.			
Potenza nominale massima in uscita dal trasmettitore (W)	Distanza in base alla frequenza del trasmettitore (m)		
	da 150 kHz a 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	da 80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	da 800 MHz a 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,67	11,67	23,33
Nel caso di trasmettitori il cui coefficiente massimo di potenza nominale in uscita non rientri nei parametri sopra indicati, la distanza di separazione consigliata, espressa in metri (m), può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove "P" è il livello di massima potenza nominale in uscita dal trasmettitore espressa in watt (W) secondo le informazioni fornite dal produttore. NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenza più alta. NOTA 2 Le presenti linee guida potrebbero non essere applicabili a tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.			

Appendice 4

Sensibilità complessiva

Overall Sensitivity													
Diameter of Target Reflector (mm)	Distance (d) (mm)	Reflection Loss A(d)	Two-way Attenuation B=Σ B _a +B _u						V _a (r.m.s.) mV	V _u (r.m.s) mV	C = 20log ₁₀ (V _u (r.m.s)/V _a (r.m.s)) dB	Overall Sensitivity (S=A(d)+B+C) dB	
			Σ B _a (T:mm B _a :dB)				B _u (dB)	B (dB)					
			T	20	4.8	4.0							-
1.58 A=45.7dB@ 2MHz	50	45.7	T	20	4.8	4.0	-	0	57.6	186	94	5.93	109.2
			B _a	40	9.6	8.0	-						
	75	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	175	90	5.78	107.8
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	100	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	174	89	5.82	107.9
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	200	45.7	T	20	4.8	-	-	0	49.6	173	90	5.68	100.9
			B _a	40	9.6	-	-						
2.38 A=43.2dB@ 2MHz	50	43.2	T	20	4.8	3.4	2.2	0	60.8	178	89	6.02	110.0
			B _a	40	9.6	6.8	4.4						
	75	43.2	T	20	4.8	3.4	1	0	58.4	170	90	5.52	107.1
			B _a	40	9.6	6.8	2						
	100	43.2	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	165	85	5.76	105.3
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	200	43.2	T	20	4.8	1	-	0	51.6	160	85	5.49	100.2
			B _a	40	9.6	2	-						
	Doppler Frequency (Hz)		333							Velocity of Target (cm/s)		12.5	

 **Smaltimento:** Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

GIMASONIC

Use and maintenance book

ATTENTION: Operators must read and understand this manual completely before using the product.


GIMA 29480

 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

REF Baby Sound C1

 Prolinx GmbH, Brehmstr. 56,
40239 Duesseldorf Germany

 Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CMS2.782.038.01 (CE) ESS/1.2 1.4.01.02.605 2023.11

Attention

This user manual is written and compiled in accordance with the council directive MDD93/42/EEC for medical devices and harmonized standards. In case of modifications and software upgrades, the information contained in this document is subject to change without notice. The manufacturer makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The manufacturer assumes no responsibility for any errors that may appear in this document, or for incidental or consequential damage in connection with the furnishing, performance or use of this material. No part of this document may be photocopied, reproduced or translated to another language without prior written consent of the manufacturer. The information contained in this document is subject to change without notice.

Responsibility of the Manufacturer

The manufacturer only considers itself responsible for any effects on safety, reliability and performance of the equipment if: Assembly operations, repairs are carried out by persons authorized by the manufacturer, and the device is used in accordance with the instructions for use. **WARNING:**

This device is not intended for treatment. The intended use is for detecting Fetal Heart Rate. If the fetal heart rate (FHR) result is doubtful, please use other methods such as stethoscope to verify immediately.

Warranty

The unit cannot be repaired by users themselves. All services must be done by the engineers approved by the manufacturer. We guarantee that each product we sell to you is free from defects in labor and materials and shall conform to its product specifications as defined in the user documentation. If the product does not function as specified during the warranty period, we will repair or replace it without charge. Misuse, improper maintenance may void the warranty.

Using This Label Guide

This guide is designed to give key concepts on safety precautions.

WARNING:

A **WARNING** label advises against certain actions or situations that could result in personal injury or death.

CAUTION:

A **CAUTION** label advises against actions or situations that could damage equipment, produce inaccurate data, or invalidate a procedure.

Note: A **NOTE** provides useful information regarding a function or procedure.

 0123: This item is compliant with Medical Device Directive 93/42/EEC of June 14, 1993, a directive of the European Economic Community

Chapter 1 Safety Guidance

This unit is an internally powered equipment and the degree of shock protection is type CF applied part . Type CF protection means that these patient connections will comply with permitted leakage currents, dielectric strengths of IEC 60601-1.

WARNING and **CAUTION** messages must be observed. To avoid the possibility of injury, observe the following precautions during the operation of the device.

WARNING: This device is not explosion-proof and can not be used in the presence of flammable anesthetics.

WARNING: Do not throw batteries in fire as this may cause them to explode.

WARNING: Do not attempt to recharge normal dry-cell batteries, they may leak, and may cause a fire or even explode.

WARNING: Do not touch signal input or output connector and the patient simultaneously.

WARNING: This device is a tool to aid the healthcare professional and should not be used in place of normal fetal monitoring.

WARNING: Please use the probe provided by the manufacturer.

WARNING: Do not pull the line of probe longer than 2m, to avoid disconnecting the probe from the device connector.

WARNING: Keep out of reach of children - The device contains small parts that can easily be swallowed.

WARNING: Equipment can not be repaired and maintained during use.

WARNING:The patient is an intended operator.

CAUTION: The device must be serviced only by authorized and qualified personnel.

CAUTION: Keep the device clean. Avoid vibration.

CAUTION: Do not use high temperature sterilizing process and E-beam or gamma radiation sterilization.

CAUTION: Electromagnetic Interference-Ensure that the environment in which the device is operated is not subject to any sources of strong electromagnetic interference, such as radio transmitters, mobile telephones, etc. Keep them far away.

CAUTION: Before use, care must be taken to ascertain that the equipment is free from damage that may affect patient safety or monitoring capability.

The recommended inspection interval is once per month or less. If damage is evident, replacement is recommended before use.

CAUTION: The following safety checks should be performed once every two years or as specified in the institution's test and inspection protocol by a qualified person who has adequate training, knowledge, and practical experience to perform these tests:

* Inspect the equipment for mechanical and functional damage.

* Inspect the safety relevant labels for legibility.

* Verify that the device functions properly as described in the instructions for use.

* Test the patient leakage current according to IEC 60601-1: Limit: 10 uA (CF).

The leakage current should never exceed the limit. The data should be recorded in an equipment log. If the device is not functioning properly or fails any of the above tests, the device must be repaired.

CAUTION: The battery must be properly disposed of, according to local regulation after their use.

CAUTION: The battery must be taken out from the battery compartment if the device will not be used for a long time.

CAUTION: Patients can replace the battery.

CAUTION: The device shall only be used if the battery cover is closed.

CAUTION: Battery must be stored in a cool and dry place.

CAUTION: Do not set anode and cathode of the battery wrongly.

CAUTION: The typical service life of the new and unused batteries is 300 measurements for the operation time is 60s.

CAUTION: The valid period of this product is five years.

CAUTION: After the service life, please return the products to the manufacture or dispose of the products according to local regulations.

CAUTION: This device can not be used with a defibrillator or high frequency surgical unit.

CAUTION: Please choose the accessories authorized by our company or the device may be damaged.

CAUTION: Please keep the probe from edge tool.

CAUTION: Please use this device under recommended environmental conditions without strong electromagnetic field, which may influence usage results.

CAUTION: The material of the shell and ultrasound probe of the device is ABS, in line with ISO 10993-5& ISO 10993-10.

CAUTION: Protect the device against extreme moisture, heat, and direct sunlight.

Chapter 2 Introduction

2.1 Overview

Pocket Fetal Doppler is a hand-held obstetrical unit, which can be used in hospital and clinicfor daily self-check by pregnant woman.

The device uses color LCD of high resolution to display the fetal heartbeat waveform, and figure out the FHR to help the doctor diagnose in time. It contains components of ultrasonic signal transmitter and receiver, analog signals processing unit, FHR calculating unit, LCD display control unit etc. It has 3 work modes: real-time FHR display mode, averaged FHR display mode, and manual mode. It also has audio output, and can be connected with earphone or recorder with audio input.

2.2 Features

- ◆Aesthetic design, portable, easy operation.
- ◆The probe has a flexible structure which is easy to operate and can increase comfort for pregnant women during use, thereby demonstrating the humane care design.
- ◆Fetal heart rate values, bar graph and heartbeat waveform color screen display.
- ◆Battery status indicator.
- ◆2 MHz/3 MHz ultrasound probe can be connected.
- ◆Probe inspection.
- ◆Built-in speaker.
- ◆Output for headphone.
- ◆Auto shut off.
- ◆Two pieces of standard 1.5V alkaline battery available which can work no less than 8 hours.

Chapter 3 Outlook and Configuration




Fig.3-1 Front panel




Fig.3-2 Rear panel




Fig.3-3 Top panel




Fig.3-4 LCD display

3.1 Display

The LCD display is as follows:

3.2 Push Button

There are three push buttons (**Power**, **Mode**, and **Start/Stop**) and a volume control button on Pocket Fetal Doppler. The primary functions are as follows:

3.2.1 Power Button



Function: Power on/off.

Power on: Push the button once.

Power off: Push down the button and hold for 3 seconds to power off.

3.2.2 Mode Button



Function: Mode selection, press once to enter next working mode under working status.

The Fetal Doppler possesses a memory function. When the machine is turned on, it will enter the mode selected before last power off automatically after self-testing.

3.2.3 Start/Stop Button



Function: Start/Stop control.

Under model 3, press this button the fetal heart rate counting starts, press this button again the counting stops.

3.2.4 Volume Control Indicator



Volume adjusting direction indicator.

From left to right means that the sound level is from high to low.

3.3 Headphone Socket

Headphone Socket: a socket for audio output for connection to earphones or recorders with audio input to record.

: The socket, terminal post, or switch that can headphones can be connected to.

3.4 Ultrasound Probe




Fig.3-5 Ultrasound probe

The meanings of CD-- IP-- on the label are as follows:

C: The work mode for the probe is continuous wave.

D: The structure form for the probe is cell type.

2.0/3.0: The frequency of the probe is 2 MHz or 3MHz.

IPX4: Harmful Liquid Proof Degree.

Chapter 4 General Operation

4.1 FHR Inspection

① Power on by pressing the Power button.The LCD display is as Fig.3-4.

② Find the position of fetus:

To start, feel the position of the fetus by hand. Determine the best direction for inspecting the fetal heart. Apply a liberal amount of gel to the faceplate of probe; place the faceplate of probe at the appropriate position for detecting fetal heart. Adjust the probe to obtain an optimum audio signal, ideally by angling the probe around. Adjust the volume according to requirements.

③ FHR Calculation:

LCD displays fetal heart rate values, bar graph and fetal heartbeat waveform.

④ Turn off the machine:

Keep pressing the power button 3 seconds to turn off.

CAUTION:

① Put the probe on the most appropriate detecting position to get better detecting results.

② Do not put the probe on the position where Placental Blood Sound(PBS) or Umbilical Sound (UMS) is very strong.

③ For pregnant women adopting a horizontal position and the fetus position is normal, position the probe on the lower navel midline to get the clearest FHR sound.

④ Do not measure FHR unless audible fetal sound has been heard.

⑤ Reduce the time of ultrasonic radiation as much as you can.

4.2 Mode Selection

4.2.1 Real-time FHR Display Mode (Mode 1)

The moment when the fetal heart rate signals are detected, the fetal heart rate bar graph on LCD indicates the strength of the fetal heart rate signals, and meanwhile shows the fetal heart rate values and fetal heartbeat waveform.

4.2.2 Averaged FHR Display Mode (Mode 2)

This model is able to acquire more stable fetal heart rate, displaying on LCD the latest acquisition of eight points fetal heart rate on average. When the fetal heart rate is shown, the fetal heart rate bar graph on LCD indicates the strength of the fetal heart rate signals, the shown fetal heart rate values and heartbeat waveform changes slowly.

4.2.3 Manual Mode (Mode 3)

Press the start / stop button starts counting, fetal heart rate reads as "— — —", the moment when the fetal heart rate signals are detected, the fetal heart rate bar graph indicates the fetal heart rate strength. Once again press the start / stop button to stop counting, the equipment will automatically calculate the average fetal heart rate acquired from the beginning to the end, and also the result will be displayed. Numerical fetal heart rate will always remain until a repeated measurements or patterns of change.

4.3 Probe Operation

4.3.1 Inspecting Probe

When the probe is disconnected from the device, the LCD screen displays the "— — —"and displays "Probe fall !".The probe frequency data disappeared. At this moment the probe needs to be reconnected. After connected well, LCD screen will clear away the "Probe fall !"and display the probe frequency data.

4.3.2 Replacing Probe

A probe is connected to the device by the manufacturer. If users need to replace it with another probe, power off the device, then take out the probe from the device before pulling out the plug of the probe from its socket. Afterwards, connect the plug of the probe which needs to be displaced with the socket.

Note: Place the temporarily unused probe carefully and avoid falling off, stress, etc. When the device is not used for a long time, users are recommended to connect the plug of one probe to device socket and put the probe in the parking. Then pack the device with the probe in the wrapping box.

4.3.3 Taking Out Probe and Placing Probe

① Taking Out the Probe

Hold the main unit with one hand, and hold the handle of the probe with another hand to take out the probe. (See Fig.4-1).




Fig.4-1 Taking out Probe




Fig.4-2 Replacing Battery

② Placing Probe

It is opposite to take out probe. Hold the main unit with one hand, and hold the top of the probe with another hand, then push the probe into the probe holder.

4.4 FHR Over Range Remind

The normal fetal heart rate range is 120 BPM ~ 160 BPM, LCD displays the fetal heart rate numerical values as green; when the fetal heart rate is too fast or too slow, beyond the normal range, the fetal heart rate numerical values red to remind pregnant women to go to hospital for further checks to ensure the fetal safety.

4.5 Battery Status Indicator

	Battery power is full
	Battery power is not full
	
	Battery power is about to run out, it needs replacing batteries.

When it works normally, the LCD screen displays the status of the battery as follows:

When this machine detected the battery power is not able to maintain the normal working of the system, LCD indicates "Low Power!", and meanwhile the battery power state indicative marks  is flashing, later the system will automatically shut down.

4.6 Replacing Battery

① The rear panel is upturned. First open the battery compartment, then take out the battery from the battery compartment (See Fig.4-2).

② Put two AA size batteries into the battery compartment (as for the direction of battery, please refer to the instruction inside the battery compartment), at last close the battery compartment.

CAUTION: The battery must be taken out from the battery compartment if the device will not be used for a long time.

Chapter5 Key of Symbols

Symbol	Description	Symbol	Description
--------	-------------	--------	-------------

	Type CF applied part		Medical Device compliant with Directive 93/42/EEC
	Follow instructions for use		WEEE disposal
	Headphone socket		Authorized representative
	Volume adjust		Serial number
	Manufacturer		Recycle
	Manufacture Date		Expiration date
	Medical device		Keep away from sunlight
	Keep in a cool, dry place		Atmospheric pressure limit
	Temperature limit		Humidity limit
	Fragile, handle with care		Product code
	Lot number		Imported by
	This way up		Caution: read instructions (warnings) carefully

Chapter 6 Product Specification

Product Name:Pocket Fetal Doppler
Model No.: Baby Sound C1
Classification:
Anti-electroshock Type: Internally powered equipment.

Anti-electroshock Degree: Type CF applied part 
Harmful Liquid Proof Degree:
Main unit:Degrees of protection provided by enclosure:IPX0.
Probe: Prevent from water splashing, degree of protection: IPX4.
Degree of Safety in Presence of Flammable Gases: Equipment not suitable for use in presence of flammable gases.
Working System: Continuous running equipment.
EMC: Group I Class B.
Suitable Using Range: Suitable for use after the 12th week of pregnancy.
Physical Characteristic
Size: 135 mm (Length) ×92 mm (Width) ×29 mm (Height)
Weight: About 245 g (including batteries)
Environment
Working:
Temperature: +5℃~+40℃
Humidity: ≤80 %
Atmospheric Pressure: 70 kPa~106 kPa
Transport and Storage:
Temperature: -10℃~+55℃
Humidity: ≤93%
Atmospheric Pressure: 50 kPa~106 kPa
Display: 1.77"262K TFT display
FHR Performance
FHR Measuring Range: 50 BPM ~ 240 BPM (BPM: beat per minute)
Resolution: 1 BPM
Accuracy: ±2 BPM
Power Consumption:< 1 W
Auto Shut-OFF: After 1 minute no signal, power off automatically.
Battery Type Recommended: Two pieces of 1.5 V DC battery (SIZE AA LR6).
Ultrasound Probe :
Nominal Frequency(2M/3M probe): 2.0 MHz/3.0 MHz
Working Frequency(2M/3M probe): (2.0±10%)MHz/(3.0±10%)MHz
Negative Peak Sound Pressure:P-: <1 MPa
Output Beam Intensity:I_{ob}: <20 mW/cm²
Spatial-peak Temporal-average Derived Intensity:I_{spta}: <100 mW/cm²
Ultrasonic Output Power: P < 20 mW
Working Mode: Continuous wave doppler
Effective Radiating Area of Transducer: < 157mm²
Note:In all working application modes, mechanical index: MI<1, thermal index: TI<1.

Chapter 7 Maintenance

7.1 Maintenance
The probe acoustic surface is fragile and must be handled with care.
Gel must be wiped from the probe after use. These precautions will prolong the life of the unit.
The user must check that the equipment does not have visible evidence of damage that may affect patient safety or Pocket Fetal Doppler capability before use. The recommended inspection interval is once per month or less. If damage is evident, replacement is recommended before use.
The equipment should undergo periodic safety testing to ensure proper patient isolation from leakage currents. This should include leakage current measurement. The recommended testing interval is once every two years or as specified in the institution’ s test and inspection protocol.
The accuracy of FHR is controlled by the equipment and cannot be adjusted by user. If the FHR result is uncertain, please use other method such as stethoscope to verify immediately or contact local distributor or manufacture to get help.
7.2 Cleaning
Before cleaning, switch off and take out the batteries.
Keep the outside surface of the device clean and free of dust and dirt, clean exterior surface (display screen included) of the chassis with a dry, soft cloth. If necessary, clean the chassis with a soft cloth soaked in a solution of soap, or water and wipe dry with a clean cloth immediately.
Wipe the probe with soft cloth to remove any remaining ultrasound coupling gel. Clean with soap and water only.
CAUTION: Do not use strong solvent, for example, acetone.
CAUTION: Never use an abrasive such as steel wool or metal polish.
CAUTION: Do not allow any liquid to enter the product, and do not immerse any parts of the device into any liquids.
CAUTION: Avoid pouring liquids on the device while cleaning.
CAUTION: Do not leave any cleaning solution on the surface of the device.
Note: Wipe the surface of probe with 70% ethanol, self-air dry, or clean with a clean, dry cloth.
7.3 Disinfecting and Sterilization
Clean the equipment case, probe, etc. as above, and then wipe the probe with an alcohol infused wipe (70% ethanol).
Wipe the probe with a clean, dry cloth to remove any remaining moisture.
NOTE:
1.The recommended periods of cleaning, sterilization and disinfecting is once per month.
2.After cleaning, sterilization and disinfecting, users must inspect whether have any obvious damage which may affect the patient safety and instrument performance.
WARNING: Never try to sterilize the probe or equipment by low temperature steam or other method.

Chapter 8 Solutions for Possible Problems

If it appears following problems when you use the device, please solve them as below:

Problems	Possible reasons	Solutions
Weak sound	CVolume is too low CPower is low CDid not daub the gel	CAdjust the volume CChange the battery CDaub the gel
Noise	CProbe is too close to the main unit□ CDisturbance from the external signal CPower is low	CMake the distance between the probe and the main unit a little further CKeep far away from external signal CChange the battery
Low sensitivity	CPosition of the probe is not correct CDid not daub the gel	CAdjust the position of the probe CDaub the gel

Chapter 9 List for The Device

List for The Device:

Name	Model	Number
Fetal Doppler	Baby Sound C1	1
Doppler Probe	DCD2E10 / DCD3E10	1
User manual	———	1

Appendix 1
The importance of Fetal Domestic Monitor
It is believed that:
FHR is a useful tool in identifying fetal health. By recording FHR changes, users can observe fetal hypoxia, fetal distress, nuchal cord, and other symptoms. Fetal domestic monitor test FHR rate changes by listening to fetal heart sound mainly; Fetal domestic monitor is a powerful support in improving gestational safety.
Fetal heart rate changes most obviously in the following three periods:
1. Within 30 minutes after pregnant women get up
2. Within 60 minutes after pregnant women finish lunch
3. Within 30 minutes before pregnant women go to bed
For the above three periods, because of the change of the body state of pregnant women, the activity of food digesting needs the body to provide more oxygen, relatively, the oxygen for fetus become less. It is easy to stimulate symptoms such as fetus anoxia. Testing the FHR within this period can display the healthy status for the fetus best.
The above three periods can only be tested by pregnant women themselves, so FHR domestic monitor is very important. We advise the pregnant women to measure every day early, mid-day and evening/night time, every time measuring the fetal heart rate and listening to the fetal heart rate for about one minute and recording the measurement results for the medical reference when you go to the hospital.
Generally, the normal fetal heart rate as: 120 BPM–160 BPM; slightly too fast: 161 BPM–180 BPM; too fast: above 181 BPM; slightly too slow: 119 BPM–100 BPM; heavily too slow: below 99 BPM.
This device can detect the fetal heart sound for fetus above twelve weeks and check the LCD display. FHR readings too fast or too slow require a hospital visit for further checks to ensure fetal safety.

Appendix 2

Acoustic Output Reporting Table

Test Mode: CW-mode

Transducer Type: CD2.0M

Index label			MI	TIS		TIB	TIC	
				Scan	Non-scan			
					Maximum index value			0.026
Associated	P _{sa}	(MPa)	0.036	—	—	0.059	0.28	—

acoustic parameters	P	(mW)		—	—		6.4	—
	Min.of [P _a (Z _s), I _{p1to,α} Z _s]	(mW)					6.24	
	Z _s	(cm)					1.83	
	Z _{sp}	(cm)					1.83	
	Z _b	(cm)						0.2
	Z at max. I _{p1,α}	(cm)	0.6					
	d _{eq} (Z _b)	(cm)					0.48	
	f _{awf}	(MHz)	1.99	—	—		1.99	1.99
	Dim of A _{aprt}	X (cm)		—	—		1.52	1.52
Other information		Y (cm)		—	—		0.77	0.77
	t _d	(μsec)	CW					
	p _{rr}	(Hz)	CW					
	p _r at max. I _{pi}	(MPa)	0.037					
	d _{eq} at max. I _{pi}	(cm)					0.47	
	I _{plane} at max. MI	(W/cm ²)	0.31					
	Focal Length	FL _x (cm)			—	—		
Operating control conditions		FL _y (cm)			—	—		
	Frequency setting (MHz)		2.0	—	—		2.0	2.0

Appendix 3
Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emissions- for all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic emission		
The <i>Pocket Fetal Doppler</i> is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer of the user of the <i>Pocket Fetal Doppler</i> should assure that it is used in such an environment.		
Emission test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The <i>Pocket Fetal Doppler</i> uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emission CISPR 11	Class B	The <i>Pocket Fetal Doppler</i> is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity – for all EQUIPMENT and SYSTEMS

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity			
The <i>Pocket Fetal Doppler</i> is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of <i>Pocket Fetal Doppler</i> should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	±8 kV contact ±15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floor are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. the manufacturer may recommend the ESD precautionary procedures to user.
Power frequency (50Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity – for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Guidance and manufacture’s declaration – electromagnetic immunity			
The <i>Pocket Fetal Doppler</i> is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of <i>Pocket Fetal Doppler</i> should assure that it is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment - guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 V(0.15 MHz–80 MHz),6 V(in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz)	3 V(0.15 MHz–80 MHz),6 V(in ISM bands between 0.15 MHz and 80 MHz)	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the <i>Pocket Fetal Doppler</i> , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.7 GHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz to 2.7GHz	10 V/m	Where <i>P</i> is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and <i>d</i> is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the <i>Pocket Fetal Doppler</i> is used exceeds the applicable RF compliance level above, the <i>Pocket Fetal Doppler</i> should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the <i>Pocket Fetal Doppler</i> . b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.			

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM – for EQUIPMENT or SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the <i>Pocket Fetal Doppler</i>			
The <i>Pocket Fetal Doppler</i> is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the <i>Pocket Fetal Doppler</i> can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the <i>Pocket Fetal Doppler</i> as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.			
Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter(m)		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2.7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.369	0.369	0.738
1	1.167	1.167	2.333
10	3.689	3.689	7.379
100	11.67	11.67	23.33
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance <i>d</i> in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where <i>P</i> is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

Appendix 4

Overall Sensitivity

Overall Sensitivity													
Diameter of Target Reflector (mm)	Distance (d) (mm)	Reflection Loss A(d)	Two-way Attenuation B=Σ B ₁ +B ₂							V _t (r.m.s.) mV	V _r (r.m.s) mV	C = 20log ₁₀ $\left(\frac{V_t(f_{max})}{V_r(f_{max})} \right)$ dB	Overall Sensitivity (S=−A(d)+B+C) dB
			Σ B _i (T:mm B ₁ :dB B ₂ :dB)					B _u (dB)	B (dB)				
			T	20	4.8	4.0	-						
1.58 A=45.7dB@ 2MHz	50	45.7	T	20	4.8	4.0	-	0	57.6	186	94	5.93	109.2
			B ₁	40	9.6	8.0	-						
	75	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	175	90	5.78	107.8
			B ₁	40	9.6	6.8	-						
	100	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	174	89	5.82	107.9
			B ₁	40	9.6	6.8	-						
	200	45.7	T	20	4.8	-	-	0	49.6	173	90	5.68	100.9
			B ₁	40	9.6	-	-						
2.38 A=43.2dB@ 2MHz	50	43.2	T	20	4.8	3.4	2.2	0	60.8	178	89	6.02	110.0
			B ₁	40	9.6	6.8	4.4						
	75	43.2	T	20	4.8	3.4	1	0	58.4	170	90	5.52	107.1
			B ₁	40	9.6	6.8	2						
	100	43.2	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	165	85	5.76	105.3
			B ₁	40	9.6	6.8	-						
	200	43.2	T	20	4.8	1	-	0	51.6	160	85	5.49	100.2
			B ₁	40	9.6	2	-						
Doppler Frequency (Hz)			333							Velocity of Target (cm/s)		12.5	

 **Disposal:** The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies

GIMASONIC

Instructions de foncionnement

ATTENTION : Les opérateurs doivent lire et comprendre ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit.


GIMA 29480

 CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

REF Baby Sound C1

 Prolinx GmbH, Brehmstr. 56,
40239 Duesseldorf Germany

 Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CMS2.782.038.01 (CE) ESS/1.2 1.4.01.02.605 2023.11

Attention

Ce mode d'emploi a été rédigé conformément aux instructions contenues dans la Directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et aux normes harmonisées. En cas de modifications et de mises à jour du logiciel, les informations contenues dans ce document pourront subir des modifications sans préavis.

Le fabricant n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit concernant ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, des garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce document ou en cas de dommages accidentels ou consécutifs en relation avec la fourniture, la performance ou l'utilisation de ce matériel.

Il est interdit de photocopier, reproduire ou traduire dans une autre langue tout partie de ce document sans autorisation écrite préalable du fabricant. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Responsabilité du fabricant

Le fabricant ne se considère comme responsable pour tout effet sur la sécurité, la fiabilité et la performance de l'équipement que si :

Les opérations d'assemblage et les réparations sont effectuées par des personnes autorisées par le fabricant, et le dispositif est utilisé conformément au mode d'emploi.

AVERTISSEMENT :

Ce dispositif n'est pas prévu pour des traitements. L'utilisation prévue est de détecter le rythme cardiaque du fœtus. En cas de doute sur le rythme cardiaque fœtal (RCF), utiliser d'autres méthodes comme un stéthoscope pour vérifier immédiatement.

Garantie

Le dispositif ne peut pas être réparé par l'utilisateur lui-même. Tous les services doivent être effectués par des ingénieurs agréés par le fabricant. Nous garantissons que chaque produit que nous vendons est exempt de vices de fabrication et de matériaux et qu'il est conforme aux spécifications du produit telles qu'elles sont définies dans la documentation destinée à l'utilisateur. Si le produit ne fonctionne pas comme prévu pendant la période de garantie, celui-ci sera réparé ou remplacé gratuitement. La garantie peut être annulée en cas d'utilisation abusive ou d'entretien inadéquat.

Utilisation du guide pour les signaux

Ce guide est conçu pour fournir des notions essentielles sur les précautions à prendre en matière de sécurité.

AVERTISSEMENT :

Le signal AVERTISSEMENT prévient contre certaines actions ou situations pouvant provoquer des blessures, voire la mort.

ATTENTION :

Le signal ATTENTION prévient contre certaines actions ou situations pouvant endommager l'équipement, fournir des données imprécises ou invalider une procédure.

Remarque : Une REMARQUE fournit des informations importantes au sujet d'une fonction ou d'une procédure.

 0123: Ce produit est conforme à la Directive européenne 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux

Chapitre 1 Conseils en matière de sécurité

Ce dispositif est un équipement à alimentation interne et le degré de protection contre les impacts est de type CF. La protection de type CF signifie que les éléments appliqués sur le patient respectent les limites de courants de fuite et de au patient sont conformes aux courants de fuite autorisés et de rigidité diélectrique définies par les normes CEI 60601-1.

Les mises en garde soulignées par les symboles AVERTISSEMENT et ATTENTION doivent impérativement être respectées. Pour éviter le risque de blessures, respecter les précautions indiquées ci-dessous pendant l'utilisation du dispositif.

AVERTISSEMENT : Ce dispositif n'est pas antidéflagrant et ne peut pas être utilisé en présence de produits anesthésiques inflammables.

AVERTISSEMENT : Ne pas jeter les piles dans le feu car celles-ci pourraient exploser.

AVERTISSEMENT : Ne pas tenter de recharger des piles sèches ordinaires ; celles-ci pourraient fuir risquant, ainsi, de provoquer un incendie voire une explosion.

AVERTISSEMENT : Ne pas toucher le connecteur d'entrée-sortie en même temps que le patient.

AVERTISSEMENT : Ce dispositif est un instrument destiné à aider les professionnels de santé et son utilisation ne doit pas remplacer la surveillance fœtale normale.

AVERTISSEMENT : Utiliser la sonde fournie par le fabricant.

AVERTISSEMENT : Ne pas tirer sur la ligne de sonde de plus de 2 m de longueur afin d'éviter de déconnecter la sonde du connecteur du dispositif.

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants - Le dispositif est composé de petites pièces qui peuvent facilement être ingérées.

AVERTISSEMENT : Ne pas réparer ni entretenir l'équipement quand il est en marche.

AVERTISSEMENT : Le dispositif est conçu pour pouvoir être utilisé par la patiente.

ATTENTION : Le dispositif doit être réparé uniquement par du personnel autorisé et qualifié.

ATTENTION : Maintenir le dispositif propre. Éviter les vibrations.

ATTENTION : Ne pas utiliser de processus de stérilisation à haute température ni de stérilisation par faisceau d'électrons ou par rayonnement gamma.

ATTENTION : Interférences électromagnétiques- Vérifier qu'il n'y a pas de sources d'interférences électromagnétiques importantes dans l'environnement dans lequel le dispositif est utilisé, telles que des émetteurs radio, des téléphones portables, etc. Ces appareils doivent être éloignés.

ATTENTION : Avant d'utiliser le dispositif, s'assurer que celui-ci ne présente aucun détérioration qui pourrait compromettre la sécurité du patient ou les capacités à fonctionner correctement et donc les résultats. Il est recommandé de contrôler le dispositif au moins une fois par mois. Si un dommage est constaté, procéder au remplacement avant l'utilisation.

ATTENTION : Les contrôles de sécurité suivants doivent être effectués une fois tous les deux ans ou conformément au protocole de tests et de contrôles de l'établissement, par une personne qualifiée possédant la formation, les connaissances et l'expérience pratique nécessaires à l'exécution de ces tests :

* Inspecter le dispositif pour détecter la présence éventuelle de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements.

* Vérifier la lisibilité des étiquettes de sécurité.

* Vérifier que le dispositif fonctionne correctement et conformément aux instructions du mode d'emploi.

* Tester le courant de fuite patient conformément aux normes CEI 60601-1 : Limite : 10 uA (CF).

Le courant de fuite ne doit jamais dépasser cette limite. Les données doivent être enregistrées dans un journal de l'équipement. Si le dispositif ne fonctionne pas correctement ou si au moins un des tests mentionnés ci-dessus n'est pas satisfaisant, le dispositif doit être réparé.

ATTENTION : Les piles usées doivent être éliminées correctement, en conformité avec les réglementations locales en vigueur.

ATTENTION : Les piles doivent être retirées du compartiment des piles si le dispositif ne sera pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION : Le patient peut remplacer les piles.

ATTENTION : Le dispositif ne doit être utilisé qu'avec le couvercle du compartiment des piles fermé.

ATTENTION : Les piles doivent être conservées dans un endroit sec et frais.

ATTENTION : Faire attention à ne pas inverser la polarité des piles quand on les installe dans le dispositif.

ATTENTION : La durée de vie typique de piles neuves non utilisées est de 300 mesures d'une durée de 60s.

ATTENTION : La durée de vie utile de ce produit est de cinq ans.

ATTENTION : Une fois la durée de vie utile du dispositif expirée, renvoyer le produit au fabricant ou éliminer ce dernier conformément aux réglementations locales en vigueur.

ATTENTION : Ce dispositif ne peut pas être utilisé avec un défibrillateur ou un instrument chirurgical haute fréquence.

ATTENTION : Choisir des accessoires homologués par notre société, dans le cas contraire, le dispositif pourrait être endommagé.

ATTENTION : Garder la sonde à distance de tout instrument tranchant.

ATTENTION : Utiliser ce dispositif dans des conditions environnementales recommandées sans un important champ électromagnétique qui pourrait avoir une incidence sur les résultats des mesures de ce même dispositif.

ATTENTION : Le boîtier et la sonde ultrason du dispositif sont réalisés en ABS, conformément aux normes ISO 10993-5 et ISO 10993-10.

ATTENTION : Protéger le dispositif contre l'humidité, la chaleur extrêmes et contre la lumière directe du soleil.

Chapitre 2 Introduction

2.1 Présentation

Le Doppler Fœtal de Poche est un dispositif portatif utilisé en obstétrique, qui peut être utilisé dans les hôpitaux et les cliniques pour que les femmes enceintes puissent effectuer le contrôle de manière autonome.

Le dispositif est équipé d'un écran couleur LCD haute résolution pour visualiser le tracé des battements du cœur du fœtus et déterminer le Rythme Cardiaque Fœtal pour aider le médecin à former rapidement un diagnostic.

Il contient des composants tels qu'un émetteur et un récepteur d'ultrasons, une unité de traitement des signaux analogiques, une unité de calcul du rythme cardiaque fœtal (RCF), une unité de contrôle de l'écran LCD, etc. Il dispose de 3 modes de fonctionnement : affichage du RCF en temps réel, affichage du RCF moyen et mode de fonctionnement manuel. Il est également muni d'une sortie audio et peut être relié à un écouteur ou à un enregistreur avec entrée audio.

2.2 Caractéristiques

- ◆ Design esthétique, portatif, facile à utiliser.
- ◆ La sonde est dotée d'une structure flexible, facile à utiliser, qui peut améliorer le confort d'utilisation pour les femmes enceintes grâce à un design ergonomique.
- ◆ Affichage sur écran couleur des valeurs de rythme cardiaque fœtal, diagramme à barres, et tracé des battements de cœur.
- ◆ Indicateur de niveau de charge des piles.
- ◆ Possibilité de connecter une sonde à ultrasons 2 MHz/3 MHz.
- ◆ Inspection de la sonde.
- ◆ Haut-parleur intégré.
- ◆ Sortie pour écouteurs.
- ◆ Arrêt automatique.
- ◆ Deux piles alcalines standard de 1,5 V pouvant fonctionner pendant plus de 8 heures.

Chapitre 3 Vue du dispositif et configuration




Fig.3-1 Vue de face




Fig.3-2 Vue de dos




Fig.3-3 Vue du dessus




Fig.3-4 Écran LCD

3.1 Écran d'affichage

L'écran LCD se présente comme suit :

3.2 Boutons

Le doppler fœtal de poche présente trois boutons (**Allumage**, **Mode** et **Marche/Arrêt**) ainsi qu'un bouton de réglage du volume. Les principales fonctions sont les suivantes :

3.2.1 Bouton d'allumage



Fonction : Allumer et éteindre le dispositif.

Pour allumer : Appuyer sur le bouton une fois.

Pour éteindre : Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes.

3.2.2 Bouton Mode



Fonction : Sélection du mode de fonctionnement. Lorsque le dispositif est en marche, le mode change à chaque fois que l'on appuie sur le bouton. Le doppler fœtal est équipé d'une fonction mémoire. Quand le dispositif est allumé, il se trouve dans le mode sélectionné lors de sa dernière utilisation avant de s'éteindre automatiquement.

3.2.3 Bouton Marche/Arrêt



Fonction : Contrôle marche/arrêt.

Dans le mode 3, appuyer sur ce bouton pour démarrer la mesure du rythme cardiaque fœtal ; appuyer à nouveau sur ce bouton pour arrêter la mesure.

3.2.4 Indicateur de réglage du volume



Indicateur directionnel de réglage du volume.

En tournant de droite à gauche, le niveau du volume baisse.

3.3 Prise pour écouteurs

Prise pour écouteurs : il s'agit d'une prise pour la sortie audio permettant de brancher des écouteurs ou un enregistreur doté d'une entrée audio pour enregistrer.

 : Indique la prise, la borne ou un interrupteur pour brancher des écouteurs.

3.4 Sonde à ultrasons




Fig.3-5 Sonde à ultrasons

Les marquages CD-- IP-- sur l'étiquette indique ce qui suit :

C : Le mode de fonctionnement de la sonde est à onde continue.

D : La sonde fonctionne à piles.

2.0/3.0 : La fréquence de la sonde est 2 MHz ou 3 MHz.

IPX4 : Degré de protection contre les liquides dangereux.

Chapitre 4 Mode d'emploi

4.1 Détection du RCF

① Allumer le dispositif en appuyant sur le bouton d'allumage. L'écran LCD se présente comme montré dans la **Fig.3-4**.

② Trouver où se trouve le fœtus :

Tout d'abord, sentir où se trouve le fœtus en tâtant avec la main. Chercher la meilleure position pour contrôler les battements du cœur du fœtus. Appliquer la quantité nécessaire de gel sur la surface acoustique de la sonde ; placer la surface acoustique de la sonde dans la position la meilleure pour détecter le cœur du fœtus. Si nécessaire, incliner la sonde afin d'obtenir un signal audio optimal. Régler le volume si nécessaire.

③ Calcul du RCF :

L'écran LCD affiche le rythme cardiaque fœtal, le diagramme à barres et le tracé cardiaque du fœtus.

④ Éteindre le dispositif :

Pour éteindre le dispositif, appuyer sur le bouton d'allumage pendant 3 secondes.

ATTENTION :

① Positionner le mieux possible la sonde afin de détecter au mieux les battements du cœur.

② Ne pas placer la sonde à un endroit où le bruit de la circulation placentaire ou le bruit des vaisseaux du cordon ombilical sont trop forts.

③ Si la femme enceinte se trouve en position horizontale et que le fœtus se trouve dans une position normale, placer la sonde sur la ligne médiane en dessous du nombril pour entendre plus clairement le son du RCF.

④ Ne pas mesurer le RCF tant qu'on n'entend pas le son du fœtus.

⑤ Réduire le plus possible le temps d'utilisation des ondes ultrasonores.

4.2 Sélection du mode de fonctionnement

4.2.1 Mode Affichage du RCF en temps réel (Mode 1)

Dès que les signaux du rythme cardiaque sont détectés, l'écran affiche le diagramme à barres indiquant la force des signaux, et affiche en même temps les valeurs du rythme cardiaque fœtal et le tracé des battements du cœur du fœtus.

4.2.2 Mode Affichage du RCF moyen (Mode 2)

Ce mode permet d'obtenir un rythme cardiaque fœtal plus stable et d'afficher sur l'écran LCD la moyenne des huit dernières valeurs de rythme cardiaque du fœtus. Quand le rythme cardiaque fœtal s'affiche, le diagramme à barres du rythme cardiaque sur l'écran LDC indique la force des signaux tandis que les valeurs du rythme cardiaque fœtal et le tracé des battements cœur varient lentement.

4.2.3 Mode Manuel (Mode 3)

Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » pour lancer la mesure. Le rythme cardiaque fœtal s'affiche au format « — — — ». Sur l'écran. Au moment où les signaux du rythme cardiaque fœtal sont détectés, le diagramme à barres indique la force de ce rythme cardiaque fœtal. Pour arrêter le comptage, appuyer de nouveau sur le bouton « Marche/Arrêt ». Le dispositif calculera automatiquement le rythme cardiaque fœtal moyen acquis entre deux pressions du bouton et le résultat s'affichera à l'écran. La valeur numérique du rythme cardiaque fœtal sera conservée jusqu'à la prochaine mesure ou jusqu'au changement de mode.

4.3 Fonctionnement de la sonde

4.3.1 Contrôle de la sonde

Quand la sonde se détache du dispositif, au lieu d'afficher “ — — — ”, l'écran LCD affiche « Sonde déconnectée ! ». Les données de fréquence de la sonde disparaissent. Dans ce cas, reconnecter la sonde. Après avoir reconnecté la sonde correctement, le message « Sonde déconnectée ! » disparaîtra et les données de rythme cardiaque relevées par la sonde s'afficheront à nouveau.

4.3.2 Remplacement de la sonde

Le dispositif est fourni par le fabricant avec une sonde. Si l'utilisateur nécessite de la remplacer par une autre sonde, éteindre le dispositif puis déconnecter la sonde de ce dernier avant de la débrancher la sonde de sa prise. Enfin, brancher la fiche de la nouvelle sonde dans la prise prévue à cet effet.

Remarque : **Conserv**er la sonde non utilisée avec soin, afin d'éviter qu'elle ne tombe ou qu'elle ne s'abîme. **Si le dispositif n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de laisser une sonde branchée au dispositif et de l'accrocher au porte-sonde, puis remettre le dispositif dans sa boîte.**

4.3.3 Prendre la sonde et la remettre en place

① Prendre la sonde

Tenir le dispositif dans une main et saisir la poignée de la sonde dans l'autre pour la décrocher de son emplacement. (**Voir Fig.4-1**).




Fig.4-1 Prendre la sonde




Fig.4-2 Remplacer les piles

② Remettre la sonde en place

Procéder en faisant l'inverse de l'opération de décrochage de la sonde. Tenir le dispositif dans une main et, en tenant la sonde par le haut, l'insérer dans le porte-sonde.

4.4 Alarme RCF

La plage normale du rythme cardiaque fœtal est de 120 BPM à 160 BPM. L'écran LCD affiche les valeurs numériques du rythme cardiaque fœtal en vert. Si le rythme cardiaque fœtal est trop rapide ou trop lent par rapport aux valeurs normales, les valeurs numériques s'affichent en rouge pour signaler aux femmes enceintes d'aller à l'hôpital pour effectuer des contrôles ultérieurs afin de vérifier l'état de santé du fœtus.

4.5 Indicateur du niveau de charge des piles

	Piles pleines
	Piles en partie déchargées
	
	Piles presque vides, les remplacer.

Lorsqu'il fonctionne normalement, l'écran LCD affiche l'état de charge des piles comme suit :

Lorsque le dispositif détecte que les piles ne sont pas en mesure d'assurer le fonctionnement normal du système, l'écran LCD indique « Puissance faible ! » et, l'indicateur de niveau de charge  clignote et enfin, le dispositif s'éteint automatiquement.

4.6 Remplacement des piles

① Retourner le dispositif. Tout d'abord, ouvrir le compartiment des piles puis retirer les piles usagées du compartiment (**Voir Fig.4-2**).

② Installer deux piles AA dans le compartiment des piles (en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment) et refermer le couvercle du compartiment.

ATTENTION : Les piles doivent être retirées du compartiment des piles si le dispositif ne sera pas utilisé pendant une longue période.

Chapitre 5 Légende des symboles			
Symboles	Signification	Symboles	Signification
	Appareil de type CF		Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE
	Suivez les instructions d'utilisation		Disposition DEEE
	Prise pour écouteurs		Représentant autorisé
	Réglage du volume		Numéro de série
	Fabricant		Recycler
	Date de Fabrication		Date d'échéance
	Dispositif médical		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	À conserver dans un endroit frais et sec		Limite de pression atmosphérique
	Limite de température		Limite d'humidité
	Fragile, manipuler avec soin		Code produit
	Numéro de lot		Importé par
	Ce côté vers le haut		Attention : lisez attentivement les instructions (avertissements)

Chapitre 6 Caractéristiques du produit
Nom du produit :Doppler Fœtal de Poche
N° de modèle : Baby Sound C1
Classification :
Protégé contre les chocs électriques : Équipement à alimentation interne. 
Degré de protection contre les chocs électriques : Partie appliquée Type CF
Degré de protection contre les liquides dangereux :
Unité principale :Degré de protection fourni par l'enveloppe : IPX0.
Sonde : Protection contre les éclaboussures d'eau, degré de protection : IPX4.
Degré de sécurité en présence de gaz inflammables : Dispositif ne convenant pas à une utilisation en présence de gaz inflammables.
Mode de fonctionnement : Fonctionnement continu.
CEM : Groupe I Classe B.
Période d'utilisation : Convient pour être utilisé après la 12ème semaine de gestation.
Caractéristiques physiques
Taille : 135 mm (Longueur) ×92 mm (Largeur) ×29 mm (Hauteur)
Poids : Environ 245 g (piles incluses)
Environnement
Conditions de fonctionnement :
Température : +5°C~+40°C
Humidité : ≤80%
Pression atmosphérique : 70 kPa~106 kPa
Conditions de transport et de stockage :
Température : -10°C~+55°C
Humidité : ≤93%
Pression atmosphérique : 50 kPa~106 kPa
Écran : Écran 1.77"262K TFT
Performance de la détection du RCF
Plage de mesure du RCF : 50 BPM ~ 240 BPM (BPM : battement par minute)
Résolution : 1 BPM
Précision : ±2 BPM
Consommation électrique :< 1 W
Arrêt automatique : En l'absence de signal pendant 1 minute, le dispositif s'éteint automatiquement.
Type de piles recommandé : Deux piles de 1,5 V CC (Modèle AA LR6).
Sonde :
Fréquence nominale (sonde 2M/3M) : 2,0 Mhz/3,0 MHz
Fréquence de fonctionnement (sonde 2M/3M) : (2,0±10%) MHz/(3,0±10%) MHz
Pression acoustique de crête négative : P- : <1 MPa
Intensité du faisceau de sortie : Iob : <20 mW/cm²
Intensité réduite, Moyenne temporelle de crête spatiale : Ispta : <100 mW/cm²
Puissance des ultrasons en sortie : P < 20 mW
Mode de fonctionnement : Onde continue à effet doppler
Surface effective des radiations émises par le transducteur : < 157mm²
Remarque :Dans tous les modes de fonctionnement, indice mécanique : MI<1, indice thermique : TI<1.

Chapitre 7 Maintenance
7.1 Entretien
La surface de la sonde est fragile et doit être manipulée avec précaution.
Essuyer le gel étalé sur la sonde après l’avoir utilisée. Ces précautions permettent de prolonger la durée de vie du dispositif.
L'utilisateur doit contrôler qu'il n'y ait pas de dommages visibles qui pourraient compromettre la sécurité du patient et les résultats du contrôle avant d'utiliser le dispositif. Il est recommandé de contrôler le dispositif au moins une fois par mois. Si un dommage est constaté, procéder au remplacement avant l'utilisation.
Le dispositif doit être soumis à des tests de sécurité périodiques afin de garantir une isolation correcte de la patiente contre les courants de fuite. Ces tests doivent comprendre une mesure des courants de fuite. Il est recommandé de procéder à un test tous les deux ans ou conformément au protocole de test et d'inspection de chaque établissement.
La précision du RCF est contrôlée par le fabricant et ne peut pas être ajustée par l'utilisateur. En cas d'incertitude sur le résultat du relevé du RCF, contrôler immédiatement avec une autre méthode telle que le stéthoscope ou contacter le distributeur local ou le fabricant pour obtenir de l'aide.
7.2 Nettoyage
Avant de procéder au nettoyage, éteindre le dispositif et retirer les piles.
Garder les surfaces extérieures du dispositif toujours propres et exemptes de poussière, en les nettoyant avec un chiffon sec et doux (y compris l'écran d'affichage). Si nécessaire, imprégner le chiffon doux d'un peu une solution d'eau savonneuse ou avec simplement de l'eau puis sécher en essuyant immédiatement le dispositif avec un chiffon sec.
Essuyer la sonde avec un chiffon doux pour enlever tout le gel de contact pour ultrasons. Nettoyer avec de l'eau et du savon uniquement.
ATTENTION : Ne pas utiliser de solvants agressifs comme, par exemple, l'acétone.
ATTENTION : Ne jamais utiliser de produits abrasifs comme la paille de fer ou une pâte à polir les métaux.
ATTENTION : Ne laisser aucun liquide pénétrer dans le dispositif et n'immerger aucune partie de ce dernier dans un liquide quelconque.
ATTENTION : Éviter de verser des liquides sur le dispositif pendant son nettoyage.
ATTENTION : Ne laisser aucune trace de produit nettoyant sur la surface du dispositif.
Remarque : Essuyer la surface de la sonde avec de l'éthanol à 70% et laisser sécher à l'air libre ou utiliser un chiffon sec et propre.
7.3 Désinfection et stérilisation
Nettoyer le boîtier du dispositif, la sonde etc. comme indiqué ci-dessus. Essuyer ensuite la sonde avec un chiffon imprégné d'alcool (70% éthanol). Essuyer la sonde avec un chiffon propre et sec pour éliminer toute trace d'humidité.
REMARQUE :
1. Il est recommandé d'effectuer les opérations de nettoyage, de désinfection et de stérilisation une fois par mois.
2. Après le nettoyage, la stérilisation et la désinfection, l'utilisateur doit vérifier que le dispositif ne reporte pas de dommages visibles qui pourraient compromettre la sécurité du patient et l'efficacité de ce dispositif.
AVERTISSEMENT : Ne jamais stériliser la sonde ou le dispositif à l'aide de basses températures, de vapeur ou d'autres méthodes.

Chapitre 8 Résolution des problèmes		
Si les problèmes suivants devaient se présenter, les résoudre comme suit :		
Problèmes	Causes possibles	Solutions
Son faible	•Volume trop bas •Charge des piles faible •Gel mal étalé	•Augmenter le volume •Changer les piles •Étaler le gel correctement
Bruit	•La sonde est tenue trop près du dispositif❑ •Interférence provoquée par un signal extérieur •Charge des piles faible	•Éloigner la sonde du dispositif •S'éloigner de la source du signal extérieur •Changer les piles
Charge des piles trop basse	•Sonde mal positionnée •Gel mal étalé	•Ajuster la position de la sonde •Étaler le gel correctement

Chapitre 9 Composant du dispositif		
Composant du dispositif :		
Nom	Modèle	Numéro
Doppler fœtal	Baby Sound C1	1
Sonde du doppler	DCD2E10 / DCD3E10	1
Mode d'emploi	—	1

Annexe 1
L'importance du contrôle du fœtus à domicile
La médecine moderne pense que :
Le Rythme Cardiaque Fœtal est un indicateur important de l'état de santé du fœtus. L'enregistrement des variations du RCF permet de détecter des cas d'hypoxie, de détresse fœtale et d'enroulement du cordon ombilical autour du cou, ainsi que d'autres symptômes. Le dispositif de contrôle du rythme cardiaque du fœtus à domicile permet de détecter les variations du RCF en écoutant principalement le son du cœur du fœtus ; le dispositif de contrôle à domicile est un outil puissant pour améliorer la sécurité de la grossesse.
Le rythme cardiaque fœtal varie de manière plus importante au cours des trois périodes suivantes :
1. Dans les 30 minutes après que la femme enceinte s'est levée
2. Dans les 60 minutes après que la femme enceinte a fini de déjeuner
3. Dans les 30 minutes avant que la femme enceinte aille se coucher
Le RCF varie au cours de ces trois périodes en raison du changement d'état de la femme enceinte : le corps doit fournir plus d'oxygène pour la digestion ; par conséquent, l'oxygène à disposition du fœtus diminue. Ce phénomène facilite le repérage de symptômes liés à des problèmes comme, par exemple, l'anoxie fœtale. Le contrôle du RCF durant ces périodes permet une meilleure vérification de l'état de santé du fœtus.
Les contrôles pendant les trois périodes susmentionnées en peuvent être effectués que par les femmes enceintes elles-mêmes, c'est pourquoi disposer d'un doppler fœtal portatif à la maison est très important. Il est conseillé aux femmes enceintes de l'utiliser tous les jours, matin, midi et soir, pour mesurer et écouter le rythme cardiaque fœtal pendant environ une minute à chaque fois, et d'enregistrer les résultats pour les amener au médecin lors des contrôles à l'hôpital.
Généralement, on considère qu'un rythme cardiaque fœtal normal est compris entre : 120 BPM~160 BPM ; légèrement trop rapide : 161 BPM~180 BPM ; trop rapide : supérieur à 181 BPM ; légèrement trop lent : 119 BPM~100 BPM ; beaucoup trop lent : inférieur à 99 BPM.
Ce dispositif peut détecter les battements de cœur du fœtus après 12 semaines de gestation pour les afficher à l'écran. Si des valeurs trop élevées ou trop basses s'affichent à l'écran, il est recommandé de se rendre à l'hôpital pour effectuer des contrôles supplémentaires afin de s'assurer de la sécurité du fœtus.

Annexe 2

Tableau de sortie acoustique

Mode test : Mode CW

Type de transducteur : CD2.0M

Étiquette d'index			IM	TIS		TIB	TIC	
				Scan	Non-scan			Non-scan
					A _{apert} ≤1cm ²	A _{apert} >1cm ²		
Valeur d'indice max			0,026	—	—	0,059	0,28	—
Paramètres	P _{in}	(MPa)	0,036	—	—	—	—	—

acoustiques associés	P		(mW)		—	—		6,4	—
	Min.de [P _a (Z _a), I _{zpta} (aZ _a)]		(mW)					6,24	
	Z _a		(cm)					1,83	
	Z _{bp}		(cm)					1,83	
	Z _b		(cm)					0,2	
	Z à I _{bioa} max		(cm)	0,6					
	d _{eq} (Z _b)		(cm)					0,48	
	I _{avf}		(MHz)	1,99	—	—		1,99	1,99
Autres informations	Dim de A _{apt}	X	(cm)		—	—		1,52	1,52
		Y	(cm)		—	—		0,77	0,77
	t _d		(μs)	CW					
	pr _r		(Hz)	CW					
	p _r à I _{pi} max		(MPa)	0,037					
	d _{eq} à I _{pi} max		(cm)					0,47	
Conditions de contrôle du fonctionnement	Distance focale	FL _x	(cm)			—		—	
		FL _y	(cm)			—		—	
	Réglage de la fréquence (MHz)			2,0	—	—		2,0	2,0

Directives et déclaration de fabrication - émissions électromagnétiques - Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES	
Directives et déclaration de fabrication - émission électromagnétique	
Le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> est conçu pour un usage dans un environnement électromagnétique tel que défini ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> doit s'assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement.	
Test émissions	Conformité
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1
Émission d'ondes radio CISPR 11	Classe B

Instructions et déclaration du fabricant sur la résistance aux émissions électromagnétiques - Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES			
Instructions et déclaration du fabricant sur la résistance aux émissions électromagnétiques			
Le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> est conçu pour un usage dans un environnement électromagnétique tel que défini ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> doit s'assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	CEI 60601 niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - instructions
Décharge électrostatique (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	±8 kV contact ±15 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carrelage. Si le sol est recouvert d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %. Le fabricant peut recommander à l'utilisateur des procédures de précaution contre les décharges électrostatiques.
Fréquence champ magnétique (50Hz) CEI 61000-4-8	30A/m	30A/m	Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent être au niveau de ceux utilisés dans un environnement commercial ou hospitalier typique.

Instructions et déclaration du fabricant sur la résistance aux émissions électromagnétiques Pour les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES qui ne sont pas DE SURVIE			
Instructions et déclaration du fabricant sur la résistance aux émissions électromagnétiques			
Le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> est conçu pour un usage dans un environnement électromagnétique tel que défini ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> doit s'assurer que le dispositif est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'immunité	CEI 60601 niveau de test	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - instructions
RF conduites CEI 61000-4-6	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(dans bande ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz)	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(dans bande ISM entre 0,15 MHz et 80 MHz)	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à celle recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, de toute partie du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> , y compris les câbles. Distance de séparation recommandée $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,7 GHz
RF rayonnées CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz à 2,7GHz	10 V/m	Là où <i>P</i> est la tension maximale en sortie de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et où <i>d</i> est la distance de séparation recommandée exprimée en mètres (m). Le champ de force émis par l'émetteur d'ondes radio fixe, selon un relevé électromagnétique mené sur site, ^a devrait être plus faible que le niveau de conformité pour toutes les plages de fréquence. ^b Des interférences peuvent se créer à proximité d'un appareil portant le symbole suivant : 
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces lignes directrices pourraient ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. Les champs de force émis par des émetteurs fixes, tels que les bases pour téléphones (sans fil et portables), les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions radio AM et FM et les émissions télévisées ne peuvent pas être estimés théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique créé par des émetteurs fixes d'ondes radio, il est nécessaire de mener un relevé sur site. Si l'intensité de champ mesurée à l'endroit où le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> est utilisé dépasse le niveau de conformité de RF applicable ci-dessus, le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> doit être contrôlé pour vérifier qu'il fonctionne normalement. En cas de constat d'un fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, telles que le changement d'orientation ou le déplacement du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> . b Dans la plage des fréquences allant de 150 kHz à 80 MHz, le champ électrique doit être inférieur à 3 V/m.			

Distances de séparation recommandées entre les équipements portables et mobiles de communication à ondes radio et l'ÉQUIPEMENT ou LE SYSTÈME – Pour les ÉQUIPEMENTS ou les SYSTÈMES qui ne sont pas DE SURVIE			
Distances de séparation recommandées entre des équipements de communication RF portables et mobiles et le Doppler Fœtal de Poche			
Le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du <i>Doppler Fœtal de Poche</i> peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le <i>Doppler Fœtal de Poche</i> , comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.			
Tension maximale de l'émetteur en sortie (W)	Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,7 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,67	11,67	23,33
Pour les émetteurs pour lesquels la tension maximale en sortie n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la tension maximale de l'émetteur en sortie watts (W), indiquée par le fabricant de l'émetteur. REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique. REMARQUE 2 Ces lignes directrices pourraient ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.			

Annexe 4


Sensibilité générale

Overall Sensitivity													
Diameter of Target Reflector (mm)	Distance (d) (mm)	Reflection Loss A(d)	Two-way Attenuation B=Σ B _a +B _u						V _r (r.m.s.) mV	V _o (r.m.s) mV	C = 20log ₁₀ $\left(\frac{V_r(r.m.s)}{V_o(r.m.s)}\right)$ dB	Overall Sensitivity (S=A(d)+B-C) dB	
			Σ B _a B _a dB					B _u (dB)					B (dB)
			T:mm										
1.58 A=+5,7dB@ 2MHz	50	45.7	T	20	4.8	4.0	-	0	57.6	186	94	5.93	109.2
			B _a	40	9.6	8.0	-						
	75	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4				
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	100	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4				
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	200	45.7	T	20	4.8	-	-	0	49.6				
			B _a	40	9.6	-	-						
2.38 A=+3,2dB@ 2MHz	50	43.2	T	20	4.8	3.4	2.2	0	60.8	178	89	6.02	110.0
			B _a	40	9.6	6.8	4.4						
	75	43.2	T	20	4.8	3.4	1	0	58.4				
			B _a	40	9.6	6.8	2						
	100	43.2	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4				
			B _a	40	9.6	6.8	-						
	200	43.2	T	20	4.8	1	-	0	51.6				
			B _a	40	9.6	2	-						
Doppler Frequency (Hz)			333						Velocity of Target (cm/s)		12.5		

 **Élimination des déchets d'EEE:** Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traite- ment, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA
La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

 Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



CMS2.782.038.01 (CE) ESS/1.2 1.4.01.02.605 2023.11



CE 0123: Dieses Gerät ist mit der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG vom 14. Juni 1993 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft konform

Kapitel 1 Sicherheitsrichtlinien

VORSICHT: Schützen Sie das Gerät vor extremer Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung.

Kapitel 3: Ausblick und Konfiguration

Abb. 3-1 Vorderseite



3.4 Ultraschallsonde



IPX4: Schutzgrad gegen schädliche Flüssigkeiten

① **Entnahme der Sonde**
Halten Sie die Hornschraube mit einer Hand und den Griff der Sonde mit einer anderen Hand, um die Sonde herauszunehmen. (Siehe Abb. 4.1)



VORSICHT: Die Batterie muss aus dem Batteriefach entnommen werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Gerätetyp CF		Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE

	Folgen Sie den Anweisungen		Beseitigung WEEE
	Kopfhörerbuchse		Autorisierter Vertreter
	Einstellung der Lautstärke		Seriennummer
	Hersteller		Recyceln
	Herstellungsdatum		Ablaufdatum
	Medizinprodukt		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	An einem kühlen und trockenen Ort lagern		Luftdruck-Grenzwert
	Temperaturgrenzwert		Feuchtigkeitsgrenzwert
	Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln		Erzeugniscode
	Chargennummer		Eingeführt von
	Hoch		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen

Kapitel 6 Produktspezifikationen
Produktbezeichnung: Fetal-Taschendoppler
Modell-Nr.: Baby Sound C1
Klassifizierung:
Anti-Elektroschock Typ: Intern betriebene Geräte.

Anti-Elektroschock Grad: Anwendungsteil vom Typ CF 
Schutzgrad gegen schädliche Flüssigkeiten::
Hauptgerät: Schutzgrad des Gehäuses: IPX0.
Sonde: Schutz gegen Spritzwasser, Schutzgrad: IPX4.
Sicherheitsgrad bei Vorhandensein von brennbaren Gasen: Das Gerät ist nicht für die Verwendung in Gegenwart von brennbaren Gasen geeignet.
Funktionierendes System: Kontinuierlich arbeitende Geräte.
EMC: Gruppe I Klasse B.
Geeigneter Verwendungsbereich: Geeignet für die Anwendung nach der 12. Schwangerschaftswoche.

Physikalische Merkmale
Abmessungen: 135 mm (Länge) ×92 mm (Breite) ×29 mm (Höhe)
Gewicht: Etwa 245 g (inklusive Batterien)
Umfeld
Arbeitsumfeld:
Temperatur: +5 °C~+40 °C
Feuchtigkeit: ≤80 %
Atmosphärischer Druck: 70 kPa~106 kPa
Transport und Lagerung:
Temperatur: -10 °C~+55 °C
Feuchtigkeit: ≤93 %
Atmosphärischer Druck: 50 kPa~106 kPa
Display: TFT-Display 1,77"262K
FHR-Leistung
FHR-Messbereich: 50 BPM ~ 240 BPM (BPM: Herzschläge pro Minute)
Auflösung: 1 BPM
Genauigkeit: ±2 BPM
Leistungsaufnahme: < 1 W
Automatische Abschaltung: Schaltet sich nach 1 Minute ohne Signal automatisch aus.
Empfohlener Batterietyp: Zwei Stück 1,5 V DC Batterie (SIZE AA LR6).
Ultraschallsonde:
Nennfrequenz (2M-/3M-Sonde): 2,0 MHz/3,0 MHz
Arbeitsfrequenz (2M-/3M-Sonde): (2,0±10 %) MHz/(3,0±10 %) MHz
Negativer Spitzenschalldruck: P-: <1 MPa
Intensität des Ausgungsstrahls: Iob: <20 mW/cm²
Räumlicher Spitzen- und zeitlicher Mittelwert der Intensität: Ispta: <100 mW/cm²
Ultraschall-Ausgangsleistung: P < 20 mW
Arbeitsmodus: Dauerstrich-Doppler
Effektive Abstrahlfläche des Wandlers: < 157 mm²
Hinweis: mechanischer Index in allen Arbeitsmodi: MI<1, thermischer Index: TI<1.

Kapitel 7 Wartung
7.1 Wartung
Die akustische Oberfläche der Sonde ist zerbrechlich und muss vorsichtig behandelt werden.
Das Gel muss nach Gebrauch von der Sonde abgewischt werden. Diese Vorsichtsmaßnahmen verlängern die Lebensdauer des Gerätes.
Der Benutzer muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das Gerät keine sichtbaren Anzeichen von Schäden aufweist, welche die Sicherheit des Patienten oder die Leistungsfähigkeit des Fetal-Taschendopplers beeinträchtigen könnten. Das empfohlene Inspektionsintervall ist einmal pro Monat oder weniger. Bei offensichtlichen Schäden ist ein Austausch vor Gebrauch zu empfehlen.
Das Gerät sollte regelmäßigen Sicherheitstests unterzogen werden, um eine ordnungsgemäße Isolierung des Patienten von Ableitströmen zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Ableitstrommessung. Das empfohlene Prüfintervall ist einmal alle zwei Jahre oder wie im Prüfprotokoll der Institution festgelegt.
Die Genauigkeit des FHR-Wertes wird durch das Gerät kontrolliert und kann nicht vom Benutzer eingestellt werden. Wenn das FHR-Ergebnis zweifelhaft ist, verwenden Sie bitte eine andere Methode wie das Stethoskop zur sofortigen Überprüfung oder wenden Sie sich an den örtlichen Händler oder Hersteller, um Hilfe zu erhalten.
7.2 Reinigung
Vor der Reinigung das Gerät ausschalten und die Batterien herausnehmen.
Halten Sie die Außenfläche des Gerätes sauber und frei von Staub und Schmutz, reinigen Sie die Außenfläche (inkl. Display) des Gehäuses mit einem trockenen, weichen Tuch. Falls erforderlich, reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das mit einer Seifenlösung getränkt ist, oder mit Wasser und wischen Sie es sofort mit einem sauberen Tuch ab.
Wischen Sie die Sonde mit einem weichen Tuch ab, um das verbliebene Ultraschall-Kupplungsgel zu entfernen. Nur mit Wasser und Seife reinigen.
VORSICHT: Keine starken Lösungsmittel wie Aceton verwenden.
VORSICHT: Verwenden Sie niemals Schleifmittel wie Stahlwolle oder Metallpolitur.
VORSICHT: Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Produkt eindringen und tauchen Sie keine Teile des Gerätes in eine Flüssigkeiten.
VORSICHT: Gießen Sie beim Reinigen keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
VORSICHT: Hinterlassen Sie keine Reinigungsflüssigkeit auf der Oberfläche des Geräts.
Hinweis: Wischen Sie die Oberfläche der Sonde mit 70%igem Ethanol ab, trocknen Sie sie an der Luft oder reinigen Sie diese mit einem sauberen, trockenen Tuch.

7.3 Desinfektion und Sterilisation
Reinigen Sie das Gehäuse, die Sonde usw. wie oben beschrieben, und wischen Sie die Sonde dann mit einem in Alkohol getränkten Tuch (70% Ethanol) ab. Wischen Sie die Sonde mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen.
HINWEIS:
1. Die empfohlenen Intervalle für die Reinigung, Sterilisation und Desinfektion sind einmal pro Monat.
2. Nach der Reinigung, Sterilisation und Desinfektion muss der Bediener prüfen, ob offensichtliche Schäden vorliegen, welche die Sicherheit des Patienten und die Leistungsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen können.
WARNING: Versuchen Sie niemals, die Sonde oder das Gerät mit Niedertemperaturdampf oder anderen Methoden zu sterilisieren.

Kapitel 8 Lösungen für mögliche Probleme
Sollte es bei der Verwendung des Gerätes zu den folgenden Problemen kommen, lösen Sie diese wie unten beschrieben:

Probleme	Mögliche Gründe	Lösungen
Schwacher Ton	C Lautstärke ist zu gering C Leistung ist gering C Gel wurde nicht aufgetragen	C Lautstärke einstellen C Batterie wechseln C Gel aufragen
Rauschen	C Sonde zu nah am Hauptgerät C Störung durch externes Signal C Leistung ist gering	C Den Abstand zwischen der Sonde und dem Hauptgerät etwas vergrößern C Aus dem Bereich des externen Signals gehen C Batterie wechseln
Geringe Empfindlichkeit	C Die Position der Sonde ist nicht korrekt C Gel wurde nicht aufgetragen	C Position der Sonde einstellen C Gel aufragen

Kapitel 9 Gerätetabelle
Gerätetabelle:

Name	Modell	Nummer
Fetal-Doppler	Baby Sound C1	1
Doppler-Sonde	DCD2E10 / DCD3E10	1
Benutzerhandbuch	—	1

Anhang 1
Die Bedeutung des fetalen Haushaltsmonitors
Diese basiert auf der folgenden Annahme:
Die FHR ist eine nützliche Methode zur Bestimmung der fetalen Gesundheit. Durch die Aufzeichnung von FHR-Änderungen lassen sich fetale Hypoxie, fetale Notlage, Nabelschnurumschlingung und andere Symptome beobachten. Der fetale Haushaltsmonitor prüft die Veränderungen der fetalen Herzfrequenz hauptsächlich durch Abhören der fetalen Herztöne; der fetale Haushaltsmonitor ist eine leistungsstarke Stütze bei der Verbesserung der Sicherheit während der Schwangerschaft.
Die fetale Herzfrequenz ändert sich am deutlichsten in den folgenden drei Perioden:
1. Innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufstehen der Schwangeren
2. Innerhalb von 60 Minuten nach dem Mittagessen
3. Innerhalb von 30 Minuten, bevor schwangere Frauen ins Bett gehen
In den drei oben genannten Zeiträumen muss der Körper aufgrund der veränderten körperlichen Verfassung der Schwangeren mehr Sauerstoff für die Verdauung der Nahrung bereitstellen, so dass dem Fötus relativ weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Dabei können leicht Symptome wie die Anoxie des Fötus auftreten. Die Messung des FHR-Wertes in diesem Zeitraum kann den Gesundheitszustand des Fötus am besten anzeigen.
Während der oben genannten drei Zeiträume können die Messungen nur von den schwangeren Frauen selbst durchgeführt werden, daher ist der FHR-Haushaltsmonitor sehr wichtig. Schwangere Frauen sollten jeden Tag morgens, mittags und abends/nachts die fetale Herzfrequenz messen und etwa eine Minute lang zuhören und die Messergebnisse für eine medizinische Referenz beim Krankenhausbesuch aufzeichnen.
Im Allgemeinen wird die normale fetale Herzfrequenz wie folgt bewertet: 120 BPM~160 BPM; etwas zu schnell: 161 BPM~180 BPM; zu schnell: über 181 BPM; etwas zu langsam: 119 BPM~100 BPM; viel zu langsam: unter 99 BPM.
Mit diesem Gerät können die Herztöne des Fetus ab der zwölften Woche erkannt und auf dem LCD-Display überprüft werden. Bei zu schnellen oder zu langsamen FHR-Werten ist ein Krankenhausbesuch für weitere Untersuchungen erforderlich, um die Sicherheit des Fetus zu gewährleisten.

Anhang 2

Berichtstabelle zur akustischen Ausgabe

Testmodus: CW--Modus

Wandlertyp: CD2.0M

Index-Kennzeichnung			MI	TIS		TIB	TIC	
				Scan	Kein Scan			Kein Scan
					A _{spr} ≤1 cm ²	A _{spr} > 1 cm ²		
Maximaler Indexwert			0,026	—	0,059		0,28	—
Zugehörige akustische	P _{ra}	(MPa)	0,036	—				—
	P	(mW)		—			6,4	—

Parameter	Min. von [P _a (Z _a , I _{Zpt(a),a} (Z _a)]		(mW)				6,24		
	Z _a		(cm)				1,83		
	Z _{bp}		(cm)				1,83		
	Z _b		(cm)					0,2	
	Z bei max. I _{pi(a)}		(cm)	0,6					
	d _{eq} (Z _b)		(cm)					0,48	
	f _{lawf}		(MHz)	1,99	—	—	1,99	1,99	—
	Abm. von A _{spr}	X	(cm)		—	—	1,52	1,52	—
Y		(cm)		—	—	0,77	0,77	—	
Sonstige Informationen	t _d		(μs)	CW					
	p _{rr}		(Hz)	CW					
	p _r bei max. I _{pi}		(MPa)	0,037					
	d _{eq} bei max. I _{pi}		(cm)					0,47	
	I _{pi(a)} bei max. MI		(W/cm ²)	0,31					
	Brennweite	FL _x	(cm)			—	—		
FL _y		(cm)			—	—			
Betriebskontroll- bedingungen	Frequenzeinstellung (MHz)			2,0	—	—	2,0	2,0	—

Anhang 3
Leitlinien und Herstellererklärung - elektromagnetische Emissionen für alle GERÄTE und SYSTEME
Leitlinien und Herstellererklärung - elektromagnetische Emissionen
Der *Fetal-Taschendoppler* ist für die Verwendung in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer muss sicherstellen, dass der *Fetal-Taschendoppler* in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Übereinstimmung	Elektromagnetisches Umfeld - Anleitung
Funkemissionen CISPR 11	Gruppe 1	Der <i>Fetal-Taschendoppler</i> verwendet HF-Energie nur für interne Funktionen. Daher sind die HF-Emissionen sehr niedrig und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Störungen in elektronischen Geräten in der Nähe auslösen, ist sehr gering.
HF-Emission CISPR 11	Klasse B	Der <i>Fetal-Taschendoppler</i> eignet sich für den Einsatz in allen Einrichtungen, einschließlich häuslicher Einrichtungen und solcher, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für häusliche Zwecke genutzt werden.

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit für alle GERÄTE und SYSTEME
Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit
Der *Fetal-Taschendoppler* ist für die Verwendung in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde bzw. Benutzer des *Fetal-Taschendopplers* sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Teststufe	Konformitätsstufe	Elektromagnetisches Umfeld - Anleitung
Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen sein. Wenn der Bodenbellag aus synthetischem Material besteht, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. Der Hersteller kann dem Benutzer ESD-Vorsichtsmaßnahmen empfehlen.
Frequenz (50Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Die Leistungsfrequenz magnetischer Felder sollte auf einem Niveau sein, die typisch für ein Geschäfts- oder Krankenhausumfeld ist.

Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit für AUSRÜSTUNGEN und SYSTEME, die NICHT LEBENSERHALTEND sind
Anleitung und Herstellererklärung – elektromagnetische Störfestigkeit
Der *Fetal-Taschendoppler* ist für die Verwendung in der unten beschriebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde bzw. Benutzer des *Fetal-Taschendopplers* sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeit sprüfung	IEC 60601 Teststufe	Konformitätsstufe	Elektromagnetisches Umfeld - Anleitung
Geleitete HF IEC 61000-4-6	3 V (0,15 MHz–80 MHz),6 V (in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz)	3 V (0,15 MHz–80 MHz),6 V (in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz and 80 MHz)	Bei der Verwendung von tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten sollte zu allen Teilen des <i>Fetal-Taschendopplers</i> , einschließlich Kabel, ein Schutzabstand eingehalten werden, der sich aus der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung ergibt. Empfohlener Trennungsabstand $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz bis 800 MHz
Abgestrahlte HF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	10 V/m	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz bis 2,7 GHz Wobei <i>P</i> die vom Hersteller angegebene maximale Nennausgangsleistung des betreffenden Senders in Watt (W) und <i>d</i> der empfohlene Schutzabstand in Metern (m) ist. Die mittels elektromagnetischer Standortaufnahme ^a bestimmbare Feldstärke stationärer HF-Sender sollte unter den Übereinstimmungspegeln der einzelnen Frequenzbereiche liegen. ^b In der Nähe von Geräten, die das folgende Symbol tragen, sind Störungen möglich: 

HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird von der Absorption und Reflexion durch Gebäude, Gegenstände und Personen beeinflusst.

a Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für Funktelefone (zellulare/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsendungen, können theoretisch nicht mit Genauigkeit vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich stationärer HF-Sender zu ermitteln, sollte eine elektromagnetische Standortaufnahme in Erwägung gezogen werden. Sollte die gemessene Feldstärke im Umfeld, in dem der *Fetal-Taschendoppler* gebraucht wird, das oben genannte, anwendbare Radiofrequenzniveau überschreiten, dann sollte der Normalbetrieb des *Fetal-Taschendopplers* überprüft werden. Wird ein anomaler Betrieb festgestellt, müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, wie z. B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des *Fetal-Taschendopplers*.
b Über dem Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke unter 3V/m liegen.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen Geräten HF-Kommunikationsgeräte und das GERÄT oder SYSTEM - für AUSRÜSTUNGEN oder SYSTEME, die NICHT LEBENSERHALTEND sind
Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen RF-Kommunikationsgeräten und dem Fetal-Taschendoppler
Der *Fetal-Taschendoppler* dient dem Gebrauch in einem elektromagnetischen Umfeld, in dem die ausgestrahlten Radiofrequenzstörungen kontrolliert sind. Der Kunde oder der Benutzer des *Fetal-Taschendopplers* kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem *Fetal-Taschendoppler* einhält, wie unten empfohlen, entsprechend der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte.

Maximale Ausgangsnennleistung des Senders (W)	Schutzabstand in Übereinstimmung mit der Transmitterfrequenz (m)		
	150 kHz bis 80 MHz	80 MHz bis 800 MHz	800 MHz bis 2,7 GHz
0,01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.369	0.369	0.738
1	1.167	1.167	2.333
10	3.689	3.689	7.379
100	11.67	11.67	23.33

Für Sender mit einer anderen maximalen Ausgangsnennleistung als oben angeführt, kann der empfohlene Schutzabstand in Metern (m) mithilfe der entsprechenden Gleichung für die Sendefrequenz bestimmt werden, wobei *P* die maximale Ausgangsnennleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers darstellt.
HINWEIS 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand des höheren Frequenzbereichs.
HINWEIS 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird von der Absorption und Reflexion durch Gebäude, Gegenstände und Personen beeinflusst.

Anhang 4
Allgemeine Empfindlichkeit

Overall Sensitivity										
Diameter of Target Reflector (mm)	Distance (d) (mm)	Reflection Loss A(d)	Two-way Attenuation B=Σ B _r +B _w				V _r (r.m.s.) mV	V _s (r.m.s) mV	C=20log ₁₀ ^{(V_r(r.m.s)/V_s(r.m.s))} dB	Overall Sensitivity (S=−A(d)+B+C) dB
			Σ B _r (Tmm B _r ,dB)	B _w (dB)	B (dB)					
1.58 A=−45,7dB@ 2MHz	50	45.7	T 20 4.8 4.0 -	0	57.6	186	94	5.93	109.2	
			B _r 40 9.6 8.0 -							
	75	45.7	T 20 4.8 3.4 -	0	56.4	175	90	5.78	107.8	
			B _r 40 9.6 6.8 -							
	100	45.7	T 20 4.8 3.4 -	0	56.4	174	89	5.82	107.9	
			B _r 40 9.6 6.8 -							
	200	45.7	T 20 4.8 - -	0	49.6	173	90	5.68	100.9	
			B _r 40 9.6 - -							
2.38 A=−43,2dB@ 2MHz	50	43.2	T 20 4.8 3.4 2.2	0	60.8	178	89	6.02	110.0	
			B _r 40 9.6 6.8 4.4							
	75	43.2	T 20 4.8 3.4 1	0	58.4	170	90	5.52	107.1	
			B _r 40 9.6 6.8 2							
	100	43.2	T 20 4.8 3.4 -	0	56.4	165	85	5.76	105.3	
			B _r 40 9.6 6.8 -							
	200	43.2	T 20 4.8 1 -	0	51.6	160	85	5.49	100.2	
			B _r 40 9.6 2 -							
Doppler Frequency (Hz)			333				Velocity of Target (cm/s)		12.5	

 **Entsorgung:** Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN
Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten

	CF típusú alkalmazott rész		Megfelelő orvosi eszköz a 93/42/EGK irányelvhez
	Kövesse a használati utasításokat		RAEE szerinti ártalmatlanítás
	Fejhallgató csatlakozó		Meghatalmazott képviselő
	Hangero szabályozás		Sorozatszám
	Gyártó		Újrahasznosítás
	Gyártás dátuma		Lejáratí dátum
	Orvostechnikai eszköz		Napfénytől védve tárolandó
	Száraz, hűvös helyen tárolandó		Légköri nyomás határértéke
	és °C között tárolandó		Páratartalom határérték
	Törékeny, óvatosan kezelje		Termékkód
	Tételszám		Importálta
	Magas		Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket)

6. fejezet Termékjellemzők

A termék neve: Hordozható magzati doppler készülék

Modell sz.: Baby Sound C1

Besorolás:

Áramutés elleni típus: Belső tápellátással rendelkező készülék.

Áramutés elleni fokozat: CF-típusú alkatrész használata 

Káros folyadékoknak való ellenállás fokozata:

Fő egység:A burkolat által biztosított védelmi fokozat: IPX0.

Vizsgálófeje: Fröccsenő víz ellen védett, védelmi fokozat: IPX4.

Biztonsági fokozat gyűlékony gázok jelenlétében: A berendezés nem használható gyűlékony gázok jelenlétében.

Működési rendszer: Folyamatosan működő berendezés.

EMC: I. csoport B osztály.

Megfelelő használati tartomány: A terhesség 12. hetétől használható.

Fizikai jellemzők

Méret: 135 mm (hossz) × 92 mm (szélesség) × 29 mm (magasság)

Súly: körülbelül 245 g (az elemekkel együtt)

Környezet

Üzemi:

Hőmérséklet.: +5 °C-+40 °C

Páratartalom: ≤80%

Légköri nyomás: 70 kPa-106 kPa

Szállítás és tárolás:

Hőmérséklet.: -10 °C-+55 °C

Páratartalom: ≤93%

Légköri nyomás: 50 kPa-106 kPa

Kijelző: 1.77"262K TFT kijelző

FHR teljesítmény

FHR mérési tartomány: 50 BPM - 240 BPM (BPM: percenkénti szívverés)

Felbontás: 1 BPM

Pontosság: ±2 BPM

Energiafogyasztás:< 1 W

Automatikus lekapcsolás: Ha 1 percig nincs jel, automatikusan kikapcsol.

Javasolt elem típus: 2 darab 1,5 V DC elem (AA LR6).

Ultrahangos vizsgálófeje:

Névleges frekvencia (2M/3M vizsgálófeje): 2,0 MHz/3,0 MHz

Üzemi frekvencia (2M/3M vizsgálófeje): (2,0±10%) MHz/(3,0±10%) MHz

Hangnyomás negatív csúscértéke: P-: <1 MPa

Kimeneti fénynyaláb intenzitás: Iob: <20 mW/cm²

A térbeli csúcs és az időbeli átlagból származtatott intenzitás: Ispta: <100 mW/cm²

Ultrahang kimeneti teljesítmény: P < 20 mW

Működési mód: Folyamatos doppler hullám

A transzduktor tényleges sugárzási területe: < 157 mm²

Megjegyzés:Mindegyik működési alkalmazási módban a mechanikai index: MI<1, hőindex: TI<1.

7. fejezet Karbantartás

7.1 Karbantartás

A vizsgálófeje akusztikai felülete törékeny és óvatos bánásmódot igényel.

Használat után le kell törölni a gél't a vizsgálófejről. Ezek az óvintézkedések meghosszabbítják az egység élettartamát.

Használat előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a berendezésen nincs-e látható sérülés nyoma, amely befolyással lehet a páciens biztonságára vagy a hordozható magzati doppler készülék működésére. Az ajánlott vizsgálati gyakoriság legalább havonta egyszer. Ha a sérülés nyilvánvaló, javasoljuk, hogy használat előtt cserélje ki.

A berendezésen rendszeresen biztonsági ellenőrzést kell végezni, hogy megfelelően elszigetelje a páciენტ a szívárgó áramtól. Ez a szívárgó áram mérését is jelenti. A javasolt vizsgálati intervallum két évente egyszer, illetve az intézmény tesztelési és vizsgálati eljárásában meghatározott időköz.

Az FHR pontosságát a berendezés vezérli és a felhasználó nem állíthatja be. Ha az FHR eredmény bizonytalan, kérjük, használjon egyéb módszereket, például sztoetoszkópot az azonnali ellenőrzéshez vagy forduljon a helyi viszonteladóhoz vagy a gyártóhoz.

7.2 Tisztítás

Tisztítás előtt kapcsolja ki és vegye ki az elemeket.

Tartsa a berendezés külső felületét tisztán és por- illetve szennyeződésmentesen, a burkolat külső felületét (a kijelző képernyőjével együtt) száraz, puha ruhával tisztítsa. Szükség esetén a burkolatot szappanos vízbe mártott ruhával tisztítsa, majd tiszta ruhával azonnal törölje szárazra.

A vizsgálófejet puha ruhával törölje át, hogy eltávolítson minden ultrahang-gél maradványt. Csak szappannal és vízzel tisztítsa.

VIGYÁZAT: Ne használjon erős oldószert, például acetont.

VIGYÁZAT: Ne használjon dörzsölő anyagokat, például acélgyapopot vagy fémpolírozót.

VIGYÁZAT: Ne engedje, hogy bármilyen folyadék kerüljön a termékbe és ne merítse a készülék semelyik részét sem folyadékba.

VIGYÁZAT: Tisztítás közben ne folyjon folyadék a készülékre.

VIGYÁZAT: Ne hagyjon tisztító oldatot a vizsgálófeletlen.

Megjegyzés: A vizsgálófeje felületét 70%-os etanollal törölje át, hagyja a levegőn megszáradni vagy törölje át tiszta, száraz ruhával.

7.3 Fertőtlenítés és sterilizálás

A fentiek szerint tisztítsa meg a berendezés burkolatát, a vizsgálófejet stb., majd törölje le a vizsgálófejet alkoholos törlőkendővel (70% etanol).

Törölje át a vizsgálófejet tiszta, száraz ruhával, hogy eltávolítsa a maradék nedvességet.

MEGJEGYZÉS:

1. A tisztítás, sterilizálás és fertőtlenítés javasolt gyakorisága havonta egyszer.

2. A tisztítás, sterilizálás és a fertőtlenítés után a felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy van-e olyan nyilvánvaló sérülés, amely veszélyeztethetné a páciens biztonságát és az eszköz teljesítményét.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne próbálja meg sterilizálni a vizsgálófejet vagy a készüléket alacsony hőmérsékletű gőzzel vagy egyéb módszerekkel.

8. fejezet A felmerülő problémák megoldásai

Ha a készülék használata közben az alábbi problémák merülnek fel, a következők szerint oldja meg őket:

Problémák	Lehetséges okok	Megoldások
Halk hang	♣Túl kis hangerő ♣Elemek merülőben ♣Nem tett gél't a vizsgálófejre	♣Állítsa be a hangerőt ♣Cserélje ki az elemeket ♣Kenje fel a gél't
Zaj	♣A vizsgálófeje túl közel van a fő egységhez ♣Zavar külső jeltől ♣Elemek merülőben	♣Növelje a távolságot a vizsgálófeje és a fő egység között ♣Tartsa távol a külső jeltől ♣Cserélje ki az elemeket
Alacsony érzékenység	♣A vizsgálófeje helyzete nem megfelelő ♣Nem tett gél't a vizsgálófejre	♣Állítsa be a vizsgálófeje helyzetét ♣Kenje fel a gél't

9. fejezet A készülék listája

A készülék listája:

Név	Modell	Szám
Magzati doppler készülék	Baby Sound C1	1
Doppler vizsgálófeje	DCD2E10 / DCD3E10	1
Felhasználói kézikönyv	—	1

1. függelék

A házi magzati megfigyelés fontossága

Állítólag:

Az FHR hasznos eszköz a magzati egészség felmérésében. Az FHR változások rögzítésével a felhasználók azonosítani tudják a magzati oxigénhiányt, a magzati károsodást, a nyak köré tekeredett köldökzsinórt és az egyéb tüneteket. A házi magzati megfigyelés az FHR változásokat vizsgálja a magzati szívhang ellenőrzésével. A házi magzati megfigyelés nagy segítséget nyújt a terhesség biztonságának növelésében.

A magzati szívfrekvencia a legnyilvánvalóbb módon az alábbi három periódusban változik:

1. 30 percen belül azután, hogy a várandós nő felkelt

2. 60 percen belül azután, hogy a várandós nő megebédelt

3. 30 percen belül azután, hogy a várandós nő lefeküdt

A fenti három periódusban a magzat kevesebb oxigénhez jut, mert a várandós nő testének állapota megváltozik, emészt, és ezek több oxigént igényelnek. Könnyű az olyan tüneteket stimulálni, mint a magzati oxigénhiány. Az ebben a periódusban történő FHR vizsgálat mutatja legjobban a magzat egészségi állapotát.

A fenti három periódusban a várandós nőkön csak saját maguk végezhetnek vizsgálatokat, ezért a házi FHR megfigyelés nagyon fontos. Javasoljuk, hogy a várandós nők minden nap végezzenek méréseket reggel, délben és este/éjjel, minden alkalommal körülbelül egy percen keresztül mérje és hallgassa a magzati szívfrekvenciát és jegyezze fel a mérési eredményeket az orvosa tájékoztatása érdekében, amikor legközelebb a kórházban jár.

Átlalósságban a normál megzati szívfrekvencia: 120 BPM-160 BPM; kissé túl gyors: 161 BPM-180 BPM; túl gyors: 181 BPM felett; kissé túl lassú: 119 BPM-100 BPM; túl lassú: 99 BPM alatt.

Ez a készülék észleli a magzati szívhangot a 12. hét után és megjeleníti az LCD kijelzőn. A túl gyors vagy túl lassú FHR leolvasások esetén forduljon a kórházhoz további kivizsgálás érdekében, a magzat biztonságának garantálásához.

2. függelék

Akusztikai teljesítménytáblázat

Teszt mód: CW-mód			Transzduktor típus: CD2.0M					
Index címke			MI	TIS		TIB	TIC	
				Pásztázás	Nincs pásztázás			Nincs pásztázás
					$A_{apri} \leq 1 \text{ cm}^2$	$A_{apri} > 1 \text{ cm}^2$		
Maximális index érték			0,026					
Társított akusztikus	P_{ra}	(MPa)	0,036	—	—	0,059	0,28	—

paraméterek	P	(mW)		—	—		6,4	—
	Min. [P _a (Z _s), I _{Zpt(a),a} (Z _s)]	(mW)					6,24	
	Z _a	(cm)					1,83	
	Z _{bp}	(cm)					1,83	
	Z _b	(cm)						0,2
	Z max: I _{bio-a} -nél	(cm)	0,6					
	d _{eq} (Z _b)	(cm)					0,48	
	f _{awt}	(MHz)	1,99	—	—		1,99	—
	A _{aprt}	X	(cm)	—	—		1,52	—
	dim	Y	(cm)	—	—		0,77	—
Egyéb információ	I _a	(μsec)	CW					
	pr _r	(Hz)	CW					
	p _r max. I _{pi} -nél	(MPa)	0,037					
	d _{eq} max. I _{pi} -nél	(cm)					0,47	
	I _{psa} a max. MI-nél	(W/cm ²)	0,31					
	Fókusz	FL _a	(cm)			—	—	
	hossz	FL _y	(cm)			—	—	
Működési vezérlési feltételek	Frekvencia beállítás (MHz)		2,0	—	—		2,0	—

3. függelék

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátások minden BEREENDEZÉSRE és RENDSZERRE vonatkozóan

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata - elektromágneses kibocsátás			
A <i>hordozható magzati doppler készüléket</i> az alábbi elektromágneses környezetben való használatra tervezték. A <i>hordozható magzati doppler készülék</i> vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használja.			
Kibocsátás vizsgálat	Megfelelőség	Elektromágneses környezet– útmutató	
RF kibocsátás CISPR 11	1. csoport	A <i>hordozható magzati doppler készülék</i> RF energiát csak belső funkcióihoz használ. Ezért az RF kibocsátás nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy interferenciát okoz a közelben lévő elektronikus berendezésekkel.	
RF kibocsátás CISPR 11	B osztály	A <i>hordozható magzati doppler készülék</i> alkalmas minden olyan létesítményben történő használatra, amely akár háztartási is, és amely közvetlenül csatlakozik a háztartási célú épületeket ellátó nyilvános kifesztültségű áramellátó hálózathoz.	

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés minden BEREENDEZÉSRE és RENDSZERRE vonatkozóan

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés			
A <i>hordozható magzati doppler készüléket</i> az alábbi elektromágneses környezetben való használatra tervezték. A <i>hordozható magzati doppler készülék</i> vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használja.			
Zavartűrés vizsgálat	IEC 60601 teszt szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – útmutató
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontakt ±15 kV levegő	±8 kV kontakt ±15 kV levegő	A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Amennyiben a padlóburkolat műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie. A gyártó javasolhatja az ESD elővigyázatossági eljárásokat a felhasználónak.
Hálózati frekvencia (50Hz) mágneses tér IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Az ipari frekvenciájú mágneses mező erőssége a tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző szintnek feleljen meg.

Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés olyan BEREENDEZÉSEKHEZ és RENDSZEREKHEZ, amelyek nem ÉLET-FENTARTÓK			
Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses zavartűrés			
A <i>hordozható magzati doppler készüléket</i> az alábbi elektromágneses környezetben való használatra tervezték. A <i>hordozható magzati doppler készülék</i> vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használja.			
Zavartűrés vizsgálat	IEC 60601 teszt szint	Megfelelőségi szint	Elektromágneses környezet – útmutató
Vezetett RF IEC 61000-4-6	3 V (0,15 MHz–80 MHz között), 6 V (ISM sávokban 0,15 MHz és 80 MHz között)	3 V (0,15 MHz–80 MHz között), 6 V (ISM sávokban 0,15 MHz és 80 MHz között)	A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezéseket tilos a <i>hordozható magzati doppler készülék</i> részeitől való, az adó frekvenciájára alkalmazandó egyenletből számított, javasolt izolációs távolságán belül használni, ideértve a kábeleket is. Javasolt izolációs távolság $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz-800 MHz között
RF sugárzás IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	10 V/m	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz és 2,7 GHz között Ahol <i>P</i> az adó gyártó által megadott legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W), a <i>d</i> pedig a javasolt izolációs távolság méterben (m). A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses helyszinfelmérése során megállapított elektromágneses térerősségének^a minden frekvenciatartományban kisebbnek kell lennie a határértéknek.^b A következő szimbólummal ellátott berendezések közelében interferencia léphet fel:
1. MEGJEGYZÉS 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 2. MEGJEGYZÉS Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása. A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/zsinór nélküli), valamint a műholdas, amatőr, AM és FM rádió-műsorszórás és a tv műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt az elektromágneses környezet becsléséhez célszerű elektromágneses helyszinfelmérést végezni. Amennyiben a mért mező erőssége azon a helyen, ahol a <i>hordozható magzati doppler készüléket</i> használják túllépi a fenti, alkalmazandó RF megfeleléségi szintet, a <i>hordozható magzati doppler készüléket</i> megfigyelés alatt kell tartani a normál működés ellenőrzése érdekében. Amennyiben rendellenes működés lép fel, szükség lehet további intézkedésekre, mint például a <i>hordozható magzati doppler készülék</i> átirányítására vagy áthelyezésére. b A 150 kHz–80 MHz-es frekvenciatartományon túl a térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.			

Javasolt izolációs távolság a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezés és a BERENDEZÉS vagy RENDSZER között – olyan BERENDEZÉSEKHEZ vagy RENDSZEREKHEZ, amelyek nem ÉLET-FENNTARTÓK			
Javasolt izolációs távolság hordozható és mobil RF kommunikációs berendezés és a hordozható magzati doppler készülék			
A hordozható magzati doppler készüléket olyan elektromágneses környezetben való használatra tervezték, ahol a sugárzott RF zavarok ellenőrzöttek. A hordozható magzati doppler készülék vevője vagy felhasználója segíthet megelőzni az elektromágneses interferenciát azzal, hogy megtartja a minimális távolságot a hordozható és a mobil RF kommunikációs berendezések (adók) és a hordozható magzati doppler készülék között, az alább javasoltak szerint, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítményének megfelelően.			
Az adó névleges maximális kimeneti teljesítménye (W)	Izolációs távolság az adó frekvenciájának függvényében (m)		
	150 kHz - 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{F_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz - 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz - 2,7 GHz között $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,67	11,67	23,33
A fent fel nem sorolt maximális kimeneti teljesítményű adók esetében a méterben (m) megadott javasolt izolációs távolságot az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet kiszámítani, ahol P az adó gyártó által megadott legnagyobb kimeneti teljesítménye wattban (W).			
1. MEGJEGYZÉS 800 MHz-en és 800 MHz-en és nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó izolációs távolság érvényes.			
2. MEGJEGYZÉS Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása.			

	Aparelho de tipo CF		Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE
	Siga as instruções de uso		Disposição REEE
	Tomada de auscultadores		Representante autorizado
	Ajuste de volume		Número de séri
	Fabricante		Reciclável
	Data de fabrico		Data de validade
	Dispositivo médico		Guardar ao abrigo da luz solar
	Armazenar em local fresco e seco		Limite da pressão atmosférica
	Limite de temperatura		Limite de humidade
	Frágil, manuseie com cuidado		Código produto
	Número de lote		Importado por
	Este lado para cima		Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente

Capítulo 6 Especificação do produto

Nome do produto: Doppler Fetal de Bolso
Modelo n.º: Som de bebé C1
Classificação:
Tipo de antieletrochoque: Equipamento alimentado internamente.

Grau antieletrochoque: Peça aplicada de tipo CF 
Grau de Prova de Líquidos Nocivos:
Unidade principal: Graus de proteção fornecidos pela caixa: IPX0.
Sonda: Prevenção contra respingos de água, grau de proteção: IPX4.
Grau de Segurança na Presença de Gases Inflamáveis: Equipamento não adequado para uso na presença de gases inflamáveis.
Sistema de trabalho: Equipamento de funcionamento contínuo.
CEM: Grupo I Classe B.
Gama de uso adequada: Adequado para uso após a 12.ª semana de gravidez.
Caraterística física
Medidas: 135 mm (Comprimento) ×92 mm (Largura) ×29 mm (Altura)
Peso: Cerca de 245 g (incluindo as pilhas)
Ambiente de Trabalho:
Temperatura: +5 °C ~ +40 °C
Humidade: ≤80%
Pressão Atmosférica: 70 kPa a 106 kPa
Transporte e Armazenamento:
Temperatura: -10 °C ~ +55 °C
Humidade: ≤93%
Pressão Atmosférica: 50 kPa a 106 kPa
Visor: Visor 1,77" 262K TFT
Desempenho da FCF
Gama de medição da FCF: 50 BPM a 240 BPM (BPM: batimentos por minuto)
Resolução: 1 BPM
Precisão: ±2 BPM
Consumo de Energia:< 1 W
Desligamento automático: Após 1 minuto sem sinal, desliga-se automaticamente.
Tipo de pilhas recomendado: Duas unidades de pilha de 1,5 V CC (TAMANHO AA LR6).

Sonda de ultrassom:
Frequência nominal (sonda 2M/3M): 2,0 MHz/3,0 MHz
Frequência de trabalho (sonda 2M/3M): (2,0 ± 10%) Mhz/(3,0 ± 10%) MHz
Pressão sonora de pico negativo: P-: <1 MPa
Intensidade do feixe de saída: Iob: <20 mW/cm²
Intensidade derivada da média temporal de pico espacial: Ispta: <100 mW/cm²
Potência de saída ultrassônica: P < 20 mW
Modo de trabalho: Doppler de onda contínua
Área de radiação efetiva do transdutor: < 157 mm²
Nota: Em todos os modos de aplicação de trabalho, índice mecânico: MI<1, índice térmico: TI<1.

Capítulo 7 Manutenção

7.1 Manutenção
A superfície acústica da sonda é frágil e deve ser manuseada com cuidado.
O gel deve ser removido da sonda após o uso. Estas precauções prolongarão a vida útil da unidade.
O utilizador deve verificar se o equipamento não apresenta evidências visíveis de danos que possam afetar a segurança do paciente ou a capacidade do Doppler Fetal de Bolso antes do uso. O intervalo de inspeção recomendado é uma vez por mês ou menos. Se o dano for evidente, recomenda-se a substituição antes do uso.
O equipamento deve ser submetido a testes de segurança periódicos para garantir o isolamento adequado do paciente contra correntes de fuga. Isto deve incluir a medição da corrente de fuga. O intervalo de teste recomendado é uma vez a cada dois anos ou conforme especificado no protocolo de teste e inspeção da instituição.
A precisão da FCF é controlada pelo equipamento e não pode ser ajustada pelo utilizador. Se o resultado da FCF for incerto, utilize outro método, como um estetoscópio, para verificar imediatamente ou entre em contacto com o distribuidor ou fabricante local para obter ajuda.

7.2 Limpeza
Antes da limpeza, desligue e retire as pilhas.
Mantenha a superfície externa do dispositivo limpa e livre de poeira e sujidade, limpe a superfície externa (visor incluído) da caixa com um pano macio e seco. Se necessário, limpe o chassi com um pano macio embebido em uma solução de sabão ou água e passe imediatamente um pano limpo para secar. Passe um pano macio pela sonda para remover qualquer gel de junção de ultrassom remanescente. Limpe apenas com água e sabão.
CUIDADO: Não use solvente forte, por exemplo, acetona.
CUIDADO: Nunca use um abrasivo como palha de aço ou polidor de metal.
CUIDADO: Não permita que nenhum líquido entre no produto e não mergulhe nenhuma parte do dispositivo em líquidos.
CUIDADO: Evite derramar líquidos no dispositivo durante a limpeza.
CUIDADO: Não deixe nenhuma solução de limpeza na superfície do dispositivo.
Nota: Passe um pano com etanol a 70% pela superfície da sonda, seque ao ar ou limpe com um pano limpo e seco.

7.3 Desinfecção e Esterilização
Limpe a caixa do equipamento, a sonda etc. conforme acima e, em seguida, passe um pano embebido em álcool (etanol a 70%) pela sonda. passe um pano limpo e seco pela sonda para remover qualquer humidade remanescente.
NOTA:
1. Os períodos recomendados de limpeza, esterilização e desinfecção são uma vez por mês.
2. Após a limpeza, esterilização e desinfecção, os utilizadores devem inspecionar se há algum dano óbvio que possa afetar a segurança do paciente e o desempenho do instrumento.
AVISO: Nunca tente esterilizar a sonda ou o equipamento por vapor a baixa temperatura ou outro método.

Capítulo 8 Soluções para possíveis problemas

Se aparecerem os seguintes problemas ao usar o dispositivo, resolva-os conforme abaixo:		
Problemas	Razões possíveis	Soluções
Som fraco	●O volume está demasiado baixo ●A carga está fraca ●Não apliquei o gel	●Ajuste o volume ●Troque as pilhas ●Aplique o gel
Ruido	●A sonda está muito próxima da unidade principal□ ●Perturbação a partir do sinal externo ●A carga está fraca	●Aumente um pouco mais a distância entre a sonda e a unidade principal ●Mantenha-se longe do sinal externo ●Troque as pilhas
Baixa sensibilidade	●A posição da sonda não está correta ●Não apliquei o gel	●Ajuste a posição da sonda ●Aplique o gel

Capítulo 9 Lista do dispositivo

Lista do dispositivo:		
Nome	Modelo	número
Doppler Fetal	Som de bebé C1	1
Sonda Doppler	DCD2E10 / DCD3E10	1
Manual do utilizador	—	1

Apêndice 1A importância do Monitor Doméstico Fetal

Acredita-se que:
A FCF é uma ferramenta útil na identificação da saúde fetal. Ao registar as alterações da FCF, os utilizadores podem observar a hipoxia fetal, o sofrimento fetal, a circular do cordão e outros sintomas. O teste do monitor doméstico fetal altera a frequência da FCF ao ouvir principalmente o som do coração fetal; O monitor doméstico fetal é um apoio poderoso na melhoria da segurança gestacional.
A frequência cardíaca fetal altera-se mais obviamente nos três períodos seguintes:
1. Dentro de 30 minutos após as mulheres grávidas se levantarem
2. Dentro de 60 minutos após as mulheres grávidas terminarem o almoço
3. Dentro de 30 minutos antes das mulheres grávidas irem para a cama
Nos três períodos acima, devido à mudança no estado corporal das mulheres grávidas, a atividade da digestão dos alimentos necessita que o corpo forneça mais oxigénio, relativamente, o oxigénio para o feto diminui. É fácil estimular sintomas como a anoxia fetal. Testar a FCF neste período pode mostrar melhor o estado saudável do feto.
Os três períodos acima só podem ser testados pelas próprias mulheres grávidas, por isso o monitor doméstico da FCF é muito importante. Aconselhamos as mulheres grávidas a medir todos os dias de manhã, ao meio-dia e à tarde/noite, medindo sempre a frequência cardíaca fetal e ouvindo a frequência cardíaca fetal por cerca de um minuto e a registar os resultados da medição para a referência médica quando for. ao hospital.
Geralmente, a frequência cardíaca fetal normal é: 120 BPM a 160 BPM; ligeiramente rápida demais: 161 BPM a 180 BPM; muito rápida: acima de 181 BPM; ligeiramente lenta demais: 119 BPM a 100BPM; muito lenta: abaixo de 99 BPM.
Este dispositivo pode detetar o som do coração fetal para fetos acima de doze semanas e verificar o visor de LCD. As leituras de FCF demasiado rápidas ou demasiado lentas exigem uma visita ao hospital para verificações adicionais para garantir a segurança fetal.

Apêndice 2Tabela de relatórios de saída acústica

Rótulo de índice	MI	TIS		TIB	TIC	
		Varredura	Sem varredura			Sem-varredura
			A _{aprt} ≤ 1 cm ²	A _{aprt} > 1 cm ²		

Valor máximo do índice			0,026	—	—	0,059	0,28	—
Parâmetros acústicos associados	P _m	(MPa)	0,036	—	—	—	—	—
	P	(mW)	—	—	—	—	6,4	—
	Mín. de [P _a (Z ₀), I _{zptm,a} (Z ₀)]	(mW)	—	—	—	6,24	—	—
	Z _s	(cm)	—	—	—	1,83	—	—
	Z _{0p}	(cm)	—	—	—	1,83	—	—
	Z _b	(cm)	—	—	—	—	0,2	—
	Z ao máx. I _{pi,at}	(cm)	0,6	—	—	—	—	—
	d _{cq} (Z ₀)	(cm)	—	—	—	—	0,48	—
	f _{awf}	(MHz)	1,99	—	—	1,99	1,99	—
Outras informações	Dim. de A _{aprt}	X	(cm)	—	—	1,52	1,52	—
		Y	(cm)	—	—	0,77	0,77	—
	t _d		(μsec)	CW	—	—	—	—
	p _{rr}		(Hz)	CW	—	—	—	—
	p _r ao máx. I _{pi}		(MPa)	0,037	—	—	—	—
	d _{cq} ao máx. I _{pi}		(cm)	—	—	—	0,47	—
Condições de controlo operacional	Compriment o focal	FL _a	(cm)	—	—	—	—	—
		FL _v	(cm)	—	—	—	—	—
	Definição de frequência (MHz)		2,0	—	—	2,0	2,0	—

Orientação e declaração do fabricante - emissão eletromagnética - para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS		
Orientação e declaração do fabricante - emissão eletromagnética		
O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente do utilizador do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> utiliza energia RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, as suas emissões de RF são muito baixas e pouco prováveis de causar qualquer interferência em dispositivos eletrônicos nas proximidades.
Emissões de RF CISPR 11	Classe B	O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> é adequado para a utilização em todos os estabelecimentos, incluindo os domésticos e os diretamente ligados à rede pública de alimentação de baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins domésticos.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS			
Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> deve garantir que seja utilizado nesse ambiente.			
Ensaio de imunidade	CEI 60601 Nível de ensaio	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
Descarga eletrostática (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV contacto ±15 kV ar	±8 kV contacto ±15 kV ar	Os pavimentos devem ser de madeira, betão ou azulejo de cerâmica. Se o pavimento estiver coberto com material sintético, a humidade relativa deve ser de pelo menos 30%. O fabricante pode recomendar ao utilizador os procedimentos de precaução contra ESD (descargas eletrostáticas).
Frequência de potência (50Hz) do campo magnético CEI 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos de frequência industrial devem estar nos níveis característicos de uma localização típica, num ambiente comercial ou hospitalar típico.

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletrom. para EQUIPAMENTOS e SISTEMAS que não sejam de SUPORTE DE VIDA			
Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> deve garantir que seja utilizado nesse ambiente.			
Ensaio de imunidade	CEI 60601 Nível de ensaio	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético – orientação
RF conduzida CEI 61000-4-6	3 V (0,15 MHz–80 Mhz), 6 V (em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz)	3 V (0,15 MHz–80 Mhz), 6 V (em bandas ISM entre 0,15 MHz e 80 MHz)	Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados mais próximos de qualquer peça do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> , incluindo os cabos, do que a distância de separação recomendada calculada com base na equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz até 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz até 2,7 GHz
RF irradiada CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz até 2,7GHz	10 V/m	Em que <i>P</i> é a aferição da potência de saída máxima do transmissor em Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e <i>d</i> é a distância de separação recomendada em metros (m). As intensidades de campo dos transmissores de RF fixa, conforme determinadas por uma inspeção eletromagnética do local, ³ deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência. ³ Podem ocorrer interferências nas proximidades do equipamento assinalado com o seguinte símbolo: 
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais altas. NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.			
a As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (telemóveis/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, emissão de rádio AM e FM e emissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos transmissores fixos de RF, deve ser considerado um levantamento eletromagnético ao local. Se a intensidade do campo medida no local em que o <i>Doppler Fetal de Bolso</i> é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o <i>Doppler Fetal de Bolso</i> deverá ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anômalo, podem ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação e realocização do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> . b Acima da gama de frequências de 150 kHz até 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.			

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o EQUIPAMENTO ou SISTEMA – para EQUIPAMENTO ou SISTEMA que não seja de SUPORTE DE VIDA






Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicações de RF portáteis e móveis e o <i>Doppler Fetal de Bolso</i>			
O <i>Doppler Fetal de Bolso</i> destina-se a ser usado num ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF irradiada são controladas. O cliente ou o utilizador do <i>Doppler Fetal de Bolso</i> pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o <i>Doppler Fetal de Bolso</i> conforme é recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicação.			
Potência de saída máxima nominal do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz até 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz até 2,7GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,67	11,67	23,33
Para os transmissores classificados a uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada, d em metros (m), pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a classificação de potência de saída máxima do transmissor em Watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequência mais alta. NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.			

Apêndice 4Sensibilidade Geral

Overall Sensitivity													
Diameter of Target Reflector (mm)	Distance (d) (mm)	Reflection Loss A(d)	Two-way Attenuation B=Σ B _r +B _u						V _r (r.m.s.) mV	V _s (r.m.s.) mV	C=20log ₁₀ $\left(\frac{V_r(r.m.s.)}{V_s(r.m.s.)}\right)$ dB	Overall Sensitivity (S=A(d)+B+C) dB	
			Σ B _r (Tmm B _r dB)				B _u (dB)	B (dB)					
1.58 A=45.7dB@ 2MHz	50	45.7	T	20	4.8	4.0	-	0	57.6	186	94	5.93	109.2
			B _r	40	9.6	8.0	-						
	75	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	175	90	5.78	107.8
			B _r	40	9.6	6.8	-						
	100	45.7	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	174	89	5.82	107.9
			B _r	40	9.6	6.8	-						
	200	45.7	T	20	4.8	-	-	0	49.6	173	90	5.68	100.9
			B _r	40	9.6	-	-						
2.38 A=43.2dB@ 2MHz	50	43.2	T	20	4.8	3.4	2.2	0	60.8	178	89	6.02	110.0
			B _r	40	9.6	6.8	4.4						
	75	43.2	T	20	4.8	3.4	1	0	58.4	170	90	5.52	107.1
			B _r	40	9.6	6.8	2						
	100	43.2	T	20	4.8	3.4	-	0	56.4	165	85	5.76	105.3
			B _r	40	9.6	6.8	-						
	200	43.2	T	20	4.8	1	-	0	51.6	160	85	5.49	100.2
			B _r	40	9.6	2	-						
Doppler Frequency (Hz)			333						Velocity of Target (cm/s)		12.5		


Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha indicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Si Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

	Volymjustering		Serienummer
	Tillverkare		Återvinning
	Tillverkningsdatum		Utgångsdatum
	Medicinteknisk produkt		Skyddas från solljus
	Förvara på svalt och torrt ställe		Atmosfäriskt tryck
	Temperaturgräns		Fuktighetsgräns
	Ömtålig, hanteras varsamt		Produktkod
	Satsnummer		Importerad av
	Denna sida uppåt		Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso

Kapitel 6 Produktspecifikation

Produktnamn: Fosterdoppler i fickformat

Modell nr.: Babyljud C1

Klassificering:

Elchocksskyddstyp: Internt strömförd utrustning.

Elchocksskyddsgrad: Typ CF applicerad del 

Skadlig vätsketätetsgrad:

Huvudenhet: Skyddsgrader genom tillslutning:IPX0.

Sond: Förebygger från vattenstänk, skyddsgrad: IPX4.

Säkerhetsgrad i närvaro av antändliga gaser: Utrustning ej lämplig för användning i närvaro av antändliga gaser.

Arbetsystem: Utrustning i kontinuerlig drift.

EMC: Grupp 1 Klass B.

Lämpligt användningsområde: Lämplig för användning efter den 12:e veckans graviditet.

Fysisk egenskap

Storlek: 135 mm (Längd) ×92 mm (bredd) ×29 mm (höjd)

Vikt: Cirka 245 g (inklusive batterier)

Miljö

Drift:

Temperatur: +5 °C~+40 °C

Fuktighet: ≤80%

Atmosfäriskt tryck: 70 kPa–106 kPa

Transport och förvaring:

Temperatur: -10 °C~+55 °C

Fuktighet: ≤93%

Atmosfäriskt tryck: 50 kPa–106 kPa

Display: 1.77"262K TFT display

FHR-prestanda

FHR-mätningsområde: 50 BPM ~ 240 BPM (BPM: slag per minut)

Upplösning: 1 BPM

Noggrannhet: ±2 BPM

Effektförbrukning:< 1 W

Automatisk Avstängning: Efter 1 minut utan signal stängs automatiskt av.

Rekommenderad batterityp: Två delar av 1,5 V DC-batteri (STORLEK AA LR6).

Ultraljudssond:

Nominell frekvens (2M/3M-sond): 2,0 MHz/3,0 MHz

Arbetsfrekvens (2M/3M-sond): (2,0±10 %)MHz/(3,0±10 %)MHz

Negativt toppljudtryck:P-: <1 MPa

Utgång strålintensitet:Iob: <20 mW/cm²

Lokal topp Temporal-genomsnittlig Härledd intensitet:Isp_{ta}: <100 mW/cm²

Ultraljudsutgångseffekt: P < 20 mW

Arbetsläge: Doppler med kontinuerlig våg

Effektivt strålningsområde för omvandlare: < 157mm²

Anm.:1 alla arbetsapplikationslägen, mekaniskt index: MI<1, termiskt index: TI<1.

Kapitel 7 Underhåll

7.1 Underhåll

Sondens akustiska yta är känslig och måste hanteras med försiktighet.

Gel måste torkas från sonden efter användning. Dessa försiktighetsåtgärder förlänger enhetens livslängd.

Användaren måste kontrollera att utrustningen inte har tecken på skada som kan påverka patientens säkerhet eller förmågan för fosterdopplern i fickformat före användning. Den rekommenderade inspektionsintervallen är en gång per månad eller mindre. Om skada är tydlig, rekommenderas utbyte före användning.

Utrustningen måste genomgå periodisk säkerhetsprovning för att garantera korrekt isolering för patient från läckströmmar. Detta ska inkludera läckströmsmätning. Den rekommenderade provningsintervallen är en gång vartannat år eller som specificeras i institutionens provnings- och inspektionsprotokoll.

FHR:s noggrannhet kontrolleras av utrustningen och kan inte justeras av användaren. Om FHR-resultatet är osäkert, använd annan metod såsom stetoskop för att omedelbart kontrollera eller kontakta lokal återförsäljare eller tillverkare för att få hjälp.

7.2 Rengöring

Stäng av och ta ur batterierna före rengöring.

Håll anordningens utvändiga yta ren och fri från damm och smuts, rengör den utvändiga ytan på chassit (inklusive display) med en torr och mjuk trasa.

Rengör vid behov chassit med en torr trasa fuktad i en lösning av tvål eller vatten och torka torr med en ren trasa omedelbart.

Torka sonden med torr trasa för att få bort rester av ultraljudskopplingsgel. Rengör endast med tvål och vatten.

FÖRSIKTIGHET: Använd inte starka lösningar, som till exempel aceton.

FÖRSIKTIGHET: Använd aldrig repande medel som stålull eller metallpolish.

FÖRSIKTIGHET: Låt inte någon vätska tränga in i produkten och sänk inte några delar av anordningen i någon vätska.

FÖRSIKTIGHET: Undvik att hålla vätskor på anordningen under rengöring.

FÖRSIKTIGHET: Lämna inte någon rengöringslösning på anordningens yta.

Anm.: Torka sondens yta med 70 % etanol, låt lufttorka eller rengör med en ren och torr trasa.

7.3 Desinficering och sterilisering

Rengör utrustningens låda, sond med mera som ovan, och torka sedan av sonden med en dammvippa fuktad med alkohol (70 % etanol).

Torka sonden med en ren och torr trasa för att få bort alla resterande fukt.

OBS:

1.Rekommenderade intervaller för rengöring, sterilisering och desinficering är en gång i månaden.

2.Efter rengöring, sterilisering och desinficering måste användarna inspektera om någon tydlig skada uppstått som kan påverka patientens säkerhet och instrumentets prestanda.

WARNING: Försök aldrig sterilisera sonden eller utrustningen genom lågtemperatursånga eller annan metod.

Kapitel 8 Lösningar för möjliga problem

Om följande problem uppstår när du använder anordningen, vänligen försök lösa dem enligt nedan:

Problem	Möjliga orsaker	Åtgärder
Svagt ljud	C-Volymen är för låg C-Effekten är låg C>Ingen gelsmörjning gjord	C Justera volymen C Byt ut batteriet C Smörj med gel
Buller	C-Sonden är för nära huvudenheten□ C Störning från extern signal C-Effekten är låg	C Öka avståndet lite mellan sonden och huvudenheten C Håll på avstånd från extern signal C Byt ut batteriet
Låg känslighet	C-Sondens position är inte korrekt C Ingen gelsmörjning gjord	C Justera sondens position C Smörj med gel

Kapitel 9 Lista för anordningen

Lista för anordningen:

Namn	Modell	Nummer
Fosterdoppler	Babyljud C1	1
Dopplersond	DCD2E10/DCD3E10	1
Användarmanual	—	1

Bilaga 1

Vikten med fostermonitor för hushållsbruk

Man anser att:

FHR är ett användbart verktyg för att identifiera fostrets hälsa. Genom att registrera FHR-ändringar, kan användare observera syrebrist hos fostret, fetal distress, navelsträng kring halsen och andra symptom. Fostermonitorn för hushållsbruk testar ändringar i FHR-värdet genom att huvudsakligen lyssna på fosterhjärtats ljud; Fostermonitorn för hushållsbruk är en kraftfull support för att förbättra graviditetssäkerhet.

Fostrets hjärtfrekvens ändras tydligast i följande tre perioder:

1. Inom 30 minuter efter att de gravida kvinnorna stiger upp

2. Inom 60 minuter efter att de gravida kvinnorna avslutat sin lunch

3. Inom 30 minuter innan de gravida kvinnorna går och lägger sig

För de tre perioderna ovan och på grund av ändringen av de gravida kvinnornas kroppstillstånd behöver kroppen för matsmältningsaktiviteten mer syre och fostret får därmed mindre syre. Det är lätt att stimulera symptom som fetal syrebrist. Testning av FHR inom denna period kan visa fostrets hälsotillstånd när det är som bäst. De tre perioderna ovan kan endast testas av de gravida kvinnorna själva, så FHR-monitorn för hushållsbruk är mycket viktig. Vi råder de gravida kvinnorna att mäta tidigt varje dag, mitt på dan och kväll/nattetid, med mätning varje gång av fostrets hjärtfrekvens och genom att lyssna till fostrets hjärtfrekvens och registrera mätresultaten för hänvisning till läkare när du går till sjukhuset.

I allmänhet är fostrets normala hjärtfrekvens följande: 120 BPM~160 BPM; något för snabb: 161 BPM~180 BPM; för snabb: över 181 BPM; något för långsam: 119 BPM~100 BPM; mycket för låg: under 99 BPM.

Anordningen kan detektera hjärtljud för foster under tolv veckor och kontrollera LCD-displayen. FHR-mätningar som är för snabba eller för långsamma, kräver ett sjukhusbesök för ytterligare kontroller för fostrets säkerhet.

Bilaga 2

Rapporttabell för ljudutgång

Test-läge: CW-läge

Omvandlartyp: CD2.0M

Indexetikett			MI	TIS		TIB	TIC	
				Skanning	Ingen skanning			Ej skanning
Max indexvärde			—		—	0,059	0,28	
Associerade ljudparametrar	P _{ca}	(MPa)	0,036	—	—	—	—	—
	P	(mW)	—	—	—	6,4	—	
	Min.av [P _{ca} (Z _c), I _{prts} /Z _c]	(mW)	—	—	6,24	—	—	
	Z _s	(cm)	—	—	1,83	—	—	
	Z _{bp}	(cm)	—	—	1,83	—	—	
	Z _b	(cm)	—	—	—	0,2	—	
	Z vid max. I _{prts}	(cm)	0,6	—	—	—	—	

	d _{eq} (Z _b)		(cm)					0,48	
	f _{awf}		(MHz)	1,99	—	—	1,99	1,99	—
	Dim av A _{spet}	X	(cm)		—	—	1,52	1,52	—
		Y	(cm)		—	—	0,77	0,77	—
Övrig information	t _d		(µsec)	CW					
	p _{rr}		(Hz)	CW					
	p _r vid max. I _{pr}		(MPa)	0,037					
	d _{eq} vid max. I _{pr}		(cm)					0,47	
	I _{prts} vid max. MI		(W/cm ²)	0,31					
	Fokal längd	FL _x	(cm)			—	—		
		FL _y	(cm)			—	—		
Driftkontrollförhållanden	Frekvensinställning (MHz)			2,0	—	—	2,0	2,0	—

Bilaga 3

Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk strålning för samtlig UTRUSTNING och SYSTEM

Vägledning och tillverkarens försäkran – elektromagnetisk strålning		
<i>Fosterdopplern i fickformat</i> är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden för användaren av <i>Fosterdoppler i fickformat</i> ska säkerställa att den används i en sådan miljö.		
Strålningstest	Överensstämmande	Elektromagnetisk miljö–vägledning
RF-strålning CISPR 11	Grupp 1	<i>Fosterdopplern i fickformat</i> använder RF-energi endast för dess interna funktion. Därför är dess RF-strålning väldigt låg och det är inte sannolikt att den orsakar interferens med närliggande elektronisk utrustning.
RF-strålning CISPR 11	Klass B	<i>Fosterdopplern i fickformat</i> är lämplig för användning i alla anläggningar, inklusive hushåll och de som är direkt anslutna till offentliga lågspänningsnätverk som ger byggnader som används för hushållsytten.

Vägledning och tillverkarens försäkran– elektromagnetisk immunitet för samtlig UTRUSTNING och SYSTEM

Vägledning och tillverkarens försäkran– elektromagnetisk immunitet			
<i>Fosterdopplern i fickformat</i> är avsedd för användning i elektromagnetisk miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av <i>Fosterdopplern i fickformat</i> ska säkerställa att den används i sådan miljö.			
Immunitetstest	IEC 60601-testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö–vägledning
Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV-kontakt ±15 kV luft	±8 kV-kontakt ±15 kV luft	Golven ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golvet är täckt med syntetiskt material ska den relativa fuktigheten vara minst 30 %. Tillverkaren kan rekommendera förebyggande ESD-procedurer för användaren.
Effektfrekvens (50Hz) magnetfält IEC 61000-4-8	30A/m	30A/m	Magnetiska fält från strömfrekvens ska vara vid nivåer som är karakteristiska för en typisk plats i en typisk kommersiell eller sjukhusmiljö.

Vägledning och tillverkarens försäkran– elektromagnetisk immunitet för UTRUSTNING och SYSTEM som inte är LIVSSTÖDJANDE

Vägledning och tillverkarens försäkran– elektromagnetisk immunitet			
<i>Fosterdopplern i fickformat</i> är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som beskrivs nedan. Kunden eller användaren av <i>Fosterdopplern i fickformat</i> ska säkerställa att den används i sådan miljö.			
Immunitetste st	IEC 60601-testnivå	Efterlevnadsnivå	Elektromagnetisk miljö–vägledning
Konducerad RF IEC 61000-4-6	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz)	3 V(0,15 MHz–80 MHz),6 V(i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz)	Bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation ska användas inte närmare någon del av <i>Fosterdopplern i fickformat</i> , inklusive kablar, än det rekommenderade avståndet som beräknas från ekvationen som kan tillämpas till sändarens frekvens. Rekommenderat separationsavstånd $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 800 MHz till 2,7 GHz
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz till 2,7GHz	10 V/m	Där <i>P</i> är värdet för sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare och <i>d</i> är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av en elektromagnetisk fältstudie, ^a ska vara mindre än efterlevnadsnivån i varje frekvensområde. ^b Interferens kan inträffa i närheten av utrustning som är markerad med följande symbol:
ANM. 1 vid 80 MHz och 800 MHz, tillämpas högre frekvensområde. ANM. 2 Dessa riktlinjer kanske inte stämmer i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkar absorption och återspeglng från strukturer, föremål och personer.			
a Fältstyrkor från fasta sändare, såsom basstationer för radio, (mobila/sladdlösa) telefoner och landmobilaradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändning kan inte förutsägas teoretiskt med precision. För att bedöma den elektromagnetiska omgivningen till följd av fasta RF-sändare, ska en elektromagnetisk fältstudie övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där <i>Fosterdopplern i fickformat</i> används överskrider den tillämpbara RF-efterlevnadsnivån ovan, ska <i>Fosterdopplern i fickformat</i> observeras för att kontrollera normal drift. Om onormal prestanda observeras, kan ytterligare metoder bli nödvändiga, såsom omorientering eller omplacering av <i>Fosterdopplern i fickformat</i> .			
b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz, ska fältstyrkor vara mindre än 3 V/m.			

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil

RF-kommunikationsutrustning och UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET - för UTRUSTNING eller SYSTEM som inte är LIVSSTÖDJANDE

Rekommenderat separationsavstånd mellan Bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation och Fosterdopplern i fickformat			
<i>Fosterdopplern i fickformat</i> är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där RF-strålningsstörningar kontrolleras. Kunden eller användaren av <i>Fosterdoppler i fickformat</i> kan bidra till att förebygga elektromagnetisk interferens genom att hålla ett minimalt avstånd mellan bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation (sändare) och <i>Fosterdoppler i fickformat</i> som rekommenderas nedan, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala utgångseffekt.			
Bedömd maximal uteffekt för sändaren (W)	Separationsavstånd i enlighet med sändarens frekvens (m)		
	150 kHz till 80 MHz	80 MHz till 800 MHz	800 MHz till 2,7 GHz
	$d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,117	0,117	0,233
0,1	0,369	0,369	0,738
1	1,167	1,167	2,333
10	3,689	3,689	7,379
100	11,67	11,67	23,33

För sändare som bedöms vid en maximal uteffekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens, där *P* motsvarar sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, tillämpas separationsavståndet för det högre frekvensområdet.

ANM. 2 Dessa riktlinjer kanske inte stämmer i alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkar absorption och återspeglng från strukturer, föremål och personer.

Bilaga 4

Total känslighet

Overall Sensitivity			
---------------------	--	--	--