


ELETTRODI ELECTRODES

Elettrodo autoadesivo
per stimolazione elettrica

Self-adhesive electrode
pads for electrical stimulation



Connettore con pin da 2 mm
2mm pin connector

GIMA 28408

Importato da / Imported by:

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060

Gessate (MI) Italy - gima@gimaitaly.com -

export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

MADE IN CHINA



6 971763 600124



000007

Uso previsto - Intended use

IT - L'elettrodo autoadesivo è destinato a essere utilizzato come interfaccia adesiva conduttiva riutilizzabile tra la pelle del paziente e gli stimolatori elettrici in commercio, ad es. TENS (stimolazione elettrica transcutanea nervosa), EMS (stimolazione elettrica muscolare), IF o OFC (corrente interferenziale) o PGF (stimolazione galvanica pulsata) per la trasmissione di corrente elettrica, per l'uso da banco o su prescrizione - Pazienti di destinazione: gli elettrodi autoadesivi sono solo per adulti.

GB - Self-adhesive electrode is intended for use as a reusable, conductive adhesive interface between the patient's skin and the marketed electrical stimulators, i.e. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), EMS (Electrical Muscular Stimulation) IF or IFC (Interferential Current) or PGF (Pulsed Galvanic Stimulation) for transmitting electrical current, for OTC (Over-The-Counter) or prescription use.
Patient population: the self-adhesive electrode pads are for adults only



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Shenzhen Roundwhale Technology Co., Ltd.
202,2/F, Building 27, Dafa Industrial park,
Longxi Community, Longgang District, Shenzhen,
China - Made in China

REF P5050

Istruzioni per l'uso - Directions for use

Applicazione

1. Pulire accuratamente la pelle prima di ogni applicazione degli elettrodi. Gli elettrodi non aderiscono bene se sulla pelle sono presenti lozioni, oli, trucco, sporizia, ecc.
2. Spegnerlo lo stimolatore prima di applicare gli elettrodi sulla pelle.
3. Inserire i terminali del filo conduttore del dispositivo nei connettori del filo dell'elettrodo.
4. Rimuovere gli elettrodi dal rivestimento protettivo e applicarli saldamente sulla pelle.

Rimozione

1. Spegnerlo lo stimolatore prima di rimuovere gli elettrodi dalla pelle.
2. Sollevando un angolo dell'elettrodo, rimuovere l'elettrodo dal rivestimento protettivo e staccarlo. Non staccare l'elettrodo dal filo.
3. Posizionare gli elettrodi sulla guaina e scollegare il filo conduttore ruotando e tirando i connettori del filo dell'elettrodo.

Cura e conservazione

1. Tra un utilizzo e l'altro, conservare gli elettrodi nella busta richiudibile in un luogo fresco e asciutto.
2. La durata degli elettrodi varia a seconda delle condizioni della pelle, della conservazione, della quantità di utilizzo, del tipo di stimolazione e del sito di stimolazione. La durata degli elettrodi può essere prolungata seguendo attentamente le istruzioni di applicazione riportate sopra e sotto.
3. Evitare che gli elettrodi siano esposti alla luce solare diretta o all'umidità eccessiva. Condizioni di conservazione consigliate: 5°C-27°C, umidità relativa: 40%-70%.
4. NON lasciare gli elettrodi scoperti all'aria per non compromettere la viscosità e le prestazioni del prodotto.

Attenzione

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
2. Gli elettrodi sono destinati esclusivamente all'uso da parte di un singolo paziente.
3. NON applicare sulla pelle lesionata. In caso di eruzione cutanea, interrompere l'uso e contattare il medico. NON utilizzare durante la guida di veicoli o l'utilizzo di macchinari.
4. NON smontare o modificare gli elettrodi.
5. Da utilizzare esclusivamente con dispositivi di stimolazione elettrica.
6. NON usare su bambini o neonati. Gli elettrodi non sono stati sottoposti a valutazione per l'uso pediatrico.



Application

1. Clean skin thoroughly prior to each application of electrodes. Electrodes do not stick well if any lotions, oil, make-up, dirt, etc, is left on the skin.
2. Turn the stimulator off before you apply the electrodes to your skin.
3. Insert the pins of the lead wire from the device into the electrode wire connectors.
4. Remove the electrodes from the protective liner and apply firmly to the skin.

Removal

1. Turn the stimulator off before you remove the electrodes from the skin.
2. Lifting a corner of electrode, remove the electrode from protective liner, peel it away. Do not peel the electrode by wire.
3. Place the electrodes on the liner and disconnect the lead wire by twisting and pulling at the electrode wire connectors.

Care and storage

1. Between uses, store the electrodes in the resealable bag in a cool, dry place.
2. The life of the electrodes varies depending on skin conditions, storage, amount of use, type of stimulation and stimulation site. Electrode life may be extended by carefully following the application instructions above and below.
3. Avoid electrodes from being exposed to direct sunlight or extreme humidity. Recommended storage conditions: 5°C-27°C. Relative humidity: 40%-70%.
4. DO NOT leave the electrodes uncovered in air as this will decrease the viscosity and performance of the product.

Caution

1. Read instructions carefully prior to use.
2. The electrodes are intended for single patient use only.
3. DO NOT apply to broken skin. Should skin rash occur, discontinue use and contact your physician, DO NOT use while driving a motorized vehicle or while operating machinery.
4. DO NOT disassemble or alter electrodes.
5. For use with electrical stimulation type devices only.
6. DO NOT use on children or infants. These devices have not been evaluated for pediatric use.

UDI

LATEX
FREE



LOT

