



LiceTreat

• **PETTINE MANUALE
PER PIDOCCHI**

• **MANUAL LICE COMB**

• **PEIGNE À POUX
MANUEL**

• **PEINE PARA
PIOJOS MANUAL**

• **MANUELLER
LÄUSEKAMM**

• **XEIPOKINHTO XTENA
ΨΕΙΡΩΝ**

• **PENTE MANUAL
PARA PIOLHOS**

• **PIPTENE MANUAL
PENTRU PADUCHI**

• **Consigliato per trattare ed
eliminare lendini e pidocchi**

• **Recommended to treat and
remove nits and lice**

• **Recommandé pour traiter et
éliminer les lentes et les poux**

• **Recomendado para tratar y
eliminar liendres y piojos**

• **Recomendado para tratar e
remover lêndreas e piolhos**

• **Empfohlen zur Behandlung und
Nissen und Läuse entfernen**

• **Συνιστάται για θεραπεία και
αφαίρεση τις κόνιδες και τις ψείρες**

• **Recomandat a trata si
indepartați lăndinile și păduchi**

GIMA

GIMA
www.gimaitaly.com



UTILIZZO: I denti lunghi e fitti del pettine anti pidocchi sono studiati appositamente per staccare pidocchi e lendini.

ISTRUZIONI: Districare i capelli prima dell'uso per facilitare il passaggio dei denti. I capelli devono essere asciutti. • A poco a poco pettinare lentamente i capelli dalla radice fino alle punte, prestando particolare attenzione in ogni zona dove potrebbero trovarsi pidocchi e lendini. • La lente d'ingrandimento e la spazzola sul tappo del coperchio aiutano la rimozione anche dei più piccoli e garantiscono una buona pettinatura. • Se necessario, ripetere l'operazione più volte, soprattutto durante il periodo di prevenzione delle infezioni.

PULIZIA E DISINFEZIONE: Dopo l'uso, usare con cautela la spazzola per la pulizia dei denti del pettine anti pidocchi. Si consiglia di disinfettare la parte metallica con alcol al 70% dopo ogni utilizzo.

E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.



UTILISATION: Les longues et délicates dents rapprochées du peigne anti-poux sont conçues spécialement pour décrocher les poux et leurs lentes.

INSTRUCTIONS: Démêler les cheveux avant l'usage pour faciliter le passage des dents spéciales. Vos cheveux doivent être secs. • Petit à petit et doucement peignez vos cheveux de la racine à la pointe en faisant attention à tous les endroits où se trouvent les poux ou les lentes. • La loupe et la brosse de nettoyage sur le capuchon du couvercle permettent d'enlever les plus petits poux et d'effectuer un bon peignage. • Répéter l'opération plusieurs fois si cela est nécessaire, particulièrement en période d'infection ou en prévention.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION: Utiliser la brosse pour nettoyer soigneusement les dents du peigne anti-poux après l'usage. Il est recommandé de désinfecter la partie métallique avec de l'alcool à 70% après chaque utilisation. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.



UTILIZATION: The long, delicately closed teeth of the lice comb are especially designed for detaching the lice and their nits.

INSTRUCTION: Disentangle the hair before the usage for facilitating the passage of the special teeth. Your hair should be dry. • Little by little slowly comb your hair from the root to the end, pay attention to every spot of host for the lice or nit. • The built in magnifier and the cleaning brush on the cover cap help mousing out the smallest lice and verify a great carding. • Repeat the operation several times if necessary, notably during the period of infection or for the prevention.

CLEANING AND DISINFECTION: Use the brush in order to carefully clean the teeth of the lice comb after the usage. It's recommended to disinfect the metallic part with 70% alcohol after each use.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.



EMPLEO: Los dientes largos y delicadamente cerrados del peine anti-piojos, están especialmente diseñados para despegar los piojos y los liendres.

INSTRUCCIONES: Desenrede el cabello antes de usarlo para facilitar el paso de los dientes especiales. El cabello debe estar seco. • Peine lentamente el cabello, un poco a la vez, desde las raíces hasta las puntas, poner atención a cada rincón donde pueden haber piojos o liendres. • La lupa integrada y el cepillo de limpieza en la tapa ayuda a eliminar las liendres más pequeñas y a verificar el buen resultado. • Si es necesario, repita la operación varias veces, sobre todo durante el periodo de infección o para la prevención.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Utilice el cepillo para limpiar cuidadosamente los dientes del peine anti-piojos después del uso. Se recomienda desinfectar la parte metálica con alcohol al 70% después de cada uso.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

REF 24400 LOT 000003



Gima S.p.A - Via Marconi, 1
20060 Gessate - (Mi) - Italy
Made in China



GIMA

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



8 023279 244007

S09311 Rev. 2-01/24
Size 11,5x17 cm

