

IT - Importante: 1) Togliere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato. 2) Tenere fuori dalla portata dei bambini. 3) Non immergere in acqua o liquidi. 4) Evitare l'esposizione a fonti di calore o luce diretta. 5) Condizioni di esercizio e conservazione: da 10 a 40°C. 6) Non utilizzare diversi tipi di batterie insieme, oppure batterie vecchie e nuove. 7) Se rilevate malfunzionamenti rivolgetevi al vostro rivenditore. **Utilizzo:** 1) Svitare il porta lampadina e inserire le batterie, osservando che le polarità siano corrette. 2) Premere la clip per accendere la lampadina. 3) Nel regolare la messa a fuoco della lampadina, inserirvi o collegare la molla del tenditore nella sezione filettata della lampadina. È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

GB - Important: 1) Remove the batteries when not in use. 2) Place or store beyond the reach of children. 3) Don't submerge or soak into the water. 4) Avoid excessive exposure to heat or direct sunlight. 5) Operating and storage temperature from 10 to 40°C. 6) Do not mix different types of batteries together or old and new batteries. 7) Contact the nearest agent when malfunction occurs. **How to use:** 1) Unscrew the bulb holder and insert the batteries, verify that the polarity is correct. 2) Press the clip to activate the light. 3) In adjusting the bulb's focus, slip over or attach the tensioner coil spring onto the bulb's threaded section. All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

CH REP **Medicare Ag**
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP **MacIn Power Ltd**
20 Wenlock Road London N1 7GU
England, United Kingdom

FR - Important: 1) Extraire les batteries lorsque le produit n'est pas utilisé. 2) Tenir hors de la portée des enfants. 3) Ne pas plonger dans l'eau ou les liquides. 4) Éviter l'exposition aux sources de chaleur ou à la lumière directe. 5) Conditions de fonctionnement et de conservation: de 10 à 40°C. 6) Ne pas mélanger de types différents de batteries ni de batteries vieilles et neuves. 7) Si des défauts de fonctionnement sont détectés, contacter le revendeur. **Utilisation:** 1) Dévisser le porte-ampoule et introduire les batteries, en veillant à ce que les polarités soient exactes. 2) Appuyer sur le clip pour allumer l'ampoule. 3) Pour ajuster la mise au point de l'ampoule, introduire ou relier le ressort du tendeur dans la section filettée de l'ampoule. Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif médical livré doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel on a son siège.

E - Important: 1) Sacar las baterías cuando el producto no se utiliza. 2) Mantener fuera del alcance de los niños. 3) No sumergir en agua o líquidos. 4) Evitar la exposición a fuentes de calor o luz directa. 5) Condiciones de funcionamiento y de conservación: de 10 a 40°C. 6) No mezclar tipos diferentes de baterías o baterías viejas y nuevas. 7) Si se detectan disfunciones, ponerse en contacto con el vendedor. **Uso:** 1) Desatornillar el portabombilla y entonces insertar las baterías, asegurándose de que las polaridades sean correctas. 2) Presionar el clip para encender la bombilla. 3) Para ajustar el enfoque de la bombilla, insertar y conectar el resorte del tensor en la sección roscada de la bombilla. Todo incidente grave que se ha producido en relación con el producto sanitario debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en que se tiene el domicilio social.



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gimait@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Taiwan

Porta lampadina / Bulb Holder
Porte-ampoule / Portabombilla
(Girare in senso orario / Turn Clockwise)
(Tourner dans le sens horaire)
(Girare in el sentido horario)

Lampadina / Bulb
Ampoule / Bombilla
(Inserire a fondo / Slip/Push through)
(Introduire en profondeur)
(Insertar a fondo)

Batterie tipo AAA
AAA Size Batteries
Baterías de tipo AAA
Baterías de tipo AAA


Utilizzare solo il corretto tipo di batteria (tipo "AAA" R03x2 pezzi) e lampadina (3.0V LED).
Use only the right type of battery ("AAA" Size R03x2 Pieces) and Lamp (3.0V LED bulb).
Utiliser seulement le type correct de batterie (2 unités "AAA" R03) et d'ampoule (LED 3.0V).
Utilizar sólo el tipo correcto de baterías (2 "AAA" R03) y de bombilla (LED 3.0V).



Lucciola a luce led
Led torch

Lucciola a luce led - Led torch

- Lampe stylo à led
- Linterna de exploración led



www.gimaitaly.com



S09371 Rev. 2 - 04/26
Size 14,3x4,2x1,5 cm