



Steril gel
Ultrason
20 ml e

ULTRASONİK İLETKEN JEL

İÇERİK: Deionized water, Carbomer, SodiumHydroxide, MonoPropylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

ÜRÜN TANIMI

Ultrason iletimi için steril temas medyası

UYARILAR

- Yalnız tıbbi profesyonel kullanımı içindir.
- Yutmayınız.
- Aşırı duyarlılık durumunda prosedürü durdurun.
- Bulaşın önlenmesi amacıyla steril teknik kullanılır.
- Cihazın tekrar kullanımı, hastada çapraz kontaminasyon, enfeksiyon riski ve/veya yan etki yaratabilir.

KULLANIM AMACI

Viskoz jel gereken invaziv medikal prosedürlerde (diyagnostik veya terapötik) kontakt medya olarak tek kullanımlık steril jel.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tüm ultrasonografi ve dopler uygulamalarında cilt ile prop arasındaki havayı iterek sonografi dalgalarının cihaz muayene alanına daha iyi penetrasyonunu sağlar ve yansıyan dalgalarda kayıpları azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ

- Dönüştürücüye (cihaz probuna) yeterli miktarda jel uygulayın.
- Burun yerine dönüştürücü (prob) üreticisinin talimatlarını izleyin.
- Ultrason prob/transducer için steril kılıfı kullanılması tavsiye edilir.

- Toksik değil -Hassasiyet yaratmaz -İritasyon yapmaz
- Lekelemez -Formaldehit içermez -Paraben içermez -Tuz içermez -Dermatolojik olarak test edilmiştir -Hipoalerjenik -PVC içermez-Suda çözünür -Ultrason prob/transducer lar için PE/PU/Polyisoprene/Latex kılıflarıyla uyumludur.

STERILE **MD**

turkuaz

Turkuaz Sağlık Hizmetleri, Medikal, Temizlik Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
No:45/5 34522 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
T +90 212 428 6848 Pbx F +90 212 428 6853
Info@turkuazsaaglik.com.tr / www.turkuazsaaglik.com.tr

Rev:07 / 13.12.2022



Sterile gel
Ultrasound
20 ml e

ULTRASONIC TRANSMISSION GEL

INGREDIENTS: Deionized water, Carbomer, SodiumHydroxide, MonoPropylene Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

PRODUCT DESCRIPTION

Sterile contact medium for ultrasound transmission

WARNING

- For medical professional use only
- Do not swallow.
- Stop the procedure in case of hypersensitivity.
- Sterile technique is used to avoid contamination.
- Re-use of the device could result in cross-contamination and infection risk or adverse reaction for the patient.

INTENDED USE

Disposable sterile gel as contact media for invasive medical procedures (diagnostic or therapeutic) where a viscous gel is required.

OPERATION PRINCIPLE

In all ultrasonography and doppler applications, it pushes the air between the skin and the probe, providing better penetration of sonography waves into the device examination area and reducing losses in reflected waves.

APPLICATION

- Apply enough gel on the transducer (probe).
- Follow the instructions of transducer (probe) manufacturer's instructions instead.
- It is recommended to use with a sterile cover for the ultrasound probe / transducer.

- Non-toxic -Not-sensitive -Non-irritating -Non-staining -No formaldehyde -Paraben free -Salt free -Dermatologically tested
- Hypo-allergenic -PVC free -Water soluble -Compatible with PE/PU/ Polyisoprene/Latex covers for ultrasound probes/transducers



UDI
(01) GTINBARCODE
(10) LOTNUMBER
(11) YYMMDD
(17) YYMMDD

LOT 0000000000
REF SUG-0001
YYYY-MM-DD
Y1015.102.0001