

90.00mm

180.00 mm

113.00 mm

Value&Safe

Filtering Mask - Earloop - light grey
Masque filtrant
Avec élastique - gris clair
Mascherina filtrante
Con elastico - grigio chiaro
Mascarilla filtrante
Con elástico - gris claro
Filtermaske - Mit elastischem
Ohrband - hellgrau



FFP2 NR
>94%

20 Pieces
Pièces
Pezzi
Piezas
Stücke

🇬🇧 This respiratory mask is suitable for protection against solid aerosols and non-toxic liquids - **NON-STERILE, SINGLE-USE, DUSTPROOF - 42.8% nonwoven fabric, 28.6% hot-air cotton, 28.6% meltblown fabric** - Do not press excessively during transport, in order to avoid damaging the package. 3-year validity, do not use beyond expiration date.

🇫🇷 Ce masque de protection est adapté pour protéger contre les aérosols solides et liquides non toxiques - **NON STÉRILE, JETABLE, ANTI-POUSSIÈRE - 42.8% TNT, 28.6% coton à air chaud, 28.6% tissu meltblown** - Ne pas écraser excessivement pendant le transport pour éviter d'endommager le colis. Valable pendant 3 ans, ne pas utiliser au-delà de la période de validité.

🇮🇹 Questa mascherina respiratoria è adatta per proteggere contro gli aerosol solidi e liquidi non tossici - **NON STERILE, MONOUSO, ANTIPOLVERE - 42.8% TNT, 28.6% cotone ad aria calda, 28.6% tessuto meltblown** - Non schiacciare eccessivamente durante il trasporto per evitare di danneggiare la confezione. Validità di 3 anni, non utilizzare oltre il periodo di validità.

🇪🇸 Esta mascarilla respiratoria es adecuada para proteger contra los aerosoles sólidos y líquidos no tóxicos - **NO ESTÉRIL, DESCARTABLE, ANTIPOLVO - 42.8% TNT, 28.6% algodón de aire caliente, 28.6% tela meltblown** - No aplastar excesivamente durante el transporte para evitar dañar el envase. Validez de 3 años, no utilizar fuera del periodo de validez.

🇩🇪 Diese Atemschutzmaske ist zum Schutz vor festen und ungiftigen flüssigen Aerosolen geeignet - **NICHT STERIL, EINWEG, STAUBSCHUTZ - 42.8% Vliesstoff, 28.6% Heißluftbaumwolle, 28.6% Meltblown-Stoff** - Während des Transport nicht zu sehr zusammendrücken, um Schäden an der Verpackung zu vermeiden. 3 Jahre haltbar, nicht über das Ablaufdatum hinaus verwenden.

EU: 2016/425 - EN 149:2001 + A1:2009

LOT



Per indossare

1. Posizionare il nasello sul naso e la maschera su mento.
 2. Tirare gli elastici dietro le orecchie e sistemare la maschera.
 3. Adattare il nasello al naso.
 4. Verificare l'aderenza al viso.
- ⚠️ **ATTENZIONE**
- a. È prevedibile un rischio se il prodotto viene utilizzato in ambiente chirurgico o con esposizione significativa a liquidi e fluidi corporei o altri fluidi pericolosi, se viene utilizzato in un ambiente clinico dove esiste un alto livello di rischio di infezione per inalazione o se viene utilizzato in presenza di una fonte di calore intenso o di un gas infiammabile.
 - b. Il prodotto non è pensato per l'uso in un ambiente anossico e un ambiente subacqueo.
 - c. Verificare l'integrità prima dell'uso.
 - d. Il prodotto non è un respiratore.
 - e. La maschera non elimina il rischio di contrarre malattie o infezioni.
 - f. L'uso scorretto e la conservazione errata del prodotto possono comportare disturbi.
 - g. Non usare oltre il periodo di validità.
 - h. Non usare se la confezione è danneggiata.
 - i. Do not use with oxygen and only in a ventilated area with oxygen >19% and for one work shift. Any modifications, damage or the presence of hair and beards will decrease efficiency. If you feel unwell, leave the work area and return to areas with fresh air. Avoid use in highly contaminated areas or at risk of explosion.
 - l. La mascherina è monouso, non deve essere utilizzata per più di un turno lavorativo

Wearing instructions

1. Place the nose piece on your nose and the mask on your chin.
 2. Pull the elastic loops behind your ears and adjust the mask.
 3. Adjust the nose piece to your nose.
 4. Make sure that the mask fits close to your face.
- ⚠️ **WARNING**
- a. Risk may be expected if the product is used in a surgical setting or in a setting with significant exposure to bodily or other hazardous liquids or fluids; or used in a clinical setting where the risk of infection through inhalation is high; or used in the presence of a high intensity heat source or flammable gas.
 - b. The product is not designed for use in an anoxic or an underwater environment.
 - c. Check for integrity before use.
 - d. This product is not a respirator.
 - e. The mask does not eliminate the risk of contracting any disease or infection.
 - f. Failure to properly use and maintain this product could result in illness.
 - g. Do not use beyond the period of validity.
 - h. Do not use if the packaging is damaged.
 - i. Do not use with oxygen and only in a ventilated area with oxygen >19% and for one work shift. Any modifications, damage or the presence of hair and beards will decrease efficiency. If you feel unwell, leave the work area and return to areas with fresh air. Avoid use in highly contaminated areas or at risk of explosion.
 - l. The face mask is disposable, it must not be used for more than one work shift

Comment le porter

1. Placer la partie supérieure sur le nez et le masque sur le menton.
 2. Tirer les élastiques derrière les oreilles et ajuster le masque.
 3. Mettre la partie supérieure sur le nez.
 4. Vérifier l'adhérence au visage.
- ⚠️ **ATTENTION**
- a. Un risque peut être attendu si le produit est utilisé dans un environnement chirurgical ou avec une exposition importante à des fluides corporels ou autres fluides dangereux, s'il est utilisé dans un environnement clinique où il existe un risque élevé d'infection par inhalation ou s'il est utilisé en présence d'une source de chaleur intense ou d'un gaz inflammable.
 - b. Le produit n'est pas conçu pour l'utilisation dans un environnement anoxique ou sous-aquatique.
 - c. Vérifier l'intégrité avant utilisation.
 - d. Le produit n'est pas un respirateur.
 - e. Le masque n'élimine pas le risque de contracter des maladies ou des infections.
 - f. Une utilisation et un stockage incorrects du produit peuvent entraîner des problèmes.
 - g. Ne pas utiliser au-delà de la période de validité.
 - h. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
 - i. Ne pas utiliser avec de l'oxygène et uniquement dans une zone ventilée avec de l'oxygène >19% et pour un jour de service. Les modifications, dommages, cheveux et barbe réduisent l'efficacité. En cas de malaise, quitter la zone de travail et rejoindre des zones d'air frais. Éviter l'utilisation dans des zones hautement contaminées ou à risque d'explosion.
 - l. Le masque est à usage unique, il ne doit pas être utilisé pendant plus d'un service

Para utilizar

1. Posicionar la pinza nasal en la nariz y la máscara en la barbilla.
 2. Tirar los elásticos detrás de las orejas y colocar la máscara.
 3. Adaptar la pinza nasal a la nariz.
 4. Verificar la adherencia a la cara.
- ⚠️ **ADVERTENCIA**
- a. Es previsible un riesgo si el producto se utiliza en ambiente quirúrgico o con exposición significativa a líquidos y fluidos corporales u otros fluidos peligrosos, se utiliza en un ambiente clínico donde existe un alto nivel de riesgo de infección para la inhalación o se utiliza en presencia de una fuente de calor intenso o de un gas inflamable.
 - b. El producto no está diseñado para su uso en un entorno anóxico o subacuático.
 - c. Verificar la integridad antes del uso.
 - d. El producto no es un respirador.
 - e. La mascarilla no elimina el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
 - f. El uso incorrecto y la conservación incorrecta del producto pueden implicar trastornos.
 - g. No usar más allá del periodo de validez.
 - h. No usar si el empaque está dañado.
 - i. No usar con el oxígeno y solo en área ventilada con oxígeno >19% y por un turno de trabajo. Los cambios, daños, así como cabellos o barba reducen su eficacia. En caso de malestar abandonar el área de trabajo y dirigirse hacia zonas con aire fresco. Evitar el uso en zonas altamente contaminadas o con riesgo de explosión.
 - l. La mascarilla es desechable, no debe utilizarse para más de un turno laboral.

Anlegen der Maske

1. Legen Sie das Nasenstück auf die Nase und die Maske auf das Kinn.
 2. Ziehen Sie die Gummibänder hinter die Ohren und rücken Sie die Maske zurecht.
 3. Passen Sie das Nasenstück an die Nase an.
 4. Überprüfen Sie die Haftung am Gesicht.
- ⚠️ **WARNUNG**
- a. Ein Risiko ist vorhersehbar, wenn das Produkt in einem chirurgischen Umfeld oder bei erheblicher Exposition gegenüber Körperflüssigkeiten oder anderen gefährlichen Flüssigkeiten, in einem klinischen Umfeld, in dem ein hohes Infektionsrisiko durch Inhalation besteht, oder in Gegenwart starker Wärmequellen oder brennbarer Gase verwendet wird.
 - b. Das Produkt ist zur Verwendung in einer anoxischen Umgebung oder in einer Unterwasser-Umgebung nicht bestimmt.
 - c. Vor Gebrauch die Integrität der Maske prüfen.
 - d. Bei diesem Produkt handelt es sich um kein Atmungsgerät.
 - e. Die Maske beseitigt nicht die Gefahr Krankheiten oder Infektionen zu bekommen.
 - f. Falscher Gebrauch und Lagerung können Beschwerden hervorrufen.
 - g. Nicht nach dem Ablaufdatum verwenden.
 - h. Im Falle einer beschädigten Verpackung darf das Produkt nicht verwendet werden.
 - i. Nicht mit Sauerstoff, nur in gut belüfteter Umgebung mit Sauerstoff >19% und nur während einer Arbeitsschicht verwenden. Änderungen, Schäden, Haare und Bart vermindern die Effizienz. Bei Unwohlsein den Arbeitsbereich verlassen und an die Frisch Luft gehen. Vermeiden Sie die Verwendung in stark kontaminierten oder explosionsgefährdeten Bereichen.
 - l. Es handelt sich um eine Einwegmaske. Sie darf nicht länger als für eine Arbeitsschicht verwendet werden.

509568 Rev. 3 - 02/23
Size 18x9x11.3 cm

Verifica la disposizione del tuo comune per la gestione dei rifiuti Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal	INSIDE LEAFLET
RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION	RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION	RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION	RAACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION

0000005



Imported by / Importé par / Importato da
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Notified body / Organisme notifié
Regulation EU 2016/425
Reglamento UE 2016/425
Verordnung EU 2016/425
Imported por / Eingeführt von:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Organismo notificator
Benaunte Stelle
Campus UAB
Ronda de la Font del Carme s/n,
E-08193, Bellaterra (Barcelona), Spain
LGAIT Technological Center (APPLS)
0370
PLASTIC
BAG
RAACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION
RAACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION
INSIDE LEAFLET
RAACCOLTA CARTA
PAPER COLLECTION
Verifica la disposizione del tuo comune per la gestione dei rifiuti
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal

REF LK-Z006 (GIMA 20731)

Marca: XIQUE / Marque: XIQUE / Marca: XIQUE

Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd.
Qingcaozhen Town Industrial Park
Tongcheng City, Anhui Province
Made in China

Imported by / Importé par / Importato da

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported by / Importé par / Importato da

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported by / Importé par / Importato da

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported by / Importé par / Importato da

Gima S.p.A.

Reglamento UE 2016/425

Verordnung EU 2016/425

Imported por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.