



GIMA

20 pz.
20 pcs.



REF 25979 LOT 000061



PADELLA PLASTICA
PLASTIC BED PAN
BASSIN DE LIT EN PLASTIQUE
ORINA PAN DE CAMA
ARRASTADEIRA DE PLÁSTICO
BETTPFANNE AUS KUNSTSTOFF

Rev.1.06.26



Medicare AG, Hauptstr. 51
5024 Küttigen, Schweiz
CHNR-AR-20002506



2026/06/01



Gima S.p.A
Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Bed pan

To collect human excrements from bedridden patients.

Made from non-toxic polypropylene. Not sterile.

Paleta para enfermos

Para recoger excrementos humanos de pacientes paralizados.
Producido en polipropileno atóxico. No estéril.

Basen dla chorych

Do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej.
Wykonany z nietoksycznego polipropylenu. Niesterylny.

Bäcken för sjuka

För uppsamling av mänsklig avföring från sängbundna patienter.
Produkt i giftfri polypropen. Inte steril.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Always wash the bedpan before use. If it needs disinfecting after use, only exclusive specific disinfectants must be used following the instructions given on the product label.
- If there are any signs of leakage, the bedpan must not be used.
- Do not expose or place near flames and other sources of heat.
- The bedpan should be changed after a long period of use, if the colour becomes yellowish.
- Any other use is inappropriate.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lave el dispositivo antes de usarlo.
- Para desinfectarlo, en su caso, después del uso, utilice exclusivamente desinfectantes apropiados siguiendo las instrucciones de uso indicadas por el fabricante mismo.
- En caso de pérdidas de líquido evite su uso.
- No ponga en contacto o en proximidad de llamas o de otras fuentes de calor.
- Sustituya el dispositivo cuando se ponga amarillento después de un uso prolongado.
- Cada uso diferente al indicado debe considerarse impropio.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

- Umyć przed użyciem. Do ewentualnej dezynfekcji po użyciu używać wyłącznie odpowiednich środków dezynfekujących, stosując się do instrukcji ich producenta.
- Unikać stosowania w przypadku wyciekuła przecieków.
- Nie doprowadzać do kontaktu lub umieszczać w pobliżu ognia lub innych źródeł ciepła.
- Wymienić produkt, jeżeli po długotrwałym użyciu jego kolor żółknie.
- Wszelkie użycie inne niż wskazane jest nieprawidłowe.
- Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

BRUKSANVISENING

- Tvätta enheten före användning. För eventuell desinficering efter användningen, använd utslutande lämpliga desinfektionsmedel och följ instruktionerna som anges av tillverkaren av desinfektionsmedlet.
- I händelse av uppgäat vätskeläckage undvik användningen.
- Låt inte komma i kontakt med eler i närheten av lågor eller andra värmekällor.
- Byt ut enheten om den efter en längre tids användning skulle anta en gulnad färg.
- All annan användning än den angivna ska anses felaktig.
- Det är viktigt å melde fra om en hvilken som helst alvorlig skade som oppstår på det medisinske utstyret, enten direkte til produsenten eller til ansvarlige myndigheter i brukslandet.

COPRIRE EAN



(01)80232792597918

Aggiornare data fabbricazione 2026/06/01

Aggiornare lotto 000061

2025/09/01

LOT 000060

UDI



(01) 08023279259797
(11) 250901
(17) 300901
(10) 000060

Aggiornare UDI



(01)18023279259794
(11)250901
(10)000061



GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in Italy