

ABCDEFGHI
J K L M N O P Q R S
T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
* * *



Razormed Inc.
B3 Infocity
Sector 33-34
Gurgaon 122001, India
info@razormed.com
www.razormed.com



Albion Surgicals Limited
Aizlewood's Mill
Nursery Street
Sheffield, S3 8GG, U.K.
Made in India

Razormed[™]

10 Scalpels

Safety Protective Shield Scalpels with Disposal Lock

Stainless Steel Blade

Bistouri de sécurité à enveloppe protectrice avec verrou de blocage. Lame en acier inoxydable
Escudo (funda) protectora de seguridad con cierre desechable. Hoja de acero inoxidable
Bisturi di sicurezza con copri lama autobloccante. Lama in Acciaio Inossidabile
Bisturi de sigurança com escudo protector e dispositivo de bloqueio para descartar. Lâmina em aço inoxidável
Sicherheit Schutzschild Skalpell mit Entsorgungverschluss. Klinge aus Edelstahl
Скальпель из нержавеющей стали
廃棄用のロックを備えた刃に可動性の安全カバーの付いたタイアのセーテスカルペル。ステンレススチール刃
帶可調定位鎖和安全防板的不锈钢刀片外科手术刀

CE 2460
STERILE R
2460
+5°C
+45°C



8063511100

348 04/15

LOT 17516224
2022-11
REF. 27074



20
Fitment No. 4

475
07/17



27074

000006

EN

Not made with natural rubber latex. Single use only. Sterile unless package is opened or damaged. Do not resterilise. Follow safe procedures including disposal of sharps. Used blades are contaminated. Discard safely.

FR

Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Suivre les procédures de sécurité, y compris pour la destruction des dispositifs tranchants. Les lames usagées sont contaminées. Jetez sans risque.

ES

No Contiene Latex. De un sólo uso. Estéril a menos que el envase está abierto o dañado. No re-esterilizar. Sigán los procedimientos de seguridad incluyendo la eliminación de objetos punzantes. Hojas usadas están contaminadas. Deséchelos de manera segura.

IT

Privo di componenti in lattice naturale. Seguire le procedure di utilizzo sicure compreso lo smaltimento di strumenti medici taglienti. Lame utilizzate sono contaminate. Eliminare in modo sicuro.

PT

Isento de Latex. Uso único. Esterilidade garantida a menos que a embalagem esteja danificada ou aberta. Não re-esterilizar. Siga os procedimentos de segurança incluindo a eliminação das partes cortantes. As lâminas usadas são contaminadas. Descartar com segurança.

DE

Enthält kein natürliches Gummi-Latex. Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften einschließlich der Entsorgung von schneidenden Teilen. Verwendete Klingen werden versucht. Behandeln Sie die abzulegenden Teile vorsichtig.

RU

Не содержит латекса. Однократного применения. Стерильно пока не нарушена упаковка. Не стерилизовать повторно. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации и утилизации колющих и режущих инструментов. Использованные скальпели подлежат утилизации в соответствии с санитарными требованиями.


JA

ラテックスフリー。パッケージが開封又は破損されている場合は使用しないでください。鋭利な物の処理を含めた安全手順に従ってください。使用済のブレードは汚染されています。安全に廃棄して下さい。


ZH

不是由天然乳膠所製造的。僅供單一使用。在原包裝未開啟或未受損下才保證產品的滅菌性。請勿重消。請遵循安全的操作程序，包括丟棄銳器。凡使用過的刀片均已遭到污染，請安全地丟棄。


DISPOSE LOCK POSITION: To lock scalpel, place thumb on top of button and push forward past the covered position to the locked position. Shield is now locked and scalpel can be safely disposed in an appropriate container.



COVERED POSITION: To cover blade, place thumb on top of button and push forward until the blade is fully covered and an audible click is heard to confirm the shield is secured. The scalpel may be reopened and covered again for safety.



USE POSITION: Retract shield fully until blade is exposed and an audible click is heard to confirm the shield is secured. The scalpel is now ready to be used.



OPEN POSITION: To open for use, place thumb on top of button and retract shield back.

