

---

**DEUTSCH****SEITENSCHUTZ****WARNUNGEN**

Vor jeder Anwendung ist die Unversehrtheit des Geräts visuell zu überprüfen. Sollte das Produkt Mängel aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Artikel erworben haben. Erregis sas übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung des Geräts.

Im Falle eines schwerwiegenden Vorfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie diesen bitte dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.

**BESCHREIBUNG**

Seitenschutz in mehreren Ausführungen und mit verschiedenen Befestigungssystemen erhältlich, um eine maximale Anpassungsfähigkeit an spezifische Anforderungen zu gewährleisten. Hergestellt aus gummierten, wasserabweisenden und schwer entflammenden Geweben, mit einer Polsterung aus Polyurethanschäum.

**VERWENDUNGSZWECK**

Vorrichtungen, die verwendet werden, um unbeabsichtigte Stöße gegen die starren Bettseitenteile zu vermeiden und die Sicherheit erwachsener Patienten mit motorischen und Kontrollstörungen zu gewährleisten.

**INDIKATIONEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG**

Das Gerät sollte stets über einem Kleidungsstück getragen werden, um die Haut des Patienten zu schützen.

**KONTRAINDIKATIONEN**

Es wurden keine Gegenanzeigen festgestellt, außer in Fällen nachgewiesener Empfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien.

**ZUSAMMENSETZUNG**

AUßENSTOFF: gummiertes Polyester/Polyurethan, wasserabweisend, flamsicherer der Klasse 1

FÜLLUNG: Expandiertes Polyurethan

**WASCHMETHODE**

AUßENSTOFF:

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| WASCHEN<br>MAX 95°                                                               | NICHT BLEICHEN                                                                    | NICHT BÜGELN                                                                      | Niedrigtemperatur-Wäschetrockner                                                  |
|  | VERWENDEN SIE EIN BELIEBIGES LÖSUNGSMITTEL AUSSER TETRACHLORETHYLEN               |                                                                                   |                                                                                   |

FÜLLUNG: MIT EINEM WEICHEN, LEICHT ANGEFEUCHTETEN TUCH REINIGEN.

*Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für etwaige Änderungen der technischen Eigenschaften des Hilfsmittels ab, wenn die Waschanweisungen nicht befolgt werden.*

**DESINFEKTION**

Verwenden Sie Produkte für den medizinisch-chirurgischen Gebrauch.

**LAGERUNG**

Vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

**ENTSORGUNG**

Das Produkt gemäß den geltenden Umweltund Recyclingvo schriften entsorgen.

|                                                                                    |                                                      |                                                                                     |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Erzeugniscode                                        |    | Hersteller                               |
|    | Chargennummer                                        |    | Medizinprodukt                           |
|    | Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 |    | Gebrauchsanweisung beachten              |
|   | Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern              |   | An einem kühlen und trockenen Ort lagern |
|  | Herstellungsdatum                                    |  | Ohne Naturkautschuk hergestellt          |
|  | Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz            |  | Vertrieben von                           |
|  | Eindeutige Gerätekenung                              |                                                                                     |                                          |

**NICHT das Etikett vom Medizinprodukt entfernen – es dient der Rückverfolgbarkeit des gelieferten Produkts (Hersteller, UDI, Chargennummer, Produktcode).**

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

---

## Gima 27638



### Erregi S.a.s.

Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
[commerciale@erregiausilimedici.it](mailto:commerciale@erregiausilimedici.it)  
[www.erregiausilimedici.it](http://www.erregiausilimedici.it)  
MADE IN ITALY



**18/24**



### Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in Italy



### Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4  
6850 Mendrisio  
Switzerland

