



ESPAÑOL

PROTECTORES LATERALES

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, controlar visualmente la integridad del dispositivo. Siempre que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el punto de venta en el cual se ha realizado la compra.

Erregi sas no asume ninguna responsabilidad por el uso inadecuado del dispositivo.

En caso de que se produzca un incidente grave relacionado con el uso del dispositivo, se ruega que se notifique el suceso al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

DESCRIPCIÓN

Los protectores de barandilla se fabrican en varias versiones y con distintos sistemas de fijación, para garantizar la máxima adaptabilidad a las necesidades específicas. Realizados con tejidos de goma resistentes al agua e ignífugos, y con rellenos de poliuretano expandido.

USO PREVISTO

Dispositivos que se utilizan para evitar los golpes accidentales contra las barandillas rígidas de la cama, y garantizar la seguridad a los pacientes adultos con dificultades motrices y de control.

INDICACIONES Y PRECAUCIONES DE USO

Utilizar siempre el producto con una prenda de protección.

CONTRAINDICACIONES

No se han detectado contraindicaciones salvo en los casos de sensibilidad comprobada a los materiales componentes.

COMPOSICIÓN

TEJIDO EXTERNO: Poliéster/Goma de Poliuretano, resistente al agua, ignífugo de clase 1

RELLENO: Poliuretano expandido

MODO DE LAVADO

TEJIDO EXTERNO:

LAVAR A TEMPERATURA MÁXIMA DE 95 °C	NO USAR LEJÍA	NO PLANCHAR	SECAR EN SECADORA A BAJA TEMPERATURA
	UTILIZAR CUALQUIER DISOLVENTE EXCEPTO TETRACLOROESTILENO		

RELLENO: LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE HUMEDECIDO.

El fabricante no se hace responsable por los posibles cambios en las características técnicas del dispositivo en caso de incumplimiento de los métodos de lavado.

DESINFECCIÓN

Utilizar productos con registro sanitario médico-quirúrgico.

CONSERVACIÓN

Conservar protegido de fuentes de luz, calor, humedad.

ELIMINACIÓN

Eliminar el dispositivo cumpliendo las normativas vigentes relativas a la protección del medio ambiente y la recogida selectiva.

	Código producto		Producto sanitario
	Número de lote		Fabricante
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Consultar las instrucciones de uso
	Conservar al amparo de la luz solar		Conservar en un lugar fresco y seco
	Fecha de fabricación		No contiene látex de caucho natural
	Representante autorizado en Suiza		Distribuido por
	Identificador de dispositivo único		

NO retirar la etiqueta del producto sanitario, ya que permite la trazabilidad del producto suministrado (fabricante, UDI, número de lote, código de producto).

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Gima 27638



Erregi S.a.s.

Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY



18/24



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

