

FRANÇAIS

BARRIÈRE DE LIT

AVERTISSEMENTS

Avant d'effectuer toute opération, vérifier visuellement l'intégrité du dispositif. Si le produit présente des anomalies, contacter immédiatement le point de vente où l'achat a été effectué. Erregi sas decline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du dispositif. En cas d'incident grave survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, merci de signaler l'incident au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est domicilié.

DESCRIPTION

Barrières de lit disponibles en plusieurs versions et avec différents systèmes de fixation, afin de garantir une adaptabilité maximale aux besoins spécifiques. Réalisées en tissus caoutchoutés, hydrofuges et ignifuges, avec un rembourrage en mousse de polyuréthane.

DESTINATION D'UTILISATION

Dispositifs utilisés pour éviter les chocs accidentels contre les barrières rigides du lit et pour garantir la sécurité des patients adultes présentant des troubles moteurs et de contrôle.

INDICATIONS ET PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Utilisez toujours le dispositif en portant un vêtement pour protéger la personne.

CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été relevée, sauf en cas de sensibilité avérée aux matériaux composants.

COMPOSITION

TISSU EXTÉRIEUR: Polyester/Polyuréthane caoutchouté, déperlant, ignifuge de classe 1
GARNISSAGE: Polyuréthane expansé

MODE DE LAVAGE

TISSU EXTÉRIEUR:

			
---	---	---	---

LAVAGE MAX 95°	PAS D'EAU DE JAVEL	NE PAS REPASSER	Sèche-linge basse température
		UTILISER TOUS LES SOLVANTS SAUF LE TÉTRACHLORÉTHYLÈNE	

GARNISSAGE:
NETTOYER AVEC UN CHIFFON DOUX ET LÉGÈREMENT HUMIDIFIÉ.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de modification des caractéristiques techniques du produit si les instructions de lavage ne sont pas respectées.

DÉSINFECTION

Utilisez des produits à usage médico-chirurgical.

CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.

ÉLIMINATION

Éliminer le dispositif en respectant les réglementations en vigueur concernant la protection de l'environnement et la collecte sélective des déchets.

	Code produit		Dispositif médical
	Numéro de lot		Fabricant
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Consulter les instructions d'utilisation
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec
	Date de fabrication		Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel
	Représentant autorisé en Suisse		Distribué par
	Identifiant unique de l'appareil		

NE PAS retirer l'étiquette du Dispositif Médical, car elle permet la traçabilité du produit fourni (Fabricant, UDI, numéro de lot, code produit).

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

Gima 27638



Erregi S.a.s.

Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY



18/24



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

