



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΗΧΟΙ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια, ελέγξτε οπτικά την ακεραιότητα του προϊόντος. Εάν το προϊόν παρουσιάζει ανωμαλίες, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα από το οποίο το προμηθευτήκατε.

Η Erregi sas δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη κατάλληλης χρήσης του προϊόντος.

Σε περίπτωση που προκληθεί σοβαρό ατύχημα κατά τη χρήση του προϊόντος, αναφέρετε το συμβάν στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προστατευτικά για κάγκελα κρεβατιού που διατίθενται σε διάφορες εκδόσεις και με διαφορετικά συστήματα στερέωσης, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες. Είναι κατασκευασμένα από ελαστικά υφάσματα, τα οποία είναι υδατοαπωθητικά και ανθεκτικά στη φωτιά, και διαθέτουν γέμιση από διογκωμένη πολυουρεθάνη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή τυχαίων προσκρούσεων στα άκαμπτα πλαίσια κάγκελα του κρεβατιού και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ενηλίκων ασθενών που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και δυσκολίες ως προς τον έλεγχο.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ο προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ενώ ο ασθενής φοράει κάποιο ρούχο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν εντοπιστεί αντενδείξεις, εκτός από τις περιπτώσεις επιβεβαιωμένης ευαισθησίας στα υλικά από τα οποία αποτελείται το προϊόν.

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ: Ελαστικός Πολυεστέρας/Πολυουρεθάνη, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη φωτιά κατηγορίας 1

ΓΕΜΙΣΗ: Διογκωμένη πολυουρεθάνη

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ:

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 95°	ΜΗΝ ΧΛΩΡΙΝΕΤΕ	ΜΗΝ ΣΙΔΕΡΩΣΕΤΕ	ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ ΣΕ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΕΣΤΥΛΕΝΙΟ		

ΓΕΜΙΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ

ΜΕ ΕΝΑ ΑΠΑΛΟ, ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ.

Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μεταβολές στα τεχνικά χαρακτηριστικά του βοηθήματος σε περίπτωση μη

τήρησης των τρόπων πλύσης.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Χρησιμοποιείτε προϊόντα που είναι εγκεκριμένα για ιατρική και χειρουργική χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύετε το προϊόν μακριά από πηγές φωτός, θερμότητας και υγρασίας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφοροποιημένη συλλογή απορριμμάτων.

	Κωδικός προϊόντος		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Αριθμός παρτίδας		Παραγωγός
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία		Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
	Ημερομηνία παραγωγής		Χωρίς λάτεξ
	Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο Ελβετός		Διανεμήθηκαν από
	Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής		

ΜΗΝ αφαιρείτε την ετικέτα από το Ιατροτεχνολογικό Προϊόν, καθώς επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα του παρεχόμενου προϊόντος (Κατασκευαστής, UDI, αριθμός παρτίδας, κωδικός προϊόντος).

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

Gima 27638



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedi.it
www.erregiausilimedi.it
MADE IN ITALY



18/24



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Elite Med Group Sagl
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

