



HRVATSKI

BOČNI ZAŠTITNICI

UPOZORENJA
Prije izvođenja bilo kakve operacije, vizualno provjerite integritet uređaja. Ako proizvod pokazuje bilo kakve anomalije, odmah se obratite prodajnom mjestu gdje ste ga kupili. Erregi sas ne preuzima nikakvu odgovornost za nepravilnu upotrebu uređaja. U slučaju ozbiljnog incidenta povezanog s korištenjem uređaja, molimo vas da prijavite incident proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

OPIS
Bočni štitnici izrađeni u više verzija i s različitim sustavima pričvršćivanja, kako bi se osigurala maksimalna prilagodljivost specifičnim potrebama. Izrađeni su od vodoodbojnih i vatrootpornih gumiranih tkanina te s podstavom od poliuretanske pjene.

NAMJENA
Proizvodi se koriste za sprječavanje slučajnih udaraca o krute ograde kreveta i osiguravaju sigurnost odraslih pacijenata s motoričkim i kontrolnim poteškoćama.

INDIKACIJE I MJERE OPREZA ZA UPORABU
Uvijek koristite uređaj dok nosite zaštitnu odjeću.

KONTRAINDIKACIJE
Nisu utvrđene kontraindikacije osim u slučajevima poznate preosjetljivosti na sastojke.

SASTAV
VANJSKA TKANINA: Gumirani poliester/poliuretan, vodoodbojan, vatrootporan u klasi 1
PODLOGA: Ekspandirani poliuretan

NAČIN PRANJA
VANJSKA TKANINA:

PRANJE NA MAKSIMALNO 95°C	NE IZBJELJIVATI	NE PEGLATI	SUŠITI U SUŠILICI NA NISKIM TEMPERATURAMA
	KORISTITE BILO KOJE OTAPALO OSIM TETRAKLORESTILENA		

PODLOGA:
OČISTITE MEKOM, VLAŽNOM KRPOM.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve promjene tehničkih karakteristika pomagala u slučaju nepoštivanja uputa za pranje.

DEZINFEKCIJA
Koristite proizvode s medicinsko-kirurškom zaštitom.

SKLADIŠTENJE
Čuvati dalje od izvora svjetlosti, topline i vlage.

ZBRINJAVANJE
Proizvod odložite u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša i odvojenom prikupljanju otpada.

	Šifra proizvoda		Medicinski uređaj
	Broj serije		Proizvođač
	Medicinski proizvod sukladan propisu (EU) 2017/745		Pročitajte upute za uporabu
	Čuvati zaštićeno od sunčeve svjetlosti		Čuvati na hladnom i suhom mjestu

	Datum proizvodnje		Bez lateksa
	Ovlašteni predstavnik u Zwitsters		Distribuiruira
	Jedinstveni identifikator uređaja		

NE uklanjajte naljepnicu s medicinskog proizvoda, jer ona omogućuje sljedivost isporučenog proizvoda (proizvođač, jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda, broj serije, šifra proizvoda).

UVJETI JAMSTVA GIMA
Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci

Gima 27638

Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedicini.it
www.erregiausilimedicini.it
MADE IN ITALY

18/24

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy

Élite Med Group Sagl
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

