

ITALIANO

PARASPONDE

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Erregi sas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo. In caso di incidente grave verificatosi in relazione all'utilizzo del dispositivo, si prega di segnalare l'accaduto al fabbricante e all'autorità competente dello stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

DESCRIZIONE

Parasponde realizzati in più versioni e con diversi sistemi di fissaggio, per garantire la massima adattabilità alle specifiche necessità. Realizzati con tessuti gommati idrorepellenti e ignifughi e con imbottiture in poliuretano espanso.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi utilizzati per evitare gli urti accidentali contro le spondine rigide del letto e garantire la sicurezza a pazienti adulti con difficoltà motorie e di controllo.

INDICAZIONI E PRECAUZIONI D'USO

Utilizzare il dispositivo sempre indossando un indumento a protezione della persona.

CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

COMPOSIZIONE

TESSUTO ESTERNO: Poliestere/Poliuretano gommatto, idrorepellente, ignifugo in classe 1

IMBOTTITURA: Poliuretano espanso

MODALITÀ DI LAVAGGIO

TESSUTO ESTERNO:

			
LAVARE MAX 95°	NON CANDEGGIARE	NON STIRARE	IN ASCIUGATRICE A BASSE TEMPERATURE
 UTILIZZARE QUALSIASI SOLVENTE ECCETTO TETRACLORETILENE			

IMBOTTITURA:

PULIRE CON UN PANNO MORBIDO UMIDIFICATO.

La Ditta produttrice non risponde di eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche dell'ausilio in caso di mancata osservanza delle modalità di lavaggio.

DISINFEZIONE

Utilizzare prodotti con presidio medico chirurgico.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore, umidità.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

	Codice prodotto		Dispositivo medico
--	-----------------	---	--------------------

	Numero di lotto		Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745		Leggere le istruzioni per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Data di fabbricazione		Non prodotto con latti- ce di gomma naturale
	Rappresentante Autorizzato in Svizzera		Distribuito da
	Identificativo Unico Dispositivo		

NON rimuovere l'etichetta dal Dispositivo Medico, in quanto consente la rintracciabilità del prodotto fornito (Fabbricante, UDI, numero di lotto, codice prodotto).

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

Gima 27638



Erregi S.a.s.

Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY



18/24



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Élite Med Group Sagl

Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

