

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي ب ط ل ا ل ز ع ل ا ت ا ر ا ظ ن

REF **GDG02 (Gima 25266)**

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China

EC**REP****ZOUSTECH S.L.**

Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري ت س ا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Инструкции за употреба

Модел: Напълно затворен с вентилационен отвор

Ред. А/1В сила от: 2020-4-

Описание:

Предпазните медицински очила са предназначени да създават физическа бариера, като отделят очите от непосредствената околна среда. Това изделие предотвратява контакта на потребителя с течности или пръски от капки. Предпазните медицински очила са предназначени за еднократна употреба.

Указания за употреба:

защита на лигавицата на очите от изплискане, изпръскване и пръски от телесни течности.

Противопоказания:

Няма.

Странични ефекти на продукта:

Този продукт няма странични ефекти.

Предупреждение:

1. Да не се използва, ако компонентите показват някакви признаци на повреда.
2. Компонентите не трябва да се излагат на температура, по-висока от посочената върху етикета на опаковката.
3. Продуктът да се изхвърли като биологично опасен отпадък съгласно институционалния протокол

Употреба:

Извадете очилата от опаковъчната торбичка, проверете дали очилата са в добро състояние и откъснете защитното фолио; очилата ще фиксират еластичната лента в зад главата и ще регулират меко фиксирало устройство, за да приляга плътно към лицето.

Съхранение:

Съхранявайте продукта на сухо място при 0–30°C.

Да се пази от слънчева светлина.1.

Обяснение на символите:

	Срок на годност		Изделие за еднократна употреба, да не се използва повторно
	Номер на партида		Да не се използва, ако опаковката е с нарушена цялост
	Дата на производство		Да се съхранява на място, защитено от слънчева светлина
	Медицинско изделие в съответствие с регламента (ЕС) 2016/425		Да се съхранява на хладно и сухо място
	Производител		Оторизиран представител в Европейската общност
	Код на продукта		

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

СЕ ЛПС кат. II, издаден от:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Нотифициран орган 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Германия

съгласно Приложение II от Регламент (ЕС) 2016/425 - хармонизиран

стандарт EN 166: 2001 Директива 2001/95/ЕО