

REF

KDB-504E (GIMA 27704)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



ИМЕ
Странична релса за легло
Номер на модела: KDB-504E

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
Изделието се използва като предмет за захващане, за да се предотврати подхлъзване на пациент, възрастен и слаб човек, когато ляга или става от леглото.

Модел	Спецификация	Товароносимост	Материал	Снимка
KDB-504E	Странична релса за легло	125KG	Желязо	

Предупреждават се потребителите, които имат алергични реакции към някои латексови протеини, че краката съдържат естествен каучук

- ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА**
- Избършете с влажна кърпа, за да го почистите;
 - Всякакви допълнителни и резервни части трябва да се получават само от производителя

ОПАКОВКА
Запечатайте страничната релса за легло в найлонова торба, след това я сложете в кашон.

СЪХРАНЕНИЕ
Опакованата странична релса за легло трябва да се съхранява на проветриво и сухо място, без корозивни газове и добре проветрено и чисто помещение. По време на транспортиране да се пази от влага, силна светлина и източници на топлина.

ИЗХВЪРЛЯНЕ
Моля, след употреба, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби. Всички сериозни инциденти, свързани с доставеното от нас медицинско изделие, трябва да бъдат докладвани на производителя и на компетентния орган на държавата членка по регистриран адрес на управление.

ЕТИКЕТИ, ОПАКОВКИ ЛОГО ДИЗАЙН::

Символ	Смисъл	Символ	Смисъл
	Медицинско изделие, отговарящо на Регламент (ЕС) 2017/745		Медицинско изделие
	производител		Упълномощен представител в Европейската общност
	Дата на производство		Да се съхранява далеч от слънчева светлина
	Номер на партида		Нестерилни

	Предупреждение: Прочетете и следвайте внимателно инструкциите (предупрежденията) за употреба		Код на продукта
	Прочетете инструкциите за употреба		Съхранявайте на хладно и сухо място
	Внесено от		

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA
Прилага се стандартна 12-месечна B2B гаранция Gima.