



**БЪЛГАРСКИ**

## Инструкция за употреба

Thermo feel това е инструмент с цилиндрична форма, чиито краища са изработени единият от стомана, а другият от пластмаса. Различното термично свойство на двата материала, поставени чрез редуване на поставянето в контакт с кожата (виж фигурите), позволява на лекаря да попита пациента дали усеща промяна в температурата.

**ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA**

Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения между фирми) на фирма Gima.

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante  
Hersteller/Producent/Κατασκευαστής/Gyártó/Gamintojas  
Producător/Proizvajalec/производител/الشركة المصنعة

**SAMSON INNOVATION CORPORATION LTD**

ROOM F, 8TH FLOOR, HOP HING INDUSTRIAL BUILDING, NO.704  
CASTLE PEAK ROAD, LAI CHI KOK, KOWLOON, HONG KONG  
manager@hksic.com

**REF TF001D**

Importato da/Imported from/Importé de/Importado de/Importado  
de Importiert von/Importowane z/Εισαγωγή από/Importált innen  
Importuota iš/Importat din/Uvoženo iz/Вносот/مستورد من

**Solution Group S.r.l.**

Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (Mi) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it  
Made in China

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por  
/ Distribuido por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit de  
/ Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza / Išplatino /  
Разпространяван от / توزيع

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
**www.gimaitaly.com**

**Gima 31278**