

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
ИЗДЕЛИЕ ЗА ИНВИТРО ДИАГНОСТИКА СЕ - За професионална употреба в здравеопазването

- Изделия за инвитро диагностика: епруветки, съдове за събиране на биологични течности, стъкла на Петри, микробиологични разпръсквачи, чаши за самоанализ. Използвайте само за събиране на проби от човешки произход, различни от кръв. Не използвайте продукта за друга употреба, която би се считала за неподходяща. Използвайте изделието само с подходящи аксесоари.
- Използвайте предпазни ръкавици.
- Не поставяйте изделието близо до пламък.
- Не използвайте продукта, ако е с изтекъл срок на годност, ако е повреден или с отворена опаковка.
- Пазете извън обсега на деца.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Изхвърлете продукта в съответствие с действащото законодателство в контейнер за биологично опасни отпадъци.
- Преди да използвате продукта с определени вещества, консултирайте таблицата за устойчивост/съвместимост на материала.
- **Стерилен продукт: гарантирана стерилност до изтичане на срока на годност при непокътната опаковка. Стерилизацията се извършва с бета лъчи.**
- Изделие за еднократна употреба. Повторната употреба на изделието води до загуба на всички характеристики и функции.
- Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, трябва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган на държавата, в която пребивава пациентът.



F.L. Medical s.r.l. Unipersonale – Via Enrico Mattei, 20- 35038 Torreglia (PD) – Italy
Phone +390495211475 – Fax +390495212566 – mail info@flmedical.com

AL536_Use Warnings IVD_FI Medical



Rev. 2 del 12.04.2022