

OCCHIALI D'ISOLAMENTO MEDICALI
MEDICAL ISOLATION GOGGLES
LUNETTES MÉDICALES D'ISOLEMENT
GAFAS DE AISLAMIENTO MÉDICO
ÓCULOS DE ISOLAMENTO MÉDICO
MEDIZINISCHE ISOLATIONSBRILLE
ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ
MEDISCHE ISOLATIEBRIL
MEDICINSK ISOLATIONSBRILLE
MEDICINSK ISOLERINGSGLÖGONE
LÄÄKETIETEELLISET ERISTYSLASIT
MEDISINSKE ISOLASJONSBRILLE
OKULARY IZOLACYJNE MEDYCZNE
LÉKAŘSKÉ IZOLAČNÍ BRÝLE
MEDICINSKA IZOLACIJSKA OČALA
MEDICINSKE IZOLACIJSKE NAOČALE
ORVOSI SZEMÉVEZET
OCHEAREI DE IZOLAT MEDICAL
МЕДИЦИНСКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОЧИЛА
ةي بطل لزعلا تاراظن

REF GDG02 (Gima 25266)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuaja / Importerad av / Uvezao / Importálja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Návod k použití - lékařské izolační brýle

Model: Plně uzavřený s odvětrávacím ventilem

Rev. A/1 Platnost: 2020-4-

Popis:

Účelem lékařských izolačních brýlí je vytvořit fyzickou bariéru oddělující oči od bezprostředního okolí. Tento prostředek zabraňuje kontaktu kapalin nebo stříkajících kapek s uživatelem. Lékařské izolační brýle jsou určeny k jednorázovému použití.

Indikace pro použití:

ochrana souvisejících sliznic očí před postříkáním, vystříknutím a potřísněním tělesnými tekutinami.

Kontraindikace:

Žádné.

Vedlejší účinky výrobku:

Tento výrobek nemá žádné vedlejší účinky.

Varování:

1. Nepoužívejte, pokud součásti vykazují známky poškození.
2. Nevystavujte součásti teplotě vyšší, než je uvedeno na obalu.
3. Výrobek zlikvidujte jako biologicky nebezpečný odpad podle institucionálního protokolu.












Postup:

Vyjměte brýle z balicího sáčku, ujistěte se, že jsou brýle v dobrém stavu, a odtrhněte ochrannou fólii; brýle zafixují elastický pásek za hlavou a upraví měkkou fixaci tak, aby těsně přiléhala k obličejí.

Skladování:

Výrobek skladujte na suchém místě při teplotě 0–30°C.
Uchovávejte mimo dosah slunečního záření 1.

Vysvětlení symbolů:

	Datum ukončení platnosti		Jednorázový prostředek, nepoužívejte opakovaně
	Číslo šarže		Nepoužívejte, pokud je obal poškozen
	Datum výroby		Skladujte mimo sluneční světlo
	Zdravotnické zařízení v souladu s nařízením		Skladujte na větraném a suchém místě
	Výrobce		Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství
	Kód výrobku		

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B

CE OOP kat.II vydává:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH**Oznámený subjekt 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Německo****podle přílohy II nařízení (EU) č. 2016/425 - Harmonizovaná norma EN 166:****2001 směrnice 2001/95/ES.**