

(CZ)

CANNULA RIGIDA CURVA

Rigidní kanyla rovná či zahnutá pro endouteriní aspiraci těhotenství


Pomůcka může být požívána pouze na specializovaných lékařských pracovištích

Výrobek je na jedno použití: jeho případné další použití s sebou přináší riziko křížení infekcí a/nebo nedostatečnou sterilitu a čistotu. • Nevchovávat v blízkosti zdroje tepla. • Neuchovávat v blízkosti tepelných zdrojů • Vymout pomůcku z obalu těsně před použitím • Před použitím proveďte vizuální kontrolu neporušenosti pomůcky a obalu.

Použití: Kanyla slouží k přerušení těhotenství jeho odsátím z dutiny děložní.

Indikace: přerušení I. trimestru gravidity.

Návod k použití: • v lokální či celkové anestezii proveďte potřebnou dilataci hrdla • zvolte průměr kanyly odpovídající průměru dilatace • sterilně vyjměte kanylu z obalu • připojte kanylu k odsávačce.

(I)	Caratteristiche che deve avere il manopolo della pompa aspirante per ottenere una combinazione sicura tra il raccordo della cannula e il manopolo della pompa aspirante:	
(GB)	Characteristics the suction pump handpiece must have to obtain a secure fitting between the cannula connector and the suction pump handpiece:	
(F)	Caractéristiques que la pièce à main de la pompe aspirante doit présenter pour obtenir un ensemble fiable entre le raccord de la canule et la pièce à main.	
(D)	Erforderliche Merkmale des Handstücks der Absaugpumpe für eine sichere Verbindung zwischen dem Anschluß der Kanüle und Handstück der Absaugpumpe.	
(E)	Características que debe presentar la pieza manual de la bomba aspirante para obtener una combinación segura entre la misma y la conexión de la cánula	
(P)	Características que deve ter o manípulo da bomba de aspiração para haver combinação segura entre o conector da cânula e o manípulo da bomba de aspiração	
(CZ)	Charakteristiky, které musí splňovat násadec aspirační pumpy, pro zaručení bezpečného spojení spojky kanyly a násadce aspirační pumpy	
CANNULA RIGIDA CURVA		
	REF	Ø
	CRC 07 S01	7 mm
	CRC 08 S01	8 mm
	CRC 09 S01	9 mm
	CRC 10 S01	10 mm
	CRC 11 S01	11 mm
	CRC 12 S01	12 mm



Biogyn s.n.c
Via A. Volta, 14 41037
Mirandola (MO) - Italy



Distributore:
GIMA S.P.A.
Via Marconi, 1
I-20060 Gessate (MI) – Italy
www.gimaitaly.com

