

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE
DI TIPO II AD USO MEDICALE
TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO
MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني
للاستخدام الطبي



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo. Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
Distribuido por / Distribuído por / Distribuemas av / Διανέμεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزیع :



REF 20764 / BP2020V3 S

MYCROCLEAN ITALIA SRL
Via Carlo Porta, 14
20064 Gorgonzola - Italy
Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



8 023279 207644

000001

PFE-Werte: Partikeelfiltration (%) 0,3 µm 0,5 µm mit 95%
Aus den an Fibroblasten durchgeführten Test geht hervor,
dass das Gewebe laut UNI EN ISO 10993-5 **NICHT ZYTO-
TOXISCH** ist.

Filter-Effizienz (BFE)
BFE = 99,8 % (laut den im Labor durchgeführten Tests nach
UNI EN 14683:2019)

Biologische Belastung
KBE < 30 KBE (wie aus den gemäß der UNI EN 14683:2019
durchgeführten Labortests hervorgeht **Luftdurchlässigkeit
(cm²/cm³/s) ASTM E96** (auch als ISO-11092- oder Ret-
oder Hohenstein-Test bekannt)
Das Testergebnis der Masken der Serie BP2020 lautet 7,5,
d.h. gut oder sehr atmungsaktiv

4 - Anwendungsart und Warnhinweise

Mit sauberen und desinfizierten Händen handhaben. Sicher-
stelle, dass die Maske in der richtigen Position gut am Ge-
sicht haftet, d. h. mit dem kleinsten Teil zur Nase und dem
größeren Teil zum Mund und Kinn gerichtet.
**DIE MASKE NICHT VERÄNDERN; DIE GUMMIBÄNDER
NICHT DURCHSCHNEIDEN; DIE MASKE KORREKT TRA-
GEN** (wie in der Abbildung gezeigt)






Andernfalls verliert die Maske ihre Schutzfunktion.

5 - Reinigung

Handwäsche oder in der Waschmaschine: mit Reinigungs-
mittel, bis 60°C. **KEIN BLEICHMITTEL VERWENDEN**
Unter Einhaltung der Gebrauchs- und Wartungsanweisung
behält das Produkt seine physischen und technischen Merk-
male bis zu etwa 500 Wäschen bei.

6 - Entsorgung

Die Maske kann als Hausmüll entsorgt werden (es sei denn,
sie wurde kontaminiert. In diesem Fall ist sie als „Sonder-
müll“ zu entsorgen). Die Verpackungstüte kann mit dem
Kunststoff entsorgt werden.

REF	Erzeugniscode	LOT	Chargennummer
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Nicht steril		Gebrauchsanweisung beachten
	Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE		

DEUTSCH

1 - Produktbeschreibung und Verwendungszweck

Waschbare Maske aus 99% Polyesterstoff und 1% Kohle-
faser. Sie dient zum Schutz von Mund und Nase.

2 - Klassifizierung

Die Masken der Serie BP2020V3 zählen nach der UNI EN
14683:2019 zum Typ II.

3 - Merkmale

Die einlagige Schutzausrüstung kann in der Waschmaschine
mit 60°C (der Stoff ist bis 150°C beständig) gewaschen wer-
den. Sie ist nicht steril.