

STANDARD EINWEGKITTEL SMMS

DEUTSCH

Produktname Standard Einwegkittel SMMS

Produktcode FGS-SG-SM50-L, FGS-SG-SM50-XL, FGS-SG-SM50-XXL

Produktgröße Maßeinheit: cm

GIMA-CODE	21047	21048	21049
FULL GUARD-CODE	FGS-SG-SM50-L	FGS-SG-SM50-XL	FGS-SG-SM50-XXL
Größen	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Länge (Von der Schulter bis zum Saum)	120	130	130
Breite (Monolage)	150	150	150
Gürtellänge	65	65	65
Ärmellänge	59	59	59
Abweichung	±2	±2	±2

Produktmodell Kitteltyp. L/XL/XXL

Textur und Zusammensetzung Das Produkt verwendet 50g SMMS Vliesstoff. Es besteht aus einer Vorderseite, Rückseite, Ärmel, Band und Bündchen. Die Verarbeitungstechnik beinhaltet Schneiden, Ultraschallschweißen, Bänder, Trikot, Bündchen, Falten, Verschweißen.

Bestimmungsgemäße Verwendung Diese Artikel sind mit der EO-Methode sterilisiert und schützen vor dem Durchdringen von Flüssigkeiten und die Übertragung von Keimen zwischen Patient und OP-Saal, anderen chirurgischen Geräten und dem OP-Personal.

Gegenanzeigen Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Die Verpackung ist beschädigt ist oder das Produkt ist feucht oder verschimmelt. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

Verwendung Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Produkt heraus. Schütteln Sie den Kittel leicht, heben Sie die Seiten des Kragens an, fahren Sie mit den Händen in die Ärmel, strecken Sie die Arme nach vorne und binden Sie die Bänder zu.

Lagerung Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

Warnung

1. Das Produkt ist ein Einwegprodukt, verwenden Sie es nicht wieder.
2. Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, teilen Sie es niemals mit jemand anderem.
3. Es ist verboten, das Produkt zu gebrauchen, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt sind.

Hinweis Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.












Gültigkeit 2 Jahre.

Produktionsdatum Siehe Datum auf der Verpackung

Ablaufdatum Siehe Datum auf der Verpackung

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

 REF	Erzeugniscode		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
 LOT	Chargennummer		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Hersteller		Herstellungsdatum		Medizinprodukt
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		Ablaufdatum		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Feuchtigkeitsgrenzwert		Gebrauchsanweisung beachten		Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden
	Temperaturgrenzwert		Autorisierter Vertreter in der EG		Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln
	Diese Seite (nach) oben!		Vorsichtig behandeln		