

## RUTSCHFESTER EINWEG-SCHUHÜBERZIEHER COBRE SAPATOS ANTIDERRAPANTE DESCARTÁVEL

**DE**

**Produktname** Rutschfester Einweg-Schuhüberzieher

**Produktcode** FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)

**Product Model** Normaler Schuhüberzieher, 15x40 cm

**Struktur und Zusammensetzung** Der Schuhüberzieher besteht aus 35 g PP, mit Gummizug zur Befestigung, mit Gummizug und Aufdruck auf der Unterseite, um die Rutschfestigkeit zu garantieren.

**Bestimmungsgemäße Verwendung** Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

**Gegenanzeigen** Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

**Verwendung des Produkts**

1. Öffnen Sie die Produktverpackung und nehmen Sie den Schuhüberzieher heraus, strecken Sie Ihre Füße aus und ziehen Sie den Schuhüberzieher über Ihre Schuhe.

2. Ziehen Sie die Überzug so zurecht, dass er den Fuß ganz bedeckt.

**Lagerung** Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.



**Warnung**

















- Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; dies darf nicht wiederverwendet werden.
- Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
- Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

**Hinweis:** Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.


**Gültigkeit** 3 Jahre.

**Produktionsdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

**Ablaufdatum** Siehe Datum auf der Verpackung

 DE Erzeugniscode PT Código produto	 DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar	 DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco	 DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia
 DE Chargennummer PT Número de lote	 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745	 DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente	 DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
 DE Hersteller PT Fabricante	 DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico	 DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura	 DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso
 DE Nicht steril PT Não estéril	 DE Ablaufdatum PT Data de validade	 DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico	 DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado

**REF FGSCAS-PP35 (GIMA 21095)**

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd  
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone,  
Xianning City, Hubei Province, China  
Made in China

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:  
**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

 Humiss Beratung GmbH Gneisenaustraße 8.40477,  
Düsseldorf, Deutschland

