



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

62x14,5cm

CUFFIA MONOUSO CON ELASTICO
DISPOSABLE CAP WITH ELASTIC
BONNETS AVEC ÉLASTIQUES
GORRO DESECHABLE CON ELÁSTICO
JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z GUMKĄ
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU ELASTIC
EINWEGKAPPE MIT GUMMIZUG
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
BORTTAGBART ELASTISK MÖSSA
ΣΚΟΥΦΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

غطاء بشريط مطاطي للاستخدام مرة واحدة

GIMA 21097



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone,
Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

REF

FGDCE-SM35

EC REF

Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

MD



CE

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por /
Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de /
Importerad av / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



DE

Produktname Einwegkappe mit Gummizug

Produktcode FGDCE-SM35 (21097)

Produktmodell Gummizug an der Kappe, 62x14,5 cm

Struktur und Zusammensetzung Die Kappe besteht aus 35-40 g SMS, mit Gummizug zur Befestigung.

Bestimmungsgemäße Verwendung Die Produkte werden hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

Gegenanzeigen Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Wenn die Verpackung beschädigt ist, ist das Produkt nass oder schimmelig. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

Verwendung des Produkts

1. Öffnen Sie die Produktverpackung, nehmen Sie die Kappe heraus und drücken Sie die Enden der Kappe mit beiden Händen zusammen.
2. Heben Sie Ihre Hand und legen Sie die Kappe auf Ihren Kopf. Passen Sie die Kappe so an, dass keine Haare herausfallen.

Lagerung Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80%, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.



Warnung

1. Hierbei handelt es sich um ein Einwegprodukt; des dar nicht wiederverwendet werden.
2. Hierbei handelt es sich um ein Produkt für den Einzelgebrauch, daher darf es nicht mit anderen Personen geteilt werden.
3. Bei Beschädigung des Produkts oder der Verpackung ist dessen Gebrauch verboten.

Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.

Gültigkeit 3 Jahre.

Produktionsdatum Siehe Datum auf der Verpackung

Ablaufdatum Siehe Datum auf der Verpackung

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

 REF	DE Erzeugniscode PT Código produto		DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PT Guardar ao abrigo da luz solar		DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern PT Armazenar em local fresco e seco
 LOT	DE Chargennummer PT Número de lote		DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745		DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	DE Hersteller PT Fabricante		DE Herstellungsdatum PT Data de fabrico		DE Medizinprodukt PT Dispositivo médico
	DE Nicht steril PT Não estéril		DE Ablaufdatum PT Data de validade		DE Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist PT Não use se o pacote estiver danificado
	DE Feuchtigkeitsgrenzwert PT Limite de umidade		DE Gebrauchsanweisung beachten PT Consulte as instruções de uso		DE Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden PT Dispositivo descartável, não reutilizar
	DE Temperaturgrenzwert PT Limite de temperatura		DE Autorisierter Vertreter in der EG PT Representante autorizado na União Europeia		DE Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln PT Frágil, manuseie com cuidado
	DE Diese Seite (nach) oben! PT Este lado para cima		DE Vorsichtig behandeln PT Manuseie com cuidado		