

EINWEGISOLIERKITTEL

DEUTSCH

Produktname Einwegisolierkittel

Produktcode FGIS-PP25-M, FGIS-PP25-L

Produktgröße Maßeinheit: cm

GIMA-CODE	21131	21132
FULL GUARD-CODE	FGIS-PP25-M	FGIS-PP25-L
Größen	115x137 (M)	120x150 (L)
Länge (Von der Schulter bis zum Saum)	115	120
Breite (Monolage)	137	150
Gürtellänge	180	180
Ärmellänge	58	59
Abweichung	±2	±2

Produktmodell Kitteltyp. M/L

Textur und Zusammensetzung Das Produkt verwendet 25g PP Vliesstoff. Es besteht aus einer Vorderseite, Rückseite, Ärmel, Band und Bündchen. Die Verarbeitungstechnik beinhaltet Schneiden, Ultraschallschweißen, Bänder, Trikot, Bündchen, Falten, Verschweißen.

Bestimmungsgemäße Verwendung Das Produkt wird hauptsächlich für die allgemeine Isolierung in Ambulanzen, Kliniken, Untersuchungsräumen, Reinigungsräumen, Laboren usw. verwendet. Es ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Kliniken bestimmt, um ein gutes Hygieneniveau aufrechtzuerhalten und zur Kontrolle des Infektionsrisikos beizutragen.

Gegenanzeigen Die Produkte können nur einmal und sollten sofort nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden. Die Verpackung ist beschädigt ist oder das Produkt ist feucht oder verschimmelt. Das Produkt darf in diesem Fall nicht verwendet werden.

Verwendung Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Produkt heraus. Schütteln Sie den Kittel leicht, heben Sie die Seiten des Kragens an, fahren Sie mit den Händen in die Ärmel, strecken Sie die Arme nach vorne und binden Sie die Bänder zu.

Lagerung Sie sollte in einem sauberen Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 %, ohne korrosive Gase, an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort gelagert werden.

Warnung

- Das Produkt ist ein Einwegprodukt, verwenden Sie es nicht wieder.
- Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, teilen Sie es niemals mit jemand anderem.
- Es ist verboten, das Produkt zu gebrauchen, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt sind.

Hinweis Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats gemeldet werden, in dem der Anwender oder Patient ansässig ist.

Gültigkeit 3 Jahre.

Produktionsdatum Siehe Datum auf der Verpackung

Ablaufdatum Siehe Datum auf der Verpackung

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

	Erzeugniscode		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Chargennummer		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Hersteller		Herstellungsdatum		Medizinprodukt
	Nicht steril		Ablaufdatum		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist
	Feuchtigkeitsgrenzwert		Gebrauchsanweisung beachten		Für einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden
	Temperaturgrenzwert		Autorisierter Vertreter in der EG		Zerbrechlich - Vorsichtig behandeln
	Diese Seite (nach) oben!		Vorsichtig behandeln		



FGIS-PP25-M (GIMA 21131)
FGIS-PP25-L (GIMA 21132)



Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue,
Xianning Economic Development
Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



Humiss Beratung
GmbHGneisenastraße
8.40477, Düsseldorf, Deutschland



Eingeführt von / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

