

meso-relle®

Raccordo multiniettore

Needles-syringe connector multinjector

Raccord seringue-aiguilles multipuncteur

Nadel -Spritzen- Verbindung für Mehrfachinjektionen

Conector multiinyector para aguja-jeringa

Gebrauchsanleitung

Die Mesorelle Nadel-Spritzen-Verbindung ermöglicht jederzeit eine Mehrfachinjektion bei dem Gebrauch von nur einer einzigen Spritze. Die Mesorelle Nadel-Spritzen-Verbindung wird auf die Spitze mit aufgesetzt, nachdem diese gefüllt wurde. Danach werden die Nadeln eingefügt und eventuelle Restluft wie bei einer Spritze mit einer Einzelnadel entfernt. Es gibt zwei Ausführungen: Nadeln in einer Linie für 3, 5, oder kreisförmig angeordnet und sind für 3, 5, 7 Nadeln mit Luer-Anschluß geeignet. Das verwendete Material besteht aus einem speziellen transparenten Kunststoff, der für medizinische Zwecke entwickelt wurde, und es ermöglicht, das Innere der Kammer zu prüfen. Bei unversehrter Verpackung wird die Sterilität garantiert; kühl und trocken lagern; direkts Sonnenlicht vermeiden.



M.V. srl – Via Don G. Dossetti 5/7 – 46023 Palidano di GONZAGA (MN)

Distributor: BIOTEKNE srl, - Via della Bastia, 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)



STERILE EO



Ultimo aggiornamento: Maggio 2011

wird die Sterilität
garantiert; und
trocken lagern; direkts
Sonnenlicht vermeiden.