




GIMA

ZOCCOLO PROFESSIONALE PROFESSIONAL CLOG



**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGSANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
دليل الإستعمال والرعاية**

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.


ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستخدام المنتج.

CE






2) Anatomico
Anatomical
Anatomique
Anatomisch
Anatómico
Anatômico
Ανατομικό
أنتومي

5) Sterilizzabile 135°C
Sterilizable 135°C
Autoclavable à 135°C
Sterilisierbar 135°C
Esterilizable 135°C
Esterilizável 135°C
Αποστειρωτικό 135°C
قابل للتعقيم بدرجة حرارة ١٣٥

6) Areato
Aerated
Aéré
Belüftet
Aireado
Arejado
Αερισμένο
ذات تهوية



4) Antistatico
Antistatic
Antistatique
Antistatisch
Antiestático
Antiestático
Αντιστατικό
مقاوم للإستاتيكية

3) Antiscivolo
No-Slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante
Anti-escorregamento
Αντιολισθητικό
مضاد للإنزلاق



AUFBEWAHRUNGSHINWEIS UND WARTUNG



Bevor Sie die Schuhe anziehen, überprüfen Sie bitte die Unversehrtheit der Sohle. Wir empfehlen weiterhin, dass Sie die Sohle mit Wasser und einer weichen Bürste waschen und gut abtrocknen lassen, bevor Sie die Schuhe das erste Mal anziehen. Die Schuhe nur mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen. Niemals Alkohol oder vom Erdöl ableitende Stoffe, wie Benzin, Verdünnungsmittel oder Petroleum als auch keine Art von Chemikalien verwenden. Diese Art von Substanzen könnten die eingesetzten Materialien beschädigen, indem ihre Struktur geschwächt wird, welches nicht ohne weiteres sofort sichtbar sein muss und des weiteren würden die bestehenden Schutzeigenschaften gefährdet werden.

Die Schuhe trocken und sauber halten und in einem angemessenen Raum bei Raumtemperatur aufbewahren. Niemals die nassen Schuhe nach Gebrauch mit einer Wärmequelle in Kontakt bringen, sondern immer gut in einem belüfteten Ort und bei Raumtemperatur trocknen lassen.

Aus der Zusammenarbeit mit einem Team von technischen Spezialisten der Branche, wie Modell- und Formbauer ist ein **hochtechnischer Schuh** entwickelt worden, dessen Eigenschaften sind:

- 1) **Unisex**, d.h. Mann, Frau, Heranwachsender
- 2) **Anatomisch**, damit eine perfekte Fußauflage gewährleistet ist
- 3) **Rutschfest**, dank der besonderen Form der Hackengrundlage
- 4) **Antistatisch**, um die elektrostatische Aufladung des Körpers abzuladen
- 5) **Sterilisierbar** in einer Autoklav bei **135 Grad**
- 6) **Belüftet** durch seitliche Öffnungen in der Sohle und Oberfläche

Diese besonderen Eigenschaften als auch die perfekte Sitzform, Leichtigkeit und Gebrauchsresistenz haben dazu beigetragen, ohne Probleme die **CE Europa**-Zulassung zu erhalten.

Wir bedanken uns bei Ihnen, für Ihr Vertrauen.