



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI
AUTOCLAVABLE PLASTIC BASINS
CUVES EN PLASTIQUE STÉRILISABLES EN AUTOCLAVE
CUBETAS DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE
BACIAS EM PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEIS
KUNSTSTOFFSCHALEN IN AUTOKLAVEN STERILISIERBAR
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟ
أحواض بلاستيكية قابلة للتعقيم بالأوتوكلاف

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso - Guia para utilização
Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung - Οδηγίες χρήσης - دليل الإستعمال والرعاية

DEUTSCH

Vor Gebrauch sterilisieren.

Das Produkt kann bis zu einer maximalen Temperatur von 137°C im Autoklaven sterilisiert werden; es ist jedoch empfehlenswert, es vor diesem Vorgang in der Spülmaschine nach ISO 15883 zu waschen. Stellen Sie das Produkt sauber und frei, so dass keine Hindernisse für die korrekte Zirkulation von Wasser und Dampf während des Waschens oder Sterilisierens entstehen. Vermeiden Sie trockene Sterilisation und die Verwendung von Lösungsmitteln oder abrasiven Substanzen zur Reinigung, verwenden Sie nur Produkte, die mit Polypropylen kompatibel sind. Nicht unter 4°C lagern. Lebensdauer ca. 36 Monate.



Am Ende des Produktlebenszyklus sind alle geltenden Entsorgungsvorschriften zu beachten. Nicht in die Umwelt entsorgen!

REF

26630 - 26631 - 26632 - 26633 - 26635
26636 - 26638 - 26639 - 26640



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
Made in UK

