



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

ORCHIDOMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMÈTRE - ORQUIDÓMETRO ORQUIDÓMETRO - ORCHIDOMETER ORCHIDOMETR - ORCHIDOMETR ORCHIDOMETER - ORKIDOMETRI ORKIDOMETER - ΟΡΧΙΔΟΜΕΤΡΟ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso Guia para utilização - Gebrauchs- und instandhaltungsanleitung Instrukcja obsługi -
Návod k použití - Gebruikershandleiding Käyttöohje - Användarhandbok - Οδηγίες χρήσης

DEUTSCH

EINLEITUNG

Ein Orchidometer ist ein Instrument zur Bestimmung des Volumens der Hoden. Es besteht aus einer Kette mit zwölf nummerierten Perlen aus Holz mit verschiedenen Größen aufsteigend von 1 bis 25 Millimeter. Die Abweichung zwischen dem Volumen der Hoden und den anderen Parametern der Geschlechtsreife kann einen wichtigen Hinweis auf mehrere Krankheiten sein. Es wird empfohlen, mögliche Abweichungen auch mit anderen Instrumenten zu untersuchen, um eine richtige Diagnose zu stellen.

SYMBOLE

	Achtung: Anweisungen (Warnings) sorgfältig lesen
	Erzeugniscode
	Chargennummer

ES WIRD EMPFOHLEN, DIE FOLGENDEN ANGABEN VOR DER BENUTZUNG DES ORCHIDOMETERS AUFMERKSAM ZU LESEN:

REINIGUNG UND WARTUNG

Verwenden Sie ein mit Desinfektionsmittel leicht getränktes, sauberes Tuch oder Papiertuch, um die Oberfläche des Orchidometers zu reinigen.

ANWEISUNGEN ZUR BENUTZUNG DES ORCHIDOMETERS

Die Perlen des Orchidometers sollen mit den Hoden verglichen werden, um den Stand der Geschlechtsreife festzulegen, indem die Nummer auf der Perle, die der Größe des Hodens am nächsten kommt, gelesen wird.

Nummer auf der Perle	Stand der Geschlechtsreife
1-3	Kindheit
4-6	Frühe Pubertät
8, 10	Pubertät
12, 15	Späte Pubertät
20, 25	Erwachsenenalter

Das Produkt ist kein Medizinprodukt.

A474 (Gima 27337)

Importato e distribuito da/Imported and distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in China

