





seca

seca 203



D Garantie
 24 Monate Garantie ab Kaufdatum gewähren wir für Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
 Die Garantie erlischt, wenn das Gerät von Unbefugten geöffnet wird.
Wichtig: Die Garantie gilt nur in Verbindung mit der Kaufquittung.



WHR	✓	⚠
♂	< 1.0 *	≥ 1.0 *
♀	< 0.85 *	≥ 0.85 *

*Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO technical report series 894 (1999: Geneva Switzerland).

Technische Daten • Technical Data • Fiche technique • Specifiche tecniche • Datos técnicos • Dane techniczne • Dados técnicos

MAX	205 cm
d	1 mm
	±5 mm

CE Konformitätserklärung
 Hiermit erklärt die seca gmbh & co. kg, dass das Produkt den Bestimmungen der anwendbaren europäischen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: www.seca.com.

	ø = 70 mm h = 28 mm
	~ 75 g
	0.5 - 0.9: ±0.03 0.9 - 1.2: ±0.04 1.2 - 1.6: ±0.05 1.6 - 2.0: ±0.06
	10 °C - 40 °C

	-25 °C - 65 °C
--	----------------

Reinigung • Cleaning • Nettoyage • Pulizia • Limpeza • Czyszczenie • Limpeza

Reinigen Sie das Umfangmessgerät nach Bedarf mit einem Haushaltsreiniger oder einem handelsüblichen Desinfektionsmittel. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
 Hammer Steilbühlweg 3,25
 22089 Hamburg Germany
 Telephone +49 40 20 00 00 00
 Fax +49 40 20 00 00 50
 info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

- seca deutschland
- seca france
- seca united kingdom
- seca north america
- seca schweiz
- seca zhong guo
- seca russia
- seca mexico
- seca australia
- seca brazil
- seca middle east
- seca india