



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**DEUTSCH**

**VELCRATED PADS**

**WARNUNGEN**

Überprüfen Sie vor jeglicher Verwendung visuell die Unversehrtheit des Produkts. Wenn das Produkt Auffälligkeiten aufweist, wenden Sie sich sofort an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde.

Erregi sas haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung des Medizinprodukts.

Im Falle eines schweren Unfalls im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts melden Sie den Vorfall bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

**BESCHREIBUNG UND ZUSAMMENSETZUNG**

Art. 27637: Polsterung für Bettgitter mit Klettband aus wasserabweisendem Stoff; Zusammensetzung: 100 % Polyester, Acryl-Träger/feuerhemmendes PU in Klasse 1. Verhältnis: 75 % PE und 25 % Harz. Polsterung aus Polyurethanschäum.

**HINWEISE**

Dieses Produkt wird verwendet, um versehentliche Stöße gegen das starre Bettgitter zu vermeiden und die Sicherheit von Personen mit Bewegungs- und Kontrollschwierigkeiten zu gewährleisten; es ist aus verschiedenen Stoffarten und in unterschiedlichen Formen erhältlich.

**KONTRAINDIKATIONEN**

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer bei festgestellter Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.

**WASCHMETHODE**

ART 27637

BIS MAX 40° WASCHBAR BLEICHEN	NICHT BLEICHEN	NICHT BÜGELN	KEINEN TROCKNER VERWENDEN
	UTILIZE QUALQUER DETERGENTE À EXEÇÃO DE PERCLOROETILENO		

**ACOLCHOAMENTO:**

LAVE COM UM PANO MOLHADO HUMEDECIDO

**DESINFEKTION**

Ausschließlich Medizinprodukte verwenden.

**AUFBEWAHRUNG**

Geschützt vor Licht-, Wärme- und Feuchtigkeitsquellen lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

**ENTSORGUNG**

Entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden Vorschriften zum Umweltschutz und zur getrennten Abfallsammlung.

	Erzeugniscode		Hersteller
	Chargennummer		Medizinprodukt
	Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745		Gebrauchsanweisung beachten
	Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	Herstellungsdatum		Ohne Naturkautschuk hergestellt

**GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN**

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

**REF 18/12/I (Gima 27637)**

**Erregi S.a.s.**  
Via Adua 40  
21040 Vedano Olona (Va)  
commerciale@ausilimedici.it  
www.ausilimedici.it  
MADE IN ITALY

