

CV2S2000



MANUALE DI UTILIZZO	5
USER MANUAL	11
MANUAL DE USO	17
NOTICE D'UTILISATION	23
BENUTZERHANDBUCH	29

Erhöhung

Der **CV2S2000** ist ein professioneller Zwei-Magnetspulen-Applikator für die Niederfrequenz-Magnetfeldtherapie.

Er lässt sich dank des Therapie-Gummibandes leicht an jede Körperstelle anpassen.

Das Produkt wird gemäß Regel 1 (4.1) in Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte der Klasse I zugeordnet.

Basis-UDI-DI: 8019781PEMFLFAPPP8


UDI-DI: (01)08019781472076

Technische
Informationen

Technische Merkmale:

- Größe des Applikators: 11 cm Durchmesser + 115 cm Gummiband;
- Kabellänge: 184 cm;
- 2 professionelle Magnetspulen;
- 1 Anschlusskabel;
- Kompatibel mit den Modellen der Serien MAG2000 und LaMagneto.

Kennzeichnung




Etikett 1










29x18.7mm

Etikett 2 – (Kabel-Etikett)



Symbole

Symbol	Bedeutung
	Logo des Herstellers.
	Im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 2017/745
	Hersteller-Daten.

Symbol	Bedeutung
	Herstellungsdatum (JJJJ-MM).
	Befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
	Medizinprodukt.
	WEEE-Richtlinie für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
	Anwendungsteil Typ BF.
	Zulässige Lagerungstemperaturen (auf Verpackung).
	Relative Feuchtigkeit Lagerung (auf Verpackung).

Transport und Lagern

Beim Transport ist keine besondere Vorsicht geboten. Bei der Lagerung ist das Gerät bis zu den folgenden Umgebungsbedingungen geschützt:

Umgebungstemperatur +5 bis 40 °C

Relative Feuchtigkeit 15 bis 93 %

Verwendungsweise

Gebrauchsanweisung für CV2S2000

Befolgen Sie die Anweisungen in der Ihrem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.

Beachten Sie die Warnhinweise in den Bedienungsanleitungen der Produkte der Familie MAG2000 oder LaMagneto.



I.A.C.E.R. Srl

Via S. Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE) - Italia / Italy

Tel.: (+39) 041/5401356 - Fax: (+39) 041/5402684

Email: iacer@iacer.it - PEC: iacer@pec.it - Web: www.itechmedicaldivision.com

