



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

www.led.it

DE 00900.FST - Erste ULPA Filter (5h) - BLAU
00900.FU01 - ULPA Filter für SURTRON EVAC (20h) - ROT

Kontrollieren das Status des Produkt vor der Verwendung.
Das Produkt ist Einweggebrauch. Nicht** wieder verwenden.
Nicht saugen die Flüssigkeit
Das Produkt muss in Übereinstimmung mit den Prozess für die Kontrolle von Krankenhaus-Abfall entsorgt werden.
Die Anschlüsse müssen von geschultem Personal durchgeführt werden.

Das Produkt ist kompatibel für Chirurgische Rauch Ausgang SURTRON® EVAC Verwendung (10200.10 – 10200.10/115V).


Siehe Anweisungen zum Anschluss des Einheit der Chirurgische Rauch Ausgang SURTRON® EVAC.

Typische Charakteristike

Filtere type: ULPA mit Aktiven Kohle
Filter Leistungsfähigkeit: 99,999X%
Teilchen Diameter: 0,12 micron
Durchmesser Schlauchanschluss Auslass: 22 mm
Filter 00900.FTS Dauert: 5 Uhr
Filter 00900.FU01 Dauert: 20 Uhre




LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT TR IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A



1 EINHEIT ANSAUGUNG* serie 10200. 10 - 10200.10/115V
2 FILTER Serie 00.900.XXX
3 ABSAUGUNG KIT (00900.02)* - A Filter - B Rohrdurchmesser. 22 mm Länge 2,4 m
4 Filter 22 mm (00900.06)*
5 Autoklavierbar Rohrdurchmesser. 22 mm (00900.04)*
6 KIT für die CHIRURGISCHE RAUCH ANSAUGUNG der HANDSTÜCKE (00900.01 oder 00900.07)* - C Adapter 10mm/22mm - D Rohrdurchmesser Länge 1,5mt - E Clip zu festlegen das Rohr im Handstücke - F Adapter für Handstücke
7 Particularität des Handstücke* mit 00900.01 oder 00900.07, der Handstücke muss zu Ihren Elektrochirurgische Einheit Anschluss (ESU)*. *Nicht versorgt.



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA