

FOOTSWITCH



REF 00304.00



1-2 cc
4 nc
3-5 switch



IP 67
WATER PROOF



MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138 03100
Frosinone (FR) - ITALY



-10°C

50°C

10% 85%

IT EN ES FR DE PT PL

IA00304.00c_ML1
ed.2022-11 2022 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A

DE ABGEDICHTETES EINZELPEDAL (5 pin)

Das Produkt wird für den Fuß der kompatiblen elektronischen Steuereinheiten zugeführt.

Kontrollieren das Status des Produkt vorher der Verwendung. Bitte, ausscheiden die Produkte mit Defekte.

Dieses Produkt ist kompatibel mit Versionen dieser Geräte erfordern es, den Anweisungen für das Gerät beziehen.

Die Verbindungen müssen von qualifizierten Personal durchgeführt sein.

Installation:

- Stecken Sie den Stecker auf produktspezifische Elektronik -Stecker, die Aufmerksamkeit auf die Richtung der Einführung zahlen (Abb. A -Teil 1-2)
- Um das Produkt zu sperren, drehen Sie das Rad am Gerät (Abb. A - Teil 3).

Schalten Sie das Gerät und Funktionstests durchführen , indem sie auf das Pedal (Abb. A - Teil 4).



DE DRÄNGEN = AKTIVIERUNG / AUSLÖSER = KEINE AKTIVIERUNG