

FOOTSWITCH

UDI 8 033638 321607

REF 00304.04

2024



1-2 cc
4 nc
3-5 switch



IP 67
WATER PROOF



cable 3 mt MADE IN ITALY

LED SpA
Via M.T. Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY



-10°C

50°C

10% 85%

IT EN ES FR DE PT PL

IA00304-04b_ML1
ed. 2022-10 2022 (C) LED SpA

(DE) ABGEDICHTETES EINZELPEDAL (5 pin) 3 mt

Das Produkt wird für den Fuß der kompatiblen elektronischen Steuereinheiten zugeführt.

Kontrollieren das Status des Produkt vorher der Verwendung. Bitte, ausscheiden die Produkte mit Defekte.

Dieses Produkt ist kompatibel mit Versionen dieser Geräte erfordern es, den Anweisungen für das Gerät beziehen.

Die Verbindungen müssen von qualifizierten Personal durchgeführt sein.

Installation:

- Stecken Sie den Stecker auf produktspezifische Elektronik -Stecker, die Aufmerksamkeit auf die Richtung der Einführung zahlen (Abb. A -Teil 1-2)
- Um das Produkt zu sperren, drehen Sie das Rad am Gerät (Abb. A - Teil 3).

Schalten Sie das Gerät und Funktionstests durchführen , indem sie auf das Pedal (Abb. A - Teil 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(DE) DRÄNGEN = AKTIVIERUNG / AUSLÖSER = KEINE AKTIVIERUNG