

**DEUTSCH**

## Gebrauchsanweisung

Thermo feel ist ein zylindrisch geformtes Instrument, bei dem ein Ende aus Stahl und das andere aus Kunststoff besteht. Die unterschiedlichen thermischen Eigenschaften der beiden Materialien, die abwechselnd mit der Haut in Kontakt gebracht werden (siehe Abbildungen), ermöglichen es, die Person zu fragen, ob sie die Temperaturschwankungen wahrnimmt. Thermo Feel ist kein Medizinprodukt, sondern stellt lediglich ein indikatives Hilfsmittel für ein erstes Screening von Diabetikern dar, die möglicherweise ein Neuropathierisiko haben. Die gelieferten Ergebnisse sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet.

### GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten

**REF 31278**



Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por  
/ Distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από / Distribuit  
de / Dystrybuowane przez / Distributer / Forgalmazza /  
Išplatino / Разпространяван от / توزيع

**Gima S.p.A.**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China