



CE
EN1865

TAVOLA SPINALE SPINE BOARD
TABLA ESPINAL SPINE BOARDS
PLAN DUR

PVS SpA
Cassina de Pecchi – I

GERMAN

Merkmal : Der Wirbelsäulentrage ist aus Polyethylen gefertigt, durchlässig für Röntgenstrahlen, wasserdicht, schwimmfähig, kompakt und schmal für Ambulanzen, vereinbar für alle möglichen Kopffixierungen.

Man ratet nur spezialisierten Personal die Trage zu benutzen. Während gebrauch darauf achten das die wunde die oberfläche nicht berührt.

Reinigung: Reinigen mit Seife und warmes Wasser , oder gebrauchten Sie ein desinfizier Mittel.

DATI DIMENSIONALI - SIZES - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONES	
PORTATA - LOADING CAPACITY - CAPACITE DE CHARGE - BELASTBARKEIT - ALCANCE	150 KG.
LUNGHEZZA - LENGHT - LONGUEUR - ERSTRECKUNGSLAENGE - LONGITUD	184 cm.
LARGHEZZA - WIDTH - LARGEUR - BREITE - ANCHURA	41 cm
SPESSORE - TICKNESS - EPAISSEUR - DICKE - ESPESOR	5 cm.
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO	7,20 KG.