


# COPERTA ISOTERMICA



# COUVERTURE DE SURVIE



# RESCUE BLANKET

# RETTUNGSDECKE MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizatã

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعادن

REF 34085 LOT 000053



02-2025



03-2030

UDI



(01)08023279340853  
(10)000053  
(11)250280  
(17)300380



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com) - Made in China

**GIMA**

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

**DE - VERWENDBAR** Das reflektierendes Material schützt den Körper gegen die Sonnenstrahlen and Unterkühlung. Verwendbar bei **UNFALLEN, WIND, REGEN UND HITZE**. **GEBRAUCHSANLEITUNG** Den Verletzten in die Decke einwickeln. **Goldseite** nach oben schützt gegen Unterkühlung. **Silberseite** nach oben schützt gegen Hitze.

**VORSICHT** • Die feuchten oder muffigen Produkte dürfen nicht verwendet werden. • Nur zum einmaligen Gebrauch, Wiederverwendung ist nicht erlaubt. • Nicht bei extremen Temperaturen lagern. • Nach Gebrauch sicher entsorgen, um Infektionsrisiken zu vermeiden. • Melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle in Bezug auf das Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates, in dem der Benutzer und / oder Patient niedergelassen ist. **LAGERUNG UND TRANSPORT** • Das Gerät muss bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80% gelagert werden, die Lagerumgebung muss nicht korrosive Gase enthalten, trocken sein, Sonnenlicht vermeiden, gut belüftet und sauber sein. • Das Gerät muss bei Transport und Handhabung vorsichtig behandelt werden.