

**D** Die **BOSTON** -Schienen sind stark aber sehr leicht. Ihre Masse gibt die Möglichkeit um Sie leicht an Ober-Oder Unterteil des Körpers einzusetzen. Anwendungsmöglichkeiten auf beigefügten Zeichnungen. Sie sind röntgenstrahlendurchlässig, gepolstert und leicht zu reinigen. Die **BOSTON**-Schienen können mehrmals gebraucht werden. Anbefohlen wird Sie nicht mehr zu gebrauchen nach Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeit. Aufbewahren in einen trockenen und sauberen Platz weit von Hitze und Sonnenstrahlen. In eine Tüte aufbewahren für einen zweiten Gebrauch. Abwaschbar mit Wasser und Seife Ober mit ein Desinfizierender Reiniger.