




SIZE 0,5 1 A




SIZE 3 4 5 C - D



SIZE 5,5 6 E - F - G



SURGIVEST



surgifix®

شبكة أنبوبية مرنة

Ελαστική μрежеста превръзка с цилиндрична форма

Elastický tubulární obvaz

Elastisk net tubebandage

Elastne võrkside

Elastinen verkkoside

Filet tubulaire élastique

伸縮ネットホータイ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ

ΔΙΧΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ

Elastic tubular net bandage

Rete tubolare elastica

Elastīga tubulāra tīklveida saite

Užmaunamas elastinis tinklinis tvarstis

Elastisch tubulair netverband

Elastisk nettbandasje

Elastyczny rurkowy bandaż siatkowy

Rede tubular elástica

Fašā elasticā din pllašā tubularā

Трубчатая эластичная сетка

Elastický tubulární obvaz

Elastcna mreža za cez povoj

Malla tubular elástica


Elastisk tubgasbinda

Elastischer Netzschlauchverband


Elastik Tubuler File Bandaj

Rugalmas csőszerű hálókötés


SIZE 2 3 B - C




SIZE 5 5,5 C - D




SIZE 6 7 8 9 10 G - H - I



SURGISLIP



SIZE 5,5 D - E - F



Via delle Poste, 16
14010 Dusino San Michele (AT) - Italy
www.fraproduction.it



DE

Verwendungszweck: Elastischer Netzschlauchverband zum Fixieren von Wundauflagen.

Warnhinweise:

- Nicht in Berührung mit der Wunde verwenden.
- Unsachgemäße Anwendungen vermeiden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Das Produkt wird angezogen, nicht um den Körperteil gewickelt.
- Nicht verschlucken.
- Sollte das Produkt zu sehr einschnüren, die nächst größere Größe benutzen.
- Das Produkt fern von Wärmequellen, Feuchtigkeit und Licht aufbewahren.
- Für Latex enthaltendes Surgifix: Falls Hautsensibilisierungen gegen Latex auftreten sollten, die Verwendung einstellen.

