




GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

KIT PODOLOGIA CON ASTUCCIO RIGIDO - 7 STRUMENTI - PODIATRY STEEL FRAME KIT - 7 PIECES
KIT PODOLOGIE AVEC ÉTUI RIGIDE - 7 UNITÉS - SET PODOLOGIE MIT FESTEM ETUI - 7 INSTRUMENTE
KIT DE PODOLOGÍA CON ESTUCHE DE ACERO - 7 UNIDADES - KIT DE PODOLOGIA COM ARMAÇÃO
EM AÇO - 7 PEÇAS



Vorsichtsmaßnahmen, Warnungen, Einschränkungen und besondere Be- handlung

Ordnungsgemäße Reinigungsmethoden

Eine ordnungsgemäße Reinigung erfordert Flüssigseife/Reinigungsmittel, Wasser und eine saubere und desinfizierte Scheuerbürste, um allen sichtbaren Schmutz und alle Rückstände zu entfernen.

Alle Teile sollten mit einer sauberen und desinfizierten Scheuerbürste unter fließendem Wasser geschrubbt werden.

Die Reinigung ist keine Desinfektion; die Desinfektion ist ein völlig eigenständiger Schritt. Verschiedene Teile sind auf unterschiedliche Weise zu reinigen. Dies hängt oft davon ab, aus welchem Material das Teil besteht und wie es verwendet wurde.

HINWEIS: bevor ein Teil desinfiziert werden kann, muss die Reinigung ordnungsgemäß durchgeführt worden sein.

Vor dem Eintauchen in Desinfektionsmittel müssen alle Teile gründlich abgespült und mit einem sauberen Tuch oder Papiertuch abgetrocknet worden sein.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.

DEUTSCH

Instrumentenbeschreibung

Bezeichnung: Nagelhautschieber und Nagelreiniger, 13 cm

Bezeichnung: Nagelfeile mit weißem Plastikhandgriff, 10 cm

Bezeichnung: Nagelhautschere, 9,5 cm

Bezeichnung: Nagelknipser, 10 cm

Bezeichnung: Nagelschere 9,5 cm

Bezeichnung: Pinzette, 9 cm

Bezeichnung: Nagelhautschieber Zweiseitig, 12 cm

Hinweise zur Verwendung



- Außerhalb der Reichweite von unbefugten Personen aufbewahren.
- Das Instrument ist nur von eingewiesenen Personen zu verwenden.
- Nur für den professionellen Einsatz - muss vor Gebrauch desinfiziert werden.

REF 39805

Importato da / Imported by / Importé par /
Importiert von / Importado por / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan