



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**ESERCITATORE A PEDALI
BASIC PEDAL EXERCISER
APPAREIL D'EXERCICE À PÉDALE DE BASE
PEDALEADOR DE EJERCICIOS BÁSICO
EXERCITADOR DE PEDAL BÁSICO
BEWEGUNGSTRAINER MIT PEDALEN
ROTOR DO ĆWICZEŃ
MINI BICICLEȚĂ PENTRU EXERCIȚII
ALAP PEDÁLOZÓ GÉP
ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΤΑΛΙΕΡΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

Gima 43150

REF TD001P-2

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por
Eingeführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com





1



2



3

-
- DEUTSCH**
1. Schrauben Sie die Rohre an beiden Seiten wie oben fest.
 2. Schrauben Sie die Schranke an den Hauptrahmen.
 3. Stecken Sie den Spanngriff in die Mitte des Lochs und drehen Sie ihn in die Schranke, um die Übungsintensität einzustellen.

Hinweis: Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen Boden. Sie können die Hände oder die Füßen im und gegen den Uhrzeigersinn bewegen.

Warnung: Bitte stellen Sie sich nicht direkt auf das Produkt (max 40Kg). Sie können sich zum Trainieren der Füße hinsetzen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.
