

OCCHIALI X5-PRO -ANTIAPPANNANTI E ANTIGRAFFIO
X5-PRO GOGGLES - FOG RESISTANT AND ANTI-SCRATCH
LUNETTES X5-PRO - ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES
GAFAS X5-PRO: RESISTENTES AL VAHO Y ANTIARAÑAZOS
ÓCULOS X5-PRO - RESISTENTES AO NEVOEIRO E ANTI-RISCOS
X5-PRO-BRILLE – BESCHLAGFREI UND KRATZFEST
X5-PRO-BRIL - CONDENSBESTENDIG EN KRASBESTENDIG
X5-PRO BRILLE - TÅGEAFVISENDE OG ANTI-RIDSE
X5-PRO GOGGLES - IMMA RESISTENTA OCH ANTI-REPOR
X5-PRO SUOJALASIT - HUURTUMATON JA NAARMUUNTUMATON
X5-PRO BRILLE - TÅKEBESTANDIG OG ANTI-RIPE
GOGLE X5-PRO - ODPORNE NA MGŁĘ I ZARYSOWANIA
BRÝLE X5-PRO - ODOLNÉ PROTI ZAMLŽENÍ A PROTI POŠKRÁBÁNÍ
X5-PRO SZEMÉVVEZETÉK - PÁRA- ÉS KARCÁLLÓ
GOGGLES X5-PRO - REZISTENTI LA CEATA SI ANTI-ZGARIETURI
NAOČALE X5-PRO - ODPORNE NA MAGLJENJE I OGREBOTINE
OČALA X5-PRO - ODPORNA NA ROSENJE IN PRASKE
ОЧИЛА X5-PRO - УСТОЙЧИВИ НА МЪГЛА И ПРОТИВ НАДРАСКВАНЕ
X5-PRO GOGGLES - ANΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΑΡΑΚΤΙΚΗ
شده ل ل داضم و بابض ل ل مواقم X5-PRO - تاراظن

REF GDG01 (Gima 25257 - 25258)

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd
No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan Taizhou,
318020 Zhejiang China
www.chinagongdong.com
Made in China



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141- Planta 19, 28046-Madrid,
Spain

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von/ Importado por/ Importado por/ Εισάγεται
από / Importowane przez / Importat de / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Importerad av /
Uvezao / Importälja / Importert av / Geïmporteerd door / Importeret af / Внесен от / داري تاسا :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



DANSK

Brugsanvisning

Model: Almindelig type

Rev. A/1 Effektiv: 2020-4-

Beskrivelse:

De medicinske beskyttelsesbriller er beregnet til at skabe en fysisk barriere, der adskiller øjnene fra de umiddelbare omgivelser. Denne enhed forhindrer væsker eller dråbesprøjt i at komme i kontakt med brugeren. De medicinske beskyttelsesbriller er beregnet til engangsbrug.

Indikation for brug:

Beskyttelse af de tilhørende slimhinder øjne mod stænk, spray og sprøjt af kropsvæsker.

Kontraindikationer:

Ingen.

Bivirkninger af produktet:

Dette produkt har ingen bivirkninger.

Advarsel:

1. Må ikke bruges, hvis komponenterne viser tegn på beskadigelse.
2. Udsæt ikke komponenter for temperaturer, der er højere end angivet på emballagens etiket.
3. Bortskaf produktet som biofarligt affald i henhold til institutionel protokol.

Sådan gør du:

Tag beskyttelsesbrillerne ud af emballageposen, bekræft, at beskyttelsesbrillerne er i god stand, juster brillernes teleskopiske ben til en behagelig position og bær dem på øret.

Opbevaring:

Opbevar produktet på et tørt sted ved 0-30°C.

Holdes væk fra sollys.1.

Forklaringer af symboler:

	Udløbsdato		Engangsenhed, må ikke genbruges
	Batchnummer		Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Fabrikationsdato		Må ikke udsættes for sollys
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordningen (UE) 2016/425		Opbevares køligt og tørt
	Fabrikant		Autoriseret repræsentant i det Europæiske Fællesskab
	Produktkode		

GIMA GARANTIBETINGELSER

Gimas standard B2B 12 måneders garanti gælder

CE PPE Cat.II udstedt af:

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

Bemyndiget organ 0196 Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Tyskland

i henhold til bilag II til forordning (EU)2016/425 - harmoniseret EN 166:

2001 Direktiv 2001/95/EF