

REF

KDB-504E (GIMA 27704)



Zhongshan Kangdebao(KDB) Rehabilitation Equipment Co.,Ltd.
Card 1, No.5, 24# Longcheng Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Made in China

EC

REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA
Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Enheden bruges som greb til at forhindre, at patienter, ældre og skrøbelige personer glider, når de stiger ind eller ud af sengen.

Model	Specifikation	Lastbærende	Materiale	Billede
KDB-504E	Sengegærde	125KG	Jern	

Det advares brugere, der har allergiske reaktioner på visse latexproteiner, at fødder indeholder naturgummi

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

- 1. Rengøres ved at tørre den af med en fugtig klud
- 2. Eventuelle ekstra dele og reservedele må kun købes hos producenten.

EMBALLAGE

Forsegl sengegærdet i en plastikpose, og læg det derefter i en papkasse.

OPBEVARING

Det emballerede sengegærde skal opbevares på et ventileret og tørt sted, uden ætsende gas og i et godt ventileret og rent rum. Undgå fugt, stærkt lys og hold den væk fra varmekilder under transport.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf venligst produktet efter brug for at overholde lokale regler.
Alle alvorlige hændelser vedrørende det medicinske udstyr leveret af os skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor dit registrerede kontor er placeret.

ETIKETTER, EMBALLAGE LOGO DESIGN:

Symbol	Mening	Symbol	Mening
	Medicinsk udstyr i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745		Medicinsk apparat
	Manufacturer		Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab
	Fremstillingsdato		Opbevares væk fra sollys
	Partinummer		Ikke steril
	Advarsel: Læs og følg brugsanvisningen (advarslerne) omhyggeligt		Produktkode
	Læs brugsanvisningen		Opbevares på et køligt, tørt sted
	Importeret af		

GIMA-GARANTIVILKÅR

Gimas 12 måneders standard B2B-garanti gælder.

DANSK